

**Eine einzige Komponente.  
Feuchtigkeitsaktiviert.  
Direkte Abgabe.**



Professionelle  
Qualität!

## NoMIX® Provisorischer Zement macht es Ihnen und Ihren Patienten leichter

NoMIX ist der einzige vorgemischte, provisorische Ein-Komponenten-Zement. Im Gegensatz zu herkömmlichen provisorischen Zementen ist bei NoMIX kein Anmischen, Aufspachteln oder Reinigen von Verschmutzungen erforderlich. Trotzdem bietet NoMIX einen überzeugenden Halt. Die vorgefüllten Spritzen ermöglichen eine schnelle und präzise Platzierung des Zements auf Restaurationen. Mit den neuen NoMIX Applikatoren für die Anwendung zu Hause haben Patienten – zu Hause oder unterwegs – eine praktische Lösung zur Hand, die Notfallbesuche seltener macht.



Spritze für die Praxis



Tube für zu Hause

## Eigenschaften

- Kein Anmischen, keine Verschmutzungen, kein Abfall
- Einfache Anwendung, in der Praxis oder zu Hause
- Eugenol-frei und somit mit allen Kunstharzmaterialien oder Bondingmitteln verträglich

## Vorteile

- **Feuchtigkeitsaktiviert** – eliminiert trockenes Zementieren und vermeidet eine postoperative Überempfindlichkeit
- **Vorgefüllte 1-ml-Spritze** – perfekt für ein einfaches und direktes Auftragen auf Restaurationen
- **Einmaldosis-Anwendung für Zuhause** – sichere Anwendung zu Hause, macht nächtliche Notfallbesuche seltener
- **Kein Eugenol** – hindert Kunstharzmaterialien nicht am Abbinden

## Aktive Inhaltsstoffe

- **Kaliumsulfat** – desensibilisierende Wirkung auf den Zahn
- **Zinkoxid** – antibakteriell, schützt vor dem «schwarzen Pilz» und dem dazugehörigen Mundgeruch
- **Kalciumsulfat** – dehnt sich wenig aus, bessere Randdichte

**Arbeitszeit 5 Minuten.**

**Abschließende Abbindezeit 15 Minuten.**

## NoMIX-Spritzentechnik

- Präparierte Zähne feucht lassen. Nicht trocknen.
- Innenflächen der trockenen Krone leicht mit NoMIX Provisorischem Zement bedecken.
- Restauration einsetzen und Sitz überprüfen. Den Patienten zubeißen lassen.
- 5 Minuten warten. Der Zement ist nun ausreichend abgebunden, sodass überschüssiger Zement vorsichtig entfernt werden kann. Die interproximalen Bereiche durch Hindurchziehen (NICHT Aufwärtsziehen) verknoteter Zahnseide reinigen.
- Der Zement ist nach ungefähr 15 Minuten vollständig abgebunden. Der Patient sollte mindestens 1 Stunde nichts essen.

Stellen Sie unser Display-Kit mit den neuen Applikatoren für die Anwendung zu Hause an Ihrer Empfangstheke auf. Alle Patienten, die sich für diese Applikatoren entscheiden, gehen mit einem Plus an Sicherheit und ohne Sorgen nach Hause.

## Bestellinformationen

<b>CEN310157</b>	<b>NoMIX Display-Kit</b> für Applikation zu Hause 50 x 0,5 g Einmaldosis-Tuben	<b>CHF 114.05</b>
<b>CEN310520</b>	<b>NoMIX-Starterkit</b> 6 x 1 ml vorgefüllte Spritzen 30 Spritzenaufsätze, 24 x 0,5 g Einmaldosis-Tuben	<b>CHF 202.60</b>
<b>CEN290040</b>	<b>NoMIX-Nachfüllkit</b> 12 x 1 ml vorgefüllte Spritzen zur Anwendung in der Praxis	<b>CHF 268.30</b>

Preise exkl. MWST und Versandkosten. Preisänderungen vorbehalten.



Neu!  
Display-Kit mit  
Applikatoren für die  
Anwendung zu Hause.

Bestellen Sie ganz einfach über unseren Shop [www.ms dental.ch](http://www.ms dental.ch) mit einem **Online-Rabatt von 5%** oder rufen Sie uns unter der **Telefonnummer 032 387 38 68** an.