


# Core-Flo™ DC Lite

## Dual-härtendes Stumpfaufbaumaterial



**CORE-FLO™ DC Lite**

Bringing **Science** to  
the *Art* of Dentistry™




# Die Bausteine für den perfekten Stumpfaufbau

- CORE-FLO DC Lite ist ein dualhärtendes, fluoridabgebendes Material, das sich ideal eignet zum Stumpfaufbau, zur Stiftzementierung und als Dentin-Ersatzmaterial.
- Es zeichnet sich aus durch geringe Viskosität für optimales Handling und hohe Radiopazität für gute Diagnostik.
- Auf Dentin entwickelt es eine sehr hohe Festigkeit.
- CORE-FLO DC Lite ist in den Farben Natural/A1 und Opaque White erhältlich.

## Scherfestigkeit auf Dentin (MPa)

Die Kombination aus CORE-FLO DC Lite mit Universal Primer bietet beste Verbundfestigkeit auf Dentin, Schmelz und Glasfaserstiften.



Materialien nach den Anweisungen des Herstellers platziert.  
Daten der Grafik, BISCO Inc.

CORE-FLO DC Lite / Physikalische Eigenschaften	
Verarbeitungszeit/ Aushärtezeit	1/7 Minuten Bei Raumtemperatur
Druckfestigkeit	229/259 MPa (Licht/Selbst)
Biegefestigkeit	127/93 MPa (Licht/Selbst)
Radiopazität	1,8 mm
Lichtpolymerisation	40 Sekunden



## BESTELLINFORMATION

BI-AB-17410K	CORE-FLO DC Lite Universal Primer Kit 1 Dual-Syringe Natural/A1 à 8g 1 Dual-Syringe Opaque White à 8g 1 Universal Primer Kit, Part A + B je 6 ml CHF 354.45
BI-A17801P	CORE-FLO DC Lite 1 Dual-Syringe à 8g Natural/A1 CHF 105.85
BI-A-17803P	CORE-FLO DC Lite 1 Dual-Syringe à 8g Opaque White CHF 105.85

Alle Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten.  
Preisänderungen vorbehalten.