

NEU
für Pentamix!

NoCord™ VPS

Einstufiges, selbst-retrahierendes Abformsystem



Das etwas andere Silikon.

Erleichtert Abformungen!

Gründe, warum NoCord™ anders und besser ist:

Das erste A-Silikon mit integrierter Hämostase.

Stoppt Blutungen und Flüssigkeitsfluss für klare Ränder und herausragende Detailliertheit.

MegaBody™ Tray-Material bewirkt eine Ausweitung des Sulkus.



Treibt das Wash-Material in den Sulkus, sodass das Weichgewebe weggedrückt und alle Ränder freigelegt werden.

NoCord VPS ist starr und stabil.

Großartige Ergebnisse in den anspruchsvollsten Fällen.

NoCord VPS ergänzt Ihre Technik.

Unabhängig davon, ob Sie zwei Fäden, eine Paste oder gar kein Retraktionsmittel verwenden, NoCord macht das Abformen sicherer, einfacher und fehlerfreier.



Perfekter Abdruck. Brillante Ergebnisse!


Gründe, warum NoCord besser für Sie ist:

Oft benötigen Sie keine Fäden




Supragingivale Ränder und relativ gesundes Gewebe sind der perfekte Fall für NoCord!

In vielen Fällen nur einen Faden nötig



Die Ausweitung des Sulkus durch NoCord macht einen zweiten Faden oft überflüssig.

Jedes Mal sicherer, einfacher, besser



NoCord Wash mit seinen auf die Gingiva adstringierend wirkenden 15 % Alaun (Ammoniumaluminiumsulfat) verhindert Neublutungen sowie Blutansammlungen und schützt gleichzeitig empfindliches Gewebe.

Abformungen mit NoCord VPS sind:

Sicherer

- Weitet den Sulkus sanft aus.
- Keine Fäden oder Instrumente zum Fadenlegen.
- Schützt das Epithel-Attachment vor Beschädigung.
- Keine Bedenken hinsichtlich Rezession.



«Wenn ein Patient dünnes Gewebe hat, das zu Rezession neigt, oder bei ihm vor Kurzem ein periodontaler Eingriff durchgeführt wurde, kann ich Fadenlegen vermeiden und die Details sicher erfassen.»


David Polhemus, DDS, AACD
Inside Dentistry, August 2017

«einfache und hochpräzise Abformungen ohne Beschädigung von empfindlichem Gingivagewebe. NoCord VPS bietet eine saubere Aufnahme ohne zusätzliche Geweberetraktion.»

Summer Lerch, DDS, FAGD, AAACD
Compendium, November 2016

Einfacher

- NoCord Wash. Integrierte Hämostase.
- MegaBody 50 ml Kartuschen mit erleichteter Abgabe.
- 380 ml Kartuschen für automatische Mischgeräte.
- Doppel- oder vollbölig, ganz nach Belieben.



«NoCord hat einen Dreifacheffekt für Abformmaterialien – Sulkusausweitung, Hämostase und Genauigkeit. NoCord ist die nächste Generation der Abformmaterialien.»

Frank Milnar, DDS




Verarbeitung
≤ 1:00 Min.

Abbindezeit
≥ 4:45 Min.

Besser

- Punktuell oder großflächig, NoCord bietet eine zusätzliche Sicherheitsmarge.
- Starr. Genauere Implantatabformungen.
- Für Fadennutzer: stoppt erneute Blutungen, wenn ein Faden entfernt wird.
- Einfaches Scannen für eine detaillierte Digitalisierung.



«Die Festigkeit der Materialien gewährleistet eine genaue Übertragung der Implantatabformung bei gleichzeitiger präziser Aufnahme von Weichgewebedetails.»

David Polhemus, DDS, AACD
Inside Dentistry, August 2017

«Die Verwendung von NoCord Abformmaterial in Kombination mit seinen blutstillenden Mitteln kann zudem Sekretfluss stoppen und den Sulkus sicher weiten, um eine genauere und detailliertere Erfassung der Ränder zu ermöglichen. Mit dieser Möglichkeit kann verhindert werden, dass der Patient wiederkommen muss, um bei einem weiteren Termin einen besseren intraoralen Scan oder einen zeitaufwendigeren Eingriff mit Fäden oder Pasten durchführen zu lassen.»

Gregori Kurtzman, DDS, & Tarun Agarwal, DDS
Dentistry Today, Januar 2017

Bestellinformationen:

CEN310280	NoCord™ VPS Einführungs-Kit (1 x Wash 50 ml, 2 x MegaBody™ Tray-Material 50 ml, 24 x SuperMixer™)	CHF 142.20
CEN310281	NoCord™ VPS MegaBody™ Tray-Material 2er-Pkg. (2 x 50 ml, 6 x SuperMixer™)	CHF 95.25
CEN310282	NoCord™ VPS Wash-Material 2er-Pkg. (2 x 50 ml, 6 x SuperMixer™)	CHF 95.25
CEN310283	NoCord™ VPS MegaBody™ Tray-Material 10er-Pkg. (10 x 50 ml, 12 x SuperMixer™)	CHF 402.50
CEN310284	NoCord™ VPS Wash-Material 10er-Pkg. (10 x 50 ml, 12 x SuperMixer™)	CHF 402.50
CEN310286	NoCord™ VPS MegaBody™ 380 Tray-Material 1er-Pkg. (1 x 380 ml, 10x SuperMixer™, 1x Bajonettring)	CHF 402.50
CEN310287	NoCord™ VPS MegaBody™ 380 Tray-Material 2er-Pkg. (2 x 380 ml Kartusche, 1x Bajonettring)	CHF 578.20
CEN360005	Access® VPS Tray-Kleber	CHF 46.95
CEN360010	SuperMixer™ Mischdüsen, türkis, 24 Stück	CHF 68.40
CEN910631	SuperMixer™ Mischdüsen, gelb mit 18-ga-Spitze, 50 Stück	CHF 135.50
CEN910637	SuperMixer™ Mischdüsen, 380 gelb, 40er-Pkg.	

Preise exkl. MWST und Versandkosten. Preisänderungen vorbehalten.

Bestellen Sie ganz einfach über unseren Shop www.ms-dental.ch mit einem Online-Rabatt von 5% oder rufen Sie uns unter der Telefonnummer 032 387 38 68 an.