



ms-dental⁺ *exklusiv*

Ihr Spezialist für Dentalprodukte



American Eagle
INSTRUMENTS®


Ihr Spezialist für
American Eagle
Instrumente in der
Schweiz



Wir beraten Sie gerne
info@msdental.ch
032 387 38 68

ms-dental ^{CH}

XP® Technology
The Sharpen-Free
Instruments™



MS Dental AG · Dentalprodukte · CH-3292 Busswil
T +41 32 387 38 68 · www.ms dental.ch

Inhaltsverzeichnis

Prophylaxe	
Combi touch	4
Ultraschalleinheit und Pulverstrahlgerät in einem	
Starjet	5
Pulverstrahlgerät für 2 Indikationen	
Microlux 2	6
Leuchte für u.a. Sichtbarmachung von Karies	
FluoroDose	7
5 % Natriumfluorid in praktischen Lollipop® Dosierung	
RushBrush	7
impregnierte Einmalzahnbürsten	
Directa Strips	8
Hygienist Strip, Bearbeitung von Approximalflächen	
Opalescence Zahncreme	9
Schonende Zahnreinigung und Pflege	
Nano	9
Whitening Toothpaste & Mouthwash	
D'Sense	9
Desensibilisierungsmittel	
Einweg-Prophy-Winkelstücke	10
Frei von Latex und BPA	
Ästhetik	
Opalescence Programm	12-13
Opalescence Go 6%, PF 10%/16%, Boost 40%	
LC Block-Out Resin	13
Nicht nur zum Ausblocken	
EnaWhite 2.0	14
Bleaching + Toothbrush	
EnaWhite Power	14
35 % Wasserstoffperoxid für In-office-Behandlung	
WhiteWash Laboratory	14
Dissolving Teeth Whitening Strips	
White Dental Beauty	14
Speziell für empfindliche Zähne	
Parodontologie	
American Eagle Instruments	16-20
Handgriffe, Scaler, Double Gracey, Küretten	
Stoma	21
Modul Perio Set «Berner Konzept»	
Restauration	
Bioclear Matrizensystem	22-24
SafeMatrix	25
Einwegmatrizen	
dLine® Ätzel	26
37% Phosphorsäure	
dLine® lighthärtendes Komposit	27
auf Bariumglas-Basis	
Theracal	28
Lighthärtendes, kunststoffmodifiziertes Kalziumsilikat (MTA)	
AllBond	28
Hydrophiles Bonding	
CoreFlo DC Lite	29
Dual-härtendes Stumpfaufbaumaterial	
Theracem	29
Dual-härtender, Kalzium-freisetzender und selbstklebender Harzzement	
Rekonstruktive Zahnmedizin	
NoCord VPS	30
A-Silikon mit integrierter Hämostase	
BluMousse	30
Silikon, speziell für die Bissregistrierung	
Rekonstruktive Zahnmedizin	
Encore	31
Dualhärtendes-Stumpfaufbaumaterial in der Einheitsdosis	
Access Edge	31
Blutstillung und Retraktion mit Kaolin	
Z-Prime Plus	31
Speziell für Zirkon- und Aluminiumoxid-Oberflächen entwickelt	
Dentapreg	32
Glasfaserbänder in 3 Breiten	
Tender Fiber	32
Glasfaserstränge von Micerium	
NoMix	33
4 gebrauchsfertige Einkomponenten-Zemente für Provisorien	
Tempit	33
Drei provisorische Füllungsmaterialien für alle Einsatzbereiche	
Endodontie	
Obtura III MAX	34
Gerät zur Wurzelkanalfüllung	
Digital Apex Locator	34
Endodontische Diagnose	
Calasept	35
Calciumhydroxid (>41%)	
Calasept EDTA	35
Spülmittel zur Chelatbildung	
Chirurgie	
Stoma Surgery Sets	36-38
«Berner Konzept» Prof. Dr. Dr. A. Sculean, M.S.	
MJK Skalpellklingen	39
Spezielle Mini- & Mikro-Klingen	
Stoma Nahtmaterial (Weichgewebe Chirurgie Katalog)	39
Directa Luxator	40
Die ideale Synthese zwischen traditionellem Hebel und Periotom	
Hilfsmittel	
Compo-Vibes	41
Modellieren und Anpassen von Kompositen	
K-Lite	41
Das Unsichtbare sichtbar machen	
CrystalTip	42
Praxishygiene	
Isolite System mit dem neuen Isolite 3	43
Ausleuchten und trockenlegen der Mundhöhle	
Rainbow Syringe Tips	44
Luft-Wasser Spritzenansätze für Multifunktionspritzen	
Galaxy Instrumentenkassetten	44
Der Gold Standard für die Instrumentenaufbereitung	
Stoma p.i.c.	45-48
Instrumentenkassetten	
Zirc Praxiseinrichtung	49-50
Instrumentenkassetten, Spiegel, Farbkodierung	
Calset	51
Komposit-Temperiergerät	
Polymerisationslampen von Premium Plus	52-53
Farbig Lampen für Preisbewusste	
Valo	54
Polymerisationsleuchte von Ultradent	
Mr. Thirsty	55
Trockenes und freies Arbeitsfeld	
Tanigo	55
Der Spiegel, der gleichzeitig absaugen kann	
Bio Cup	55
Umweltfreundlicher Zahnpülbecher	

COMBI touch

Ultraschalleinheit und Pulverstrahlgerät in einem

mectron

medical technology

Schluss mit alles voll

Bei einer herkömmlichen Prophylaxebehandlung kommen zahlreiche Instrumente zum Einsatz: Küretten, Scaler, dazu noch Pulverstrahl und Ultraschall – wie praktisch wäre es, wenn man das alles in einem haben könnte!

Los mit alles in einem

Jetzt kann man: Das COMBI touch ist Ultraschalleinheit und Pulverstrahlgerät in einem. So erlaubt es eine vollständige Prophylaxebehandlung – von der supra- und subgingivalen Konkremententfernung bis zur Entfernung von Verfärbungen und Biofilm mit dem Pulverstrahl.



BA05020015-308 CHF 6215.00

- 1 Combi touch
- 1 LED Ultraschall-Handstück slim
- 2 Instrumente: Scaling-Instrument S1-S, Perio-Instrument P3
- 1 Flasche à 500 ml
- 1 Sicherheits-Verschlusskappe für die Flasche
- 1 Pulverstrahlhandstück 120°
- 2 Schlüssel K10
- 1 Flasche prophylaxis powder soft+ mit 250 g
- 1 Flasche prophylaxis powder sensitive + glycine mit 160 g
- Fußpedal, Stromkabel und Koffer



Supra und Subgingival

Während der Behandlung kann mit einem einfachen Klick auf prophy oder perio zwischen supra und subgingivalem Pulverstrahl gewechselt werden.

Ergonomisches Touch-Panel

Dank des ergonomisch gestalteten Touch-Panels können alle Funktionen schnell und intuitiv angesteuert werden.

Schutz vor Verstopfen

Einmal eingeschaltet verhindert ein feiner Dauerluftstrom Ablagerungen im Schlauchsystem.



SOFT MODE

Mectron's einzigartiger SOFT MODE verhindert übermäßige Ultraschall-schwingungen und sorgt so für eine sanfte und gleichzeitig effektive Instrumentenbewegung. Das Ergebnis: die Behandlungsanforderungen werden perfekt erfüllt – sensible Patienten werden nahezu schmerzfrei behandelt bei maximalem Komfort für den Anwender.



Schlankes Pulverstrahlhandstücke

3 verschiedene Pulverstrahlhandstücke: 120, PERIO, 90 (optional)

Starjet standard

Ein Gerät, zwei Indikationen – einfach durch drehen des Rings zwischen supra- und subgingivalen Pulverstrahlern hin- und herschalten.

mectron

medical technology

Schluss mit limitiert

Typisches Szenario – die supragingivale Behandlung mit dem turbinenadaptierten Pulverstrahler ist abgeschlossen. Der nächste Schritt ist die subgingivale Wurzelreinigung aber das Gerät ist dafür nicht vorgesehen.

Los mit flexibel

Mit dem STARJET existieren diese Einschränkungen nicht mehr. Mit dem richtigen Pulver können Sie einfach zwischen supra- und subgingival hin und her schalten. Sie müssen nur den Ring auf prophy oder perio stellen.

BA05150075-200 CHF 1078.00

- 1 Starjet
- 1 Spraykopf 120°
- 1 Flasche mectron prophylaxis powder SMOOTH mit 250 g
- 1 Flasche mectron glycine powder SENSITIVE mit 160 g




120° Perio° 90° (optional)

3 verschiedene Sprayköpfe

Immer den besten Zugang – 90° und 120° gewinkelte Sprayköpfe für den supragingivalen Einsatz und die subgingivalen Verwendung in parodontalen Taschen bis zu 5 mm Tiefe.

Der Spraykopf PERIO bietet zusammen mit der sterilen Einwegdüse Subgingival Perio Tip optimalen Zugang zu Taschen tiefer als 5 mm.



Transparente Pulverkammer

Immer optimale Sicht auf die Pulverfüllmenge.

Subgingival Perio Tip

Flexibel und sanft – die Einwegdüse wird steril geliefert und einfach per Hand auf den Spraykopf PERIO gesteckt.



Einfaches Füllen

Kein Balanceakt, kein Verschütten – dank der seitlichen Öffnung der Pulverkammer ist das Nachfüllen einfach und sauber.



7 verschiedene Turbinenadapter

- Bien-Air UNIFIX® und UNIFIX® L
- KaVo MULTIFLEX® und MULTIFLEX® lux
- SIRONA® R und B
- W&H® ROTO QUICK® und ROTO QUICK® lux
- NSK® MACHLITE® und PHATELUS®
- Midwest
- Borden



Exklusiver Drehring für die Leistungseinstellung

Abhängig vom Pulver kann einfach zwischen supra- und subgingivalem Einsatz gewechselt werden.



Sie sagen uns mit welchem System Sie arbeiten, wir liefern Ihnen den passenden Adapter.

Microlux 2

Neue Technologie mit zwei Intensitätsstufen



Verfügbar mit 2- und 3-mm-Glasfaserlichtleitern, die dem Arzt eine bessere Sichtbarmachung von Karies an Front- und Seitenzähnen ermöglichen.

- Schlankes, ergonomisches Design
- Zwei Leistungsstufen
- Bequem erreichbare Steuertaste
- Passt für alle bestehenden Microlux-Anschlüsse
- Einfachere Sichtbarmachung von Karies und Rissen
- Bequemer Ein-Finger-Betrieb
- Konstante Lichtabgabe
- Mehrere Anwendungen mit einem Gerät

Bestellinformationen

ADD110080-3	Transilluminator Kit 1 Lichtquelle, 1 Lichtleiter Standard 3mm	CHF 413.00
ADD110080-2	Transilluminator Kit 1 Lichtquelle, 1 Lichtleiter Standard 2mm	CHF 413.00
ADD600045	Lichtleiter 2mm	CHF 178.60
ADD630003	Lichtleiter 3mm	CHF 176.90
ADD110066	Pedo Glasfaserlichtleiter 2mm	CHF 178.60
ADD640041	Perio-Sonde mit 5 Ersatz-Lichtleitern	CHF 71.75

Karies im Frontzahnbereich



Kariöse Stellen können sichtbar gemacht werden, indem die Sonde im labio-zervikalen Zahnbereich platziert und von lingual aus betrachtet wird.

Karies im Seitenzahnbereich



Kariöse Stellen können auch mit der Glasfaser Spitze für proximale Karies lokalisiert werden. Die erleuchtete Glasfaser Spitze im Zwischenzahnbereich unter der Randleiste positionieren. Ansicht von der Okklusalfäche aus. Diese Methode kann Karies mit hoher Definition sichtbar machen.

Karies im Seitenzahnbereich



Zur Sichtbarmachung von approximaler Karies im Seitenzahnbereich die Sonde am zervikalen Zahnbereich bukkal oder lingual positionieren. Das Licht geht durch die zervikale Zahnstruktur hindurch und tritt okkusal aus. Kariöse Stellen erscheinen als dunkler Schatten an der Okklusalfäche.

Parodontitis



Zur Sondierung der Tiefe von Zahnfleischtaschen und der gingivalen Rezession die beleuchtete Perio-Sonde verwenden und deren Spitze in den gingivalen Sulcus einführen. Die Tiefenanzeigen stehen für 3, 5 und 7 mm.

FluoroDose®

Die effizienteste Fluoridapplikation

DER TOP FLUORIDLACK
JETZT NOCH BESSER!
PATENTIERTES ERGONOMISCHES
DESIGN, EINFACH ZU ÖFFNEN.

centrix



Zum wiederholten Mal der beste Fluoridlack!
Fluoridlacke sind heute die erste Wahl
beim Auftragen von Fluorid bei Kindern
und Erwachsenen.



Fluorodose®

FluoroDose enthält 5 % Natriumfluorid, die maximal erlaubte Dosis in der praktischen LolliPack®-Einmalpackung. FluoroDose ist von der FDA für die Behandlung von Dentinhypersensibilität zugelassen. Jede Einheit enthält eine Einzeldosis (0,3 ml) FluoroDose und einen Benda®-Pinselapplikator, mit dem Sie den Lack vor dem Auftragen mischen können, was eine gleichbleibende Fluoridkonzentration bei jeder Anwendung garantiert. Einfach die Schutzhülle abziehen, den Pinsel eintauchen, mischen und applizieren.

Eigenschaften

- Leichteres Auftragen und Reinigen dank praktischer Einheitsdosierung
- Einmaliges Auftragen mit dem Pinsel ist einfacher und sicherer als Gele und Mundspülungen
- Bei Kontakt mit Speichel in Sekundenschnelle trocken
- 6 bis 8 Stunden am Zahn für optimale Fluoridaufnahme
- In 5 Geschmacksrichtungen erhältlich: Karamell, Kaugummi, Minze, Kirsche und Melone
- 5 % Natriumfluorid (NaF) oder 22.600 ppm Fluorid
- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt

Bestellinformationen

CEN360110	FluoroDose®, Cherry, 120/Pg	CHF 188.95
CEN360107	FluoroDose®, Melon, 120/Pg	CHF 200.65
CEN360137	FluoroDose®, Caramel, 120/Pg	CHF 200.65
CEN360087	FluoroDose®, Gum, 120/Pg	CHF 200.65
CEN360086	FluoroDose®, Mint, 120/Pg	CHF 200.65
CEN700001	FluoroDose®, Intro Kit Assort., 40/Pg, 5 Flavors	CHF 87.30

RushBrush – aus biologisch abbaubarem Kunststoff

Hochwertige gebrauchsfertige Zahnbürste für den Einmalgebrauch



In der täglichen Praxis, aber auch auf Reisen. Imprägniert mit leicht minzhaltiger Zahnpasta. Mit seinem kleinen abgerundeten Bürstenkopf reinigt die Cavex RushBrush auch schwer erreichbare Stellen im Mund. Die weichen aber wirkungsvollen Borsten schonen dabei das Zahnfleisch. Die Zahnbürsten werden einzeln hygienisch verschweißt. Das bewahrt gleichzeitig den frischen leichten Minzgeschmack.

Eigenschaften

- Imprägnierte Zahnbürste für den Einmalgebrauch
- ideal für den Einsatz in der Zahnarztpraxis - d.h. für Patienten vor der Behandlung, aber auch für Zahnhygieneunterweisungen.
- mundfreundlicher Borstenkopf ohne Kanten
- hergestellt aus biologisch abbaubarem Kunststoff, deshalb einfach zu entsorgen
- einzeln verschweißt

Bestellinformationen

DCHA90	100 Stück pro Box je 25 Stück in rot, grün, gelb und blau	CHF 25.00
--------	--	-----------

Hygienist Strip



Hygienist Strip

Der Hygienist Strip ist eine Neuentwicklung von Directa zur zahn-schonenden Entfernung von Ablagerungen in den Zahnzwischenräumen, ohne den Zahn zu verletzen.

- 0.05 mm – perforiert – gezahnt
- Flexibel
- aus rostfreiem Stahl
- Autoklavierbar bis zu 140°C

Bestellinformationen



BCEZ35108
Hygienist Strip
 Ø : 0.05 mm
 Höhe: 4 mm
CHF 69.65 / 8 Stk.

Komposit-Bearbeitung



Überschussentfernung und Politur

Blue & Copper Narrow Strips (blau & kupfer): Die idealen Strips für die Entfernung von supragingivalen Überschüssen aus Komposit. Die dünnen, schmalen Bänder entfernen Überhänge und polieren die Oberfläche für eine optimale Kontur.

Eigenschaften

- Schmales Band für schwer zu erreichende Zahnflächen
- Integrierte Flexibilität
- Keine Verletzungen von Lippe und Zahnfleisch
- Einfache Handhabung
- Ergonomisches Design
- Autoklavier- und wiederverwendbar

Indikation

Überstehende Restaurationen können zu Zahnfleischentzündungen und Karies führen, da sich auf und unter ihnen bakterielle Belege bilden können. Es ist deshalb wichtig, die Überhänge vollständig zu entfernen.

Bestellinformationen



BCEZ33708
Blue Narrow Strip (blau)
 Ø : 0.07 mm
 Höhe: 2.5 mm
CHF 82.40 / 8 Stk.



BCEZ33608
Copper Narrow Strip (kupfer)
 ♦ : extra fein
 Ø : 0.06 mm
 Höhe: 2.5 mm
CHF 87.65 / 8 Stk.



M Metallband
 nicht beschichtet

Z gezahnt

D einseitig
 diamantiert

BD beidseitig
 diamantiert

◆ Korngrösse
 ultrafein

extrafein
 fein

mittelfein
 mittel

mittelgrob
 grob

Opalescence Zahncreme®

Schonende Zahnreinigung und Pflege

ULTRADENT
PRODUCTS, USA



- Effiziente, schnelle Fluoridabgabe
- Geringer RDA-Wert
- Für mehrmalige tägliche Anwendung geeignet
- Triclosan-frei
- Cool Mint-Geschmack

Bestellinformationen

UP0402	Opalescence® Zahncreme 24 x 25 ml (32,03g) Tuben	CHF 85.30
UP0401	Opalescence® Zahncreme 12 x 100 ml (128,10g) Tuben	CHF 121.20

Nano Whitening

Zahncreme und Mundspülung

whitewash
LABORATORIES



Toothpaste und Mouthwash

Die spezielle Zahncreme und das Mouthwash enthalten die multi-aktive Wirkstoff-Kombination der **Enamel Repair Technology®**. Besondere Micropolierkörper entfernen Oberflächen-Verfärbungen und regenerieren Zahnschmelze. Sensibilität nimmt ab, glänzende Zahnoberflächen entstehen. Natürliches Xylitol inaktiviert Bakterien und die Plaquebildung.

Bestellinformationen


WWNT-01	Nano Whitening Toothpaste 75 ml	CHF 15.00
WWNM-01	Nano Whitening Mouthwash 75 ml	CHF 15.00

D/Sense® Crystal

Desensibilisator

centrix®

Making Dentistry Easier.™



Dentinoberfläche mit geöffneten Dentintubuli



Die gleiche Dentinoberfläche nach der Applikation von D/Sense® Crystal

Löst das Problem der Zahn-Überempfindlichkeiten schnell und zuverlässig

D/Sense® Crystal ist ein Desensibilisierungsmittel und ein Dentinschutz. Es reagiert mit Dentin, indem es einen mikrokristallinen Niederschlag von Kalziumoxalat und Kaliumnitrat bildet. Diese Kristalle dringen in die Tubuli ein und versiegeln die Dentinoberfläche mit einer dauerhaften, säureresistenten, circa 3 µm dicken Schicht.

- Freiliegende Wurzeloberflächen
- Exponierte Dentinoberflächen (nach Zahnpräparation, vor dem Zementieren u.a.)
- Empfindliche Stellen nach dem Zahnbleichen

Bestellinformationen

CEN310106	D/Sense® Crystal Kit 6 Spritzen à 1.0 ml, 24 SofNeedle Tips	CHF 118.10
-----------	--	------------

SofNeedle Tips auch separat erhältlich

Einweg-Prophy-Winkelstücke

Schonende Zahnreinigung und Pflege

YOUNG
INNOVATIONS

Frei von
Latex &
BPA



Contra Elite
(17° Kontrawinkel), weich

Elite, weich



Young Starterkit

- Ein um 25 % schlankeres Halsdesign ermöglicht eine gute Erreichbarkeit und Zugänglichkeit
- Entwickelt, um verschiedene Bereiche des Mundes ganz einfach zu erreichen und den Komfort für Anwender und Patienten zu erhöhen
- Auch mit ergonomisch gestalteten 17°-Kontrawinkel, um Muskelermüdung zu reduzieren und die Handpositionierung zu verbessern.
- Zweifarbige Polierkelche zur einfachen Identifizierung der Prophy-Winkelstücke von Young.

Bestellinformationen

YINT01-BA	3 Pack (375 Stk.) Contra Elite, weich + 1x Handstück Bien Air (10:1)	CHF 430.60
YINT02-BA	3 Pack (375 Stk.) Elite, weich + 1x Handstück Bien Air (10:1)	CHF 430.60
	1 Pack Winkelstücke à 125 Stk.	CHF 128.40



Zooby

Für die professionelle Zahnreinigung bei Kindern



Mit den bunt bedruckten und geschmackvollen Prophylaxeprodukten sorgen Sie für eine entspannte Atmosphäre bei der PZR. Gleichzeitig ermöglichen Sie eine angstfreie Therapie und schaffen eine positive Grundlage für den nächsten Zahnarztbesuch.

Bestellinformationen

YIZB01-BA	1 Pack Zooby Winkelstücke (375 Stk.) + 1x Handstück Bien Air (10:1)	CHF 432.70
YI575010	1 Pack Zooby Winkelstücke (100 Stk.)	CHF 79.70

Einweg-Prophy-Winkelstücke von Young sind so konstruiert, dass auch schwer zugängliche Stellen im Mund gut erreicht werden können. Dank eines glatten, runden Kopfes ist das Polieren für Anwender und Patient gleichermaßen angenehm. Einweg-Prophy-Winkelstücke reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination und sparen Zeit, da sie zum Einmalgebrauch bestimmt sind und keine Desinfektion anfällt.

Sie sparen Zeit und Kosten mit einem DPA, da kein finanzieller Aufwand für Aufbereitung und den Verschleiß des Handstücks anfällt.



Unsere kompetenten Mitarbeiterinnen
sind gerne für Sie da



Erika Pfister
Sachbearbeiterin/ Innendienst
Telefon +41 32 387 38 68
erika.pfister@msdental.ch



Seraina Meili
Fachberatung
eidg. dipl. Dentalhygienikerin HF
Telefon +41 79 551 38 23
seraina.meili@msdental.ch



Shayla
Bewacherin und
Büro-Maskottchen

Manuela Klauser
Beratung und Verkauf
Zürich, Ostschweiz und Liechtenstein
Telefon +41 79 296 18 20
manuela.klauser@msdental.ch



Opalescence Boost PF 40 %

40 % Wasserstoffperoxid für die Praxis



Das schnellste Bleaching für die Praxis

- Kein Licht erforderlich
- Zwei bis drei 20-minütige Anwendungen bei einer Behandlungszeit von insgesamt 40–60 Minuten, nicht mehr als 3 Anwendungen pro Termin
- Gut sichtbar zur vollständigen Entfernung
- Mischen von Spritze zu Spritze am Behandlungsstuhl gewährleiste maximale Wirksamkeit
- Opalescence Boost Zahnaufhellungsgel enthält Kaliumnitrat und Fluorid (PF)
- Keine Kühlung erforderlich


Bestellinformationen

Opalescence Boost PF Patient Kit

UP4751	2 Opalescence Boost Activator Spritzen à 1,2 ml, 1 OpalDam Spritze à 1,2 ml 1 IsoBlock, 10 Micro 20g und 10 Micro FX Tips	CHF 159.60
--------	---	-------------------

Opalescence Boost PF Intro Kit

UP4750	4 Opalescence Boost Activator Spritzen à 1,2 ml, 2 OpalDam Spritzen à 1,2 ml 2 IsoBlocks, 2 Luer Vacuum Adapters 2 SurgiTips, 10 Micro 20g und 10 Micro 20g FX Tips	CHF 291.00
--------	--	-------------------



Opalescence Go PF 6 %

Vorgefüllte Folie mit 6 % Wasserstoffperoxid



Vorgefüllte, adaptive Trayfolie zum Einmalgebrauch. Ideal als hochwirksames Bleichmittel mit wenig Empfindlichkeiten und kariesprotektiver Wirkung.

Opalescence Go Patient Kit

6% PF, Tragezeit 60–90 Minuten

Bestellinformationen

Mint	UP4634	10 Blisterpackungen mit je 1 UltraFit Tray für OK und UK	CHF 107.20
------	--------	---	-------------------

Opalescence PF 10 %, 16 %

Karbamidperoxid-Gel mit Kaliumnitrat und Natriumfluorid



Opalescence PF Refill

40 Spritzen à 1,2 ml Opalescence Gel mit Spritzenansätzen 10 % und 16% Karbamid-Peroxid. In 2 Darreichungsformen. Enthält die Wirkstoffkombination Fluorid und Kaliumnitrat.

Opalescence PF Doctor Kit

8 × 1,2 ml Opalescence PF, 1 × 1,2 ml LC Block-Out Resin, 2 Sof-Tray-Folien 0,9 mm, 1 Schienen-Aufbewahrungsbox, 1 × 25 ml Opalescence Zahncreme, 1 Farbschlüssel, 1 Opalescence Bag

Opalescence PF Patient Kit

8 × 1,2 ml Opalescence PF, 1 × 20 ml Opalescence Zahncreme, 1 Farbschlüssel, 1 Schienen-Aufbewahrungsbox

Bestellinformationen

Tragezeiten	PF Refil 10%	PF Refil 16%	je CHF 368.70
Mint	UP5394-EU	Mint	UP4486-EU
Melone	UP5395-EU	Melone	UP4487-EU
Regular	UP5396-EU	Regular	UP4488-EU

Tragezeiten	PF Doctor Kit 10%	PF Doctor Kit 16%	je CHF 115.10
Mint	UP5379-EU	Mint	UP4483-EU
Melone	UP5380-EU	Melone	UP4484-EU
Regular	UP5381-EU	Regular	UP4485-EU

Tragezeiten	PF Patient Kit 10%	PF Patient Kit 16%	je CHF 105.20
Mint	UP5364-EU	Mint	UP4480-EU
Melone	UP5365-EU	Melone	UP4481-EU
Regular	UP5366-EU	Regular	UP4482-EU

LC Block-Out Resin

Nicht nur zum Ausblocken



Lichthärtender blauer Kunststoff zum Herstellen von Reservoirs vor dem Tiefziehen der Bleaching-Schiene, Ausblocken u.a.

Bestellinformationen

UP0240	LC Block-Out Resin Kit 4 Spritzen à 1,2 ml LC Block-Out Resin und 20 Black Mini Tips	CHF 70.50
UP0241	LC Block-Out Resin Refill 4 Spritzen à 1,2 ml LC Block-Out Resin	CHF 59.30

Ena® White 2.0

Bleaching to go



- Extrem schnell (2 Minuten/Tag)
- Extrem praktisch (keine Schiene)
- Extrem effizient (kleiner Aufwand, grosse Wirkung)

ENA® WHITE 2.0 besteht aus einer speziellen Zahnbürste, die als Dispenser für das 6%ige Wasserstoffperoxid-Gel dient. Ein Accelerator aktiviert das Zahnaufhellungsgel beim Zähneputzen und steigert die Wirkung des Wasserstoffperoxids.

Bestellinformationen

CHECW01	1 × ENA® WHITE 2.0	CHF 93.70
CHECW012	12 × ENA® WHITE 2.0	CHF 1012.10

Ena® White Power

System zur Behandlung von pathogenen und iatrogenen Verfärbungen



- 35 % Wasserstoffperoxid für In-office-Behandlung
- Sofortige Aufhellung am Stuhl in einer Sitzung/ 30 Min.
- Zweikomponenten-Spritze aktiviert nur die für eine Behandlung erforderliche Gelmenge
- Keine Schmelzschädigung aufgrund neutralem pH-Wert von 7.3
- Mit Kofferdam oder lichthärtendem Gingivaschutz anwenden

Bestellinformationen

COSMO35E	Ena White Power Kit Ena White Power Gel (35 %), 5 g (bis 4 Patienten) Ena Dam Gingivaschutz, 1,5 g	CHF 191.45
----------	--	------------

Dissolving teeth whitening strips

Selbstaflösende Bleaching Strips

whitewash
LABORATORIES



Selbstaflösende Bleaching Strips mit Mint-Aroma. Schmelzschonend, von Zahnärzten entwickelt und getestet, perfekt für Frontzähne.

- 6 % Wasserstoffperoxid
- schmelzschonend
- kurze Applikationszeit
- hohe Wirksamkeit

Bestellinformationen

WWDW-01	Dissolving Teeth Whitening Strips 28 Strips pro Packung	CHF 25.40
---------	--	-----------

www.ms dental.ch





Frischer Look, vertraute Qualität

Die MS Dental launcht für sie den neuen Webshop

In frischem und modernen Gewand heissen wir sie herzlich willkommen auf unserem brandneuen Webshop.

Entdecken sie vertraute Produkte und Services, jetzt in einem modernen und benutzerfreundlichen Design. Das Shop-Sortiment wird schrittweise erweitert, um sicherzustellen, dass sie eine noch breitere Auswahl an Produkten finden.

Freuen sie sich auch zukünftig auf neue Funktionen wie persönliche Video-Beratung, «von unserem Studio direkt in Ihrer Praxis». Kostenlos und unverbindlich.



Zum Shop
www.ms dental.ch



Rufen sie uns an!
032 387 38 68



Schreiben sie uns
info@ms dental.ch

Küretten- und Scaler-Handgriffe


Farbige Kunststoffgriffe für Quik-Tips



- Purple**
00-0, 1-2 Anterior
- Black**
3-4 Anterior
- Yellow**
5-6 Anterior
- Green**
7-8 Pre-Molar/Molar
- Red**
9-10 Pre-Molar/Molar
- Orange**
11-12, 15-16 Molar/Premolar
- Blue**
13-14, 17-18 Molar/Premolar

Bestellinformationen

Alle Handgriffe **CHF 24.05**




Die farbigen EagleLite™ Kunststoffgriffe vereinfachen die Instrumentenerkennung und ein systematisches Arbeiten.



Double Gracey

Posterior / Mini Posterior



Anterior

Posterior

Mini Anterior

Mini Posterior

Posterior

Ersetzt Mesial-/Distal-Küretten Gracey 11-12, 13-14 und 15-16, sowie Universal-Küretten.

Mini Posterior

Ersetzt Mesial-/Distal-Küretten Access und Mini Gracey 11-12, 13-14 und 15-16, sowie Universal-Küretten.

Double Gracey™ – Posterior
Double Gracey™ – Mini Posterior

Die Double Gracey Posterior und Mini Posterior Instrumente sind eine Kombination aus den konventionellen Gracey 11-12 und 13-14 (mesial / distal). Das eine Ende bietet Gracey 11 und 14, das andere Gracey 12 und 13. Diese einzigartige Kombination erlaubt es dem Anwender, alle Seitenzahnflächen zu bearbeiten, ohne das Instrument zu wechseln oder umzudrehen.

Das Mini Posterior hat einen längeren Schaft und eine um 50 % kürzere Klinge.

- Ersetzt alle Mesial-/Distal-Küretten für die Seitenzähne
- Ersetzt alle Seitenzahn-Universal-Küretten
- Von mesialen zu distalen Flächen ohne Instrumentenwechsel oder Instrumentendrehen

Bestellinformationen

Einzelinstrument	CHF 108.60
AEDGKXPX Double Gracey Kit	CHF 217.20
AEDGMKXPX Double Gracey Mini Kit	CHF 217.20

Auch in Quik-Tip Version erhältlich.



Double Gracey


Anterior / Mini Anterior

Double Gracey™ – Anterior Double Gracey™ – Mini Anterior

Die Double Gracey Anterior und Mini Anterior Instrumente sind wie die konventionellen Gracey Instrumente gestaltet: ein Ende kombiniert Gracey 1-2 und das andere Gracey 7-8. Die einzigartige Kombination erlaubt es dem Anwender, alle frontalen, bukkalen und lingualen Flächen zu bearbeiten.

Das Mini Anterior hat einen längeren Schaft und eine um 50 % kürzere Klinge.

- Ersetzt alle Frontzahn- und Bukkal-/Lingual-Küretten
- Ersetzt alle Frontzahn-Universal-Küretten
- Von Zahn zu Zahn ohne Instrumentenwechsel




Anterior

Ersetzt Gracey Küretten 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 und 9-10, sowie Universal-Küretten.

Mini Anterior

Ersetzt Access und Mini Gracey Küretten 0-00, 1-2, 3-4, 5-6 und 7-8, sowie Universal-Küretten.




Double Gracey™ Innovation

Die Double Gracey ist die neueste Innovation von American Eagle Instruments. Dabei werden zwei Gracey Küretten in nur einem Instrument vereint. Dieses ermöglicht ein effektives Arbeiten wie mit einer Gracey Kürette, jedoch wirtschaftlich wie mit einer Universal Kürette!



ProThin

Die perfekten Parodontalinstrumente. Auch als Standard-Version erhältlich.



AESM23TXPX

AEGA1-2TXPX

AEGA7-8TXPX

AEGA13-14TXPX

AEGA15-16TXPX

AECB5-6TXPX

ProThin

Pro Thin Instrumente wurden für die ganz besonderen Herausforderungen bei parodontalen Behandlungen entwickelt - von tiefen Taschen bis hin zu engen interproximalen Kontaktbereichen. Das präzise Design der Arbeitssenden und die ergonomisch gestalteten Handgriffe ermöglichen dem Behandler eine sichere und schonende mechanische Therapie.

Auch als Quik-Tip Version erhältlich.


Bestellinformationen

Pro Thin Einzelinstrument

CHF 88.60

Boge 513

zum Entfernen von supragingivalen Belägen.




Boge 513™

Der Hoe-Arbeitsansatz des Boge 513™ ist geeignet für:

- obere und untere Frontzähne
- Zähne mit Gingivarezessionen und freiliegenden Wurzelbereichen
- Bereiche mit festsitzenden kieferorthopädischen Apparaturen

Der sichelförmige Ansatz (Nebraska 128) ist geeignet für:

- Interproximale Kontaktbereiche
- Zähne mit Engstand und / oder Rezessionen



Bestellinformationen

AESB513XPXP Boge513

CHF 88.60

Golden Eagle Kit 2

Golden Eagle Kit 2

Gracey 11-12 XPZ Posterior Mesial

Gracey 13-14 XPZ Posterior Distal

Bestellinformationen

	AEGEK2XPX	Kit 2 mit Kunststoffgriff	CHF 177.20
	AEGEK2XPZ	Kit 2 mit Edelstahlgriff	CHF 177.20



Golden Eagle Kit 6

Golden Eagle Kit 6

- Blackjack – der ultimative Universalscaler für den Frontzahnbereich
- M23 – ersetzt Sichel- und Mini-Sichel-Scaler im Seitenzahnbereich
- Ideales Set für alle DentalhygienikerInnen
- XP-Technologie – ohne Aufschleifen
- Die Instrumente behalten ihre ursprüngliche Form
- Schöne Farben und extraleichtes Griffdesign

Scaler Blackjack XPX Anterior

Scaler M23 XPX Posterior

Bestellinformationen

	AEGEK6XPX	Kit 6 mit Kunststoffgriff	CHF 177.20
--	-----------	---------------------------	------------




Verlangen Sie unseren Komplet-Katalog!
032 387 38 68



Implantat Küretten

Aus Medizinaltitan gefertigt



Implantat Küretten

Diese aus Medizinaltitan gefertigten Implantatinstrumente zerkratzen oder beschädigen Titanimplantate nicht und werden zu 100 % in den USA hergestellt. Die einzigartigen Modelle von American Eagle umfassen Scaler mit runden Spitzen, die einen sicheren Zugang zu den subgingivalen Bereichen ermöglichen. Die Instrumente sind mit dem leichten EagleLite Kunststoffgriff versehen, was die Ermüdung der Hand verringert.

Bestellinformationen

AEIIN128-L5X	Nebraska/Langer 5 Shown (Anterior)	CHF	94.80
AEII204SX	204 Shown (Anterior)	CHF	94.80
AEIIB5-6X	Barnhart 5-6 Shown (Posterior)	CHF	94.80
AEIIL3-4X	Langer 3-4 Shown (Posterior)	CHF	94.80
AEIIKG	Implant Instrument Kit 4 Instrumente + 1 Kassette (Seite 12, YIPP400371-2)	CHF	456.35

Diagnostik Instrumente

- Feine Instrumentenspitzen für erhöhte Taktilität
- Besonders fest und belastbar
- Präzise Markierungen für bessere Tiefenkontrolle
- Ergonomische Handgriffe für optimalen Komfort

Weitere Informationen
finden Sie in unserem Katalog!
www.ms dental.ch oder 032 387 38 68



Modul Perio Set

«Berner Konzept» nach Prof. Dr. Dr. A. Sculean, M.S.



ST299111 stoma p.i.c.[®] tray mit 2 Stegen und Bügel für 11 Instrumente **CHF 117.80**

ST1990802 «Berner Konzept» Modul Perio Kit **CHF 709.25**



ST1292700 Parodontometer, North Carolina PCPNC, ø 6 mm, SE **CHF 37.40**




ST1292000 Parodontometer, Nabers CQ-2N farbcodiert, ø 6 mm, DE **CHF 60.00**




ST775510 color-stick[®] Kürette, Gracey GRC5-6 gelb, ø 10 mm **CHF 49.05**



ST775710 color-stick[®] Kürette, Gracey GRC7-8 grau, ø 10 mm **CHF 49.05**



ST776110 color-stick[®] Kürette, Gracey GRC11-12 violett, ø 10 mm **CHF 49.05**



ST776310 color-stick[®] Kürette, Gracey GRC13-14 blau, ø 10 mm **CHF 49.05**



ST1294100 Gingivektomiemesser, Orban Or1-2, Kontrawinkel, DE **CHF 99.00**



ST1283700 Meissel, Rhodes 36-37, Back Action **CHF 80.55**



ST1462115 Schaber, Lucas, 1,5 mm, DE **CHF 101.45**



ST783510 color-stick[®] Scaler, HC6-7, grün, ø 10 mm **CHF 49.05**

Bioclear-Matrizensystem



Die Bioclear Matrize

Die anatomische Form der Bioclear Matrize erlaubt eine vorhersehbare Restauration oder Änderung des Zahnprofils. Die Matrize wird ohne Keil verwendet. Im Sulkus platziert, wird die Matrize stabilisiert und der Rand durch die Papille versiegelt.

- Aus 50 µ starkem Mylar gefertigt
- Flexibel und trotzdem stark
- Fokus auf der zervikalen Hälfte des Zahnes
- Individuell anpassbare Konturen

Die anatomisch geformten Matrizen von Bioclear erlauben das Injizieren/Platzieren von Komposit im Interdentalraum ohne das Risiko eines überhängenden Randes. Die Bioclear Matrize hinterlässt das Komposit im Zwischenraum glatt und korrekt geformt.




Serie 100 – Standard Anterior Matrix

Bioclear Anterior Matrizen erlauben einen modernen Zugang zur Komposittechnik. Sie haben eine geringere Krümmung als die Matrizen für den Diastema-Schluss und werden sowohl für alltägliche restaurative als auch ästhetische Behandlungen verwendet, wo kleine Zwischenräume gefüllt werden müssen.



Serie 200 – Diastema Closure


Die Matrizen für den Diastema-Schluss eignen sich zum Formen von neuen und verstärkten Profilen, indem sie Diastema verschliessen, die breiter als 1 mm sind, sowie grosse, schwarze Dreiecke. Die Matrizen für den Diastema-Schluss haben eine ausgeprägtere Krümmung als die Anterior Matrizen. Das Kombinieren von Papillenregeneration und Lückenschluss ist der Schlüssel zu einem optimalen Diastema-Schluss.



Bestellinformationen


A101 - Upper Mesial	BC301011.25	25 Stk.	CHF 74.30	DC201 - DC Upper Mesial	BC302011.25	25 Stk.	CHF 74.30
A102 - Upper Distal	BC301021.25	25 Stk.	CHF 74.30	DC202 - DC Upper Distal	BC302021.25	25 Stk.	CHF 74.30
A103 - Small Incisor	BC301031.25	25 Stk.	CHF 74.30	DC203 - DC Small Incisor	BC302031.25	25 Stk.	CHF 74.30
A104 - Canine Mesial	BC301041.25	25 Stk.	CHF 74.30	DC204 - Extreme/Large DC Mesial	BC302041.25	25 Stk.	CHF 74.30
A105 - Canine Distal	BC301051.25	25 Stk.	CHF 74.30				

Posterior Matrix System




Biofit HD Matrix

- Die ideale okklusale Krümmung der Matrize bildet leicht eine abgerundete Randkante
- HD-Matrizen sind starrer als andere Mylar-Matrizen, so dass sie so einfach wie Metallmatrizen platziert werden können.
- HD-Matrizen sind transparent für die Lichthärtung, so dass ein echter Spritzguss möglich ist.



Biofit SS Matrix

- Drei Flügel helfen beim Platzieren, indem sie eine grosse Fläche zum Andrücken bieten
- Seitliche Öffnungen erleichtern das Entfernen der Matrize, nachdem das Komposit lichtgehärtet wurde.
- Gehärteter, rostfreier Stahl behält die SS-Matrize besser in ihre Form als andere Metallmatrizen.



Biofit Blue Matrix

- Der grosse okklusale Flügel hilft beim ersten Platzieren und bei der Kontrolle beim Setzen der Keile.
- Das Matrizenmaterial ist blau transparent und erlaubt ein gründliches Lichthärten.
- Das dünnere Mylar-Material eignet sich bestens für Fälle, wo eine flexiblere Matrize benötigt wird.




Bestellinformationen

Biofit HD 4.5 mm	BC318011.25	25 Stk.	CHF	71.30
Biofit HD 5.5 mm	BC318021.25	25 Stk.	CHF	71.30
Biofit HD 6.5 mm	BC318031.25	25 Stk.	CHF	71.30
Biofit SS 4.5 mm	BC306011.50	50 Stk.	CHF	77.30
Biofit SS 5.5 mm	BC306021.50	50 Stk.	CHF	77.30
Biofit SS 6.5 mm	BC306031.50	50 Stk.	CHF	77.30
Biofit Blue 4.5 mm	BC305011.50	50 Stk.	CHF	140.85
Biofit Blue 5.5 mm	BC305021.50	50 Stk.	CHF	140.85
Biofit Blue 6.5 mm	BC305031.50	50 Stk.	CHF	140.85

Twin Ring Universal

Drei Vorteile des TwinRing Universal Separators sind sofort erkennbar.


- Die beeindruckende Anti-Rutsch-Technologie sorgt für festen Halt auf den Zähnen.
- Übertrifft die Trennkraft herkömmliche Separatoren und die Nitinol-Zwillingsfedern dehnen sich im Laufe der Zeit nicht aus, was langfristige Leistung und Sicherheit gewährleistet.
- Der einzige Separator, den sie für fast alle Klasse-II-Zähne benötigen, anstatt separate Prämolaren- und Molaren-Separatoren zu verwenden.



Bestellinformationen

BC208042.2	TWIN Ring Universal blau	2 Stk.	CHF	336.00
BC-TWRM-2	Molar Pack	2 Stk.	CHF	317.25
BC-TWRPM-2	Pre-Molar Pack	2 Stk.	CHF	317.25
BC-TWR-MPM	Pre-Molar/Molar Pack	2 Stk.	CHF	317.25

Diamond Wedge



Small Medium Large Extra Large Deep Caries

Bestellinformation

BC-DWS-50	50 Diamond Wedges Small	CHF	59.55
BC-DWM-50	50 Diamond Wedges Medium	CHF	59.55
BC-DWL-50	50 Diamond Wedges Large	CHF	59.55
BC-DWXL-50	50 Diamond Wedges Extra Large	CHF	59.55
BC-DWDC-50	50 Diamond Wedges Deep Caries	CHF	59.55
BC-K-DW	80 Diamond Wedge Assorted Kit (je 16)	CHF	95.15



Die diamantförmige Aussparung in der Spitze des sanduhrförmigen Diamond Wedge Keils verringert den Druck beim Einführen und optimiert den Sitz der Matrize.



Die flexiblen Lamellen an der Griffseite des Keils ermöglichen eine Keil-/Ringpassung, die einen satten Matrizensitz am Gingivarand gewährleistet.

BT Black Triangle Kit


Ästhetische Korrektur von schwarzen Dreiecken zwischen den Zähnen

 BIOCLEAR

Das Black Triangle (BT) Kit ermöglicht den schwarzen Dreiecksverschluss bis zu 40% schneller als bei den originalen Bioclear-Matrizen.

Black Triangle Matrizen sind speziell für die Behandlung von schwarzen Dreiecken konzipiert und erfordern kein Trimmen vor dem Sitzen. Ein farbcodiertes Instrument und Matrizen machen die Wahl der richtigen Krümmung für den Verschluss des Zahnfleischsaumes einfach und vorhersehbar.

- | | | | |
|----------|----|---|------------|
| BC801003 | 10 | Black Triangle Matrix Series – Small Blue | CHF 576.80 |
| | 10 | Black Triangle Matrix Series – Small Green | |
| | 10 | Black Triangle Matrix Series – Small Yellow | |
| | 10 | Black Triangle Matrix Series – Small Pink | |
| | 10 | Black Triangle Matrix Series – Large Blue | |
| | 10 | Black Triangle Matrix Series – Large Green | |
| | 10 | Black Triangle Matrix Series – Large Yellow | |
| | 10 | Black Triangle Matrix Series – Large Pink | |
| | 1 | Black Triangle Gauge | |
| | 1 | TruContact Light Sander, Single-Sided, Orange | |
| | 1 | TruContact Heavy Sander, Double-Sided, Red | |
| | 1 | TruContact Saw, Blue | |
| | 1 | Bioclear Dual Color Disclosing Solution | |



Biofit Intro Posterior Kit HD



Bestellinformationen

- | | | |
|----------|---------------------------|------------|
| BC818081 | 1 Twin Ring Molar | CHF 662.75 |
| | 1 Twin Ring Premolar | |
| | 75 Biofit HD Matrix | |
| | 80 Diamond Wedge | |
| | 1 Forceps, 1 Micro Pliers | |

Intro Anterior Kit

Bestellinformationen

- | | | |
|----------|---------------------|------------|
| BC801026 | 90 Biofit HD Matrix | CHF 405.35 |
| | 64 Diamond Wedge | |
| | 4 TruContact Strips | |



SafeMatrix

Einwegmatrizen

NEU
im Sortiment




Erleichtern das Formen perfekter Kontaktpunkte bei allen Restaurationen aus Komposit oder Amalgam in jedem Quadranten. Die Matrizen sind denkbar einfach in der Handhabung und erfüllen als Einwegprodukt die Anforderungen an eine effiziente Praxishygiene ohne den sonst erforderlichen Wiederaufbereitungsaufwand.

- Sofort verwendbares System – spart die Montage von Band und Halter
- Anatomische Krümmung des Bandes schafft perfekte Kontaktpunkte
- Universelles Matrizenband – verwendbar für alle MO / OD / MOD Kavitäten oder Höckeraufbauten
- Leichtgängiger Drehmechanismus für perfekten Sitz
- Schmalen Matrizenhals ermöglicht einfaches Platzieren, bessere Sicht und guten Zugang während der Behandlung

Bestellinformationen

MEDICOM30045	SafeMatrix™ – gross, blau 6,0 mm breit, Stärke 0,04 mm, Inhalt: 50 Stück	CHF 66.05
MEDICOM30050	SafeMatrix™, klein, grün 4,5 mm breit, Stärke 0,04 mm, Inhalt: 50 Stück	CHF 66.05
MEDICOM30055	SafeMatrix™ Contour, gross, orange 6,0 mm breit, Stärke: 0,04 mm, Inhalt: 50 Stück	CHF 71.50
MEDICOM30060	SafeMatrix™ Contour, klein, gelb 4,5 mm breit, Stärke: 0,04 mm, Inhalt: 50 Stück	CHF 71.50



SafeMatrix Contour hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie der Zahnform angepasst ist und ein längeres Band für größere Zähne hat.

CompexHD Komposit-Erwärmer

Direkte Komposit-Erwärmung

NEU
auf dem Markt



Mit optimaler Temperatur und direkter Wärmezufuhr bietet Compex HD den perfekten Fluss für alle Restaurations- und Zementierungsverfahren.

Features

- Optimale Temperatur bei der Applikation
- Erhitzt Komposite in weniger als 1 Minute
- Einfaches Be- und Entladen
- Erhitzt bis zu 100 Komputen mit einer Ladung
- COMPEX HD ist wiederaufladbar
- Kompatibel mit fast allen Komposit-Komputenhersehbar.

Vorteile

- Erhöht die Fließfähigkeit und Anpassungsfähigkeit, spart Zeit, reduziert die Aushärtungszeit und verringert Schrumpfung und Spannung, verbessert die physikalischen Eigenschaften.
- Keine Unterbrechung bei Bulk-Füllung oder Schichtung
- Keine Notwendigkeit, bei längeren Verfahren zum Aufladen zum Halter zurückzukehren

Bestellinformationen

ADD13000	Compex HD Komposit-Erwärmer	CHF 997.20
----------	-----------------------------	------------



Ultra-Etch

35 %iges Phosphorsäuregel mit optimaler Viskosität



Ultra-Etch ist mit idealen Materialeigenschaften und seiner praktischen Anwendung nach wie vor allen anderen Mitteln für die Schmelz- und Dentin-Konditionierung überlegen.

- Optimale Viskosität: Verläuft nicht auf vertikalen Flächen und irritiert so die Weichgewebe nicht
- Dringt in die feinsten Fissuren ein
- Selbstlimitierung der Aetztiefe in Dentin (1.9 µm bei 15 Sekunden)
- Schnelles und vollständiges Entfernen durch Wasserspray

Bestellinformationen

UP0163 **Ultra-Etch Kit** CHF 67.20
 4 x 1.2 ml Spritzen gefüllt
 10 x Blue Micro Tips
 10 x Inspirial Brush Tips

UP0685 **Ultra-Etch IndiSpense Refill** CHF 112.90
 1 x 30 ml IndiSpense-Spritze gefüllt

Weitere Kits im Shop erhältlich



Leere 1,2 ml Spritzen und
 Tips separat erhältlich



dLine® Ätzel 37% Phosphorsäure



Indikationen

- zum Ätzen von Zähnen und zur Vorbereitung der Oberflächen

Vorteile

- optimale Viskosität
- 37% Phosphorsäure
- entfernt Smear-Layer und öffnet Dentin-Tubuli



DC20120 Ätzel auf Basis 37%-iger Phosphorsäure, Farbe blau, 12 g Spritze + 10 Tips CHF 12.80



DC20043 Ätzel auf Basis 37%-iger Phosphorsäure, Farbe blau, 4 x 4,3 g Spritzen + 20 Tips CHF 16.70



DC20450 Ätzel auf Basis 37%-iger Phosphorsäure, Farbe blau, 42 g Spritze + 2 x 4,3 g Spritzen + 20 Tips CHF 32.80

Light Curing
 Nano Hybrid
 Composite

dLine® lichthärtendes Hybrid Flow Komposit auf Bariumglas-Basis



Indikationen

- Restaurationen der Klassen III, IV und V
- Wurzelkaries-Restaurationen
- Zur Fissurenversiegelung
- Zur Erstplatzierung in Kavitäten der Klassen I und II

Vorteile

- Ausgezeichnete Fließeigenschaften
- Hohe Ästhetik
- Sehr widerstandsfähig
- Gut polierbar
- Geringe Schrumpfung
- Füller basiert auf Bariumglas
- Radiopak

DC11210	2g Spritze A1 + 3 Tips	1 Stück	CHF 14.35
DC11220	2g Spritze A2 + 3 Tips	1 Stück	CHF 14.35
DC11230	2g Spritze A3 + 3 Tips	1 Stück	CHF 14.35
DC11235	2g Spritze A3,5 + 3 Tips	1 Stück	CHF 14.35
DC11120	5g Spritze A2 + 3 Tips	1 Stück	CHF 28.05
DC11130	5g Spritze A3 + 3 Tips	1 Stück	CHF 28.05
DC11010	4x2g Spritzen A1 + 10 Tips	1 Set	CHF 52.10
DC11020	4x2g Spritzen A2 + 10 Tips	1 Set	CHF 52.10
DC11030	4x2g Spritzen A3 + 10 Tips	1 Set	CHF 52.10
DC11035	4x2g Spritzen A3,5 + 10 Tips	1 Set	CHF 52.10
DC11500	4x2g Spritzen 1xA1, 1xA2, 2xA3 + 10 Tips	1 Set	CHF 52.10
DC11501	4x2g Spritzen A1, A2, A3, A3.5 + 10 Tips	1 Set	CHF 52.10

dLine® lichthärtendes Hybrid Komposit auf Bariumglas-Basis



Indikationen

- Direkte Restaurationen der Klasse I, II, III, IV und V Kavitäten
- Indirekte Restaurationen wie Inlays, Onlays und Veneers
- Erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren
- Aufbauten

Vorteile

- Sehr homogen
- Sehr widerstandsfähig
- Leichte Handhabung
- Ausgezeichnete Biokompatibilität
- Wirtschaftlich
- Füller basiert auf Bariumglas
- Radiopak

DC10010	4g Spritze A1	1 Spritze	CHF 20.00
DC10020	4g Spritze A2	1 Spritze	CHF 20.00
DC10030	4g Spritze A3	1 Spritze	CHF 20.00
DC10035	4g Spritze A3,5	1 Spritze	CHF 20.00
DC10120	4g Spritze B2	1 Spritze	CHF 20.00
DC10220	4g Spritze C2	1 Spritze	CHF 20.00
DC10420	4g Spritze OA2	1 Spritze	CHF 20.00
DC10430	4g Spritze OA3	1 Spritze	CHF 20.00
DC10500	4g Spritze enamel shade	1 Spritze	CHF 20.00
DC10600	4x4g Spritzen (A1, A2, A3, A3.5), 5ml Adhäsiv, 4,3g Ätzzgel, Zubehör	1 Set	CHF 92.55





TheraCal LC ist ein lichthärtendes, kunststoffmodifiziertes Kalziumsilikat (MTA)

Es ist das ideale Material für eine direkte oder indirekte Pulpenüberkappung oder als Liner zum Pulpenschutz. Es kann direkt auf die mechanisch oder traumatisch geschädigte Pulpa appliziert werden. Dank eines optimalen Verschlusses entsteht ein bakterienreicher Schutz. TheraCal LC setzt auf feuchten Oberflächen eine beträchtliche Menge Kalzium frei, um die Hydroxylapatitbildung zu fördern.



- Lichthärtendes, gebrauchsfertiges Material
- Bedeutende Freisetzung von Kalzium, bildet einen sicheren Pulpenschutz
- Alkalischer pH, schützt vor Überempfindlichkeiten
- Der optimale Pulpenschutz

«TheraCal LC führt zu einer höheren Kalziumfreisetzung und ist geringer löslich als ProRoot MTA oder Dycal. Die tiefe Durchhärtung von TheraCal LC gewährt einen sicheren Pulpenschutz. Dies ist besonders bei der direkten Pulpenüberkappung von Bedeutung.»

M.G. Gandolfi et al, 2011, University of Bologna, Italy

Bestellinformation

BIH-3301P	TheraCal LC 1g / Syringe	CHF 55.60
33013014P	TheraCal LC 4g / Syringe	CHF 189.10



Fotos Dr. Edward Lowe

All-Bond Universal

Lichthärtendes Universal-Adhäsiv



All-Bond Universal ist hydrophil bei der Applikation für eine ideale Oberflächenbenetzung und hydrophob nach der Polymerisation für einen optimalen Verschluss und dauerhafte Mundbeständigkeit.

All-Bond Universal kann sowohl als Self-Etch, Selective Etch oder Total Etch Adhäsivsystem eingesetzt werden. Es enthält MDP & BPDM, ideal für Bonding auf Zirkonoxid, Aluminiumoxid und Metallen. Mit einer Filmstärke von unter 10 Mikron hat es keine negativen Auswirkungen auf die Passung von (in)direkte Restaurationen. Es ist kompatibel mit allen dual- oder selbsthärtenden Zementen.

Deshalb ist All-Bond Universal der ideale Primer für eine optimale Adhäsion aller (in)direkten Rekonstruktionen.

Bestellinformation

BIB-7202P	All-Bond Universal 6 ml Flasche	CHF 153.45
-----------	---------------------------------	------------

Core-Flo DC Lite

Dual-härtendes Stumpfaufbaumaterial



CORE-FLO DC Lite ist ein dualhärtendes, fluoridabgebendes Material, das sich ideal eignet zum Stumpfaufbau, zur Stifzementierung und als Dentin-Ersatzmaterial.

- Es zeichnet sich aus durch geringe Viskosität für optimales Handling und hohe Radiopazität für gute Diagnostik.
- Auf Dentin entwickelt es eine sehr hohe Festigkeit.
- CORE-FLO DC Lite ist in den Farben Natural/A1 und Opaque White erhältlich.

Bestellinformationen

BIAB-17410K	CORE-FLO DC Lite Universal Primer Kit 1 Dual-Syringe Natural/A1 à 8g, 1 Dual-Syringe Opaque White à 8g 1 Universal Primer Kit, Part A + B je 6ml	CHF 354.45
BIA-17801P	CORE-FLO DC Lite 1 Dual-Syringe à 8g Natural/A1	CHF 105.85
BIA-17803P	CORE-FLO DC Lite 1 Dual-Syringe à 8g Opaque White	CHF 105.85



CORE-FLO DC Lite / Physikalische Eigenschaften

Verarbeitungszeit/ Aushärtezeit	1/7 Minuten Bei Raumtemperatur
Druckfestigkeit	229/259 MPa (Licht/Selbst)
Biegefestigkeit	127/93 MPa (Licht/Selbst)
Radioopazität	1,8 mm
Lichtpolymerisation	40 Sekunden

TheraCem Ca



Der Zement der nächsten Generation

Dualhärtender, Kalziumfreisetzender und selbstklebender Harrzement. Geeignet für die Befestigung von Kronen, Brücken, Inlays, Onlays und Wurzelstiften.

TheraCem Ca bietet eine starke Haftung an Zirkonoxid und die meisten Substrate sowie eine einfache Reinigung und hohe Röntgenopazität. Es ermöglicht dem Anwender eine mühelose, zuverlässige und dauerhafte Zementierung von indirekten Restaurationen.

Bestellinformation

BID-46501P	1 Dual-Syringe à 8g, 15 Mixing- und Intraoral-Tips	CHF 98.40
------------	---	-----------



NoCord VPS

Einstufiges, selbst- retrahierendes Abfomsystem



Making Dentistry Easier.SM

Das etwas andere Silikon. Erleichtert Abformungen !

Das erste A-Silikon mit integrierter Hämostase.

Stoppt Blutungen und Flüssigkeitsfluss für klare Ränder und herausragende Detailliertheit.

MegaBody™ Tray-Material bewirkt eine Ausweitung des Sulkus.

Treibt das Wash-Material in den Sulkus, sodass das Weichgewebe weggedrückt und alle Ränder freigelegt werden.

NoCord VPS ist starr und stabil.

Großartige Ergebnisse in den anspruchsvollsten Fällen.

NoCord VPS ergänzt Ihre Technik.

Unabhängig davon, ob Sie zwei Fäden, eine Paste oder gar kein Retraktionsmittel verwenden, NoCord macht das Abformen sicherer, einfacher und fehlerfrei.



Verarbeitung ≤ 1:00 Min. Abbindezeit ≥ 4:45 Min.

Bestellinformationen

CEN310280	Einführungs-Kit 1 x Wash 50 ml, 2 x MegaBody™ Tray-Material 50 ml, 24 x SuperMixer™	CHF 142.30
CEN310281	MegaBody™ Tray-Material 2er-Pkg. 2 x 50 ml, 6 x SuperMixer™	CHF 84.70
CEN310282	Wash-Material 2er-Pkg. 2 x 50 ml, 6 x SuperMixer™	CHF 84.70
CEN310286	MegaBody™ 380 Tray-Material 1er-Pkg. 1 x 380 ml, 10x SuperMixer™, 1x Bajonettring	CHF 268.50

Auch weitere Einheiten erhältlich




Blu-Mousse

Seit über 20 Jahre der Goldstandard für Bissregistratrate



Blu-Mousse, das erste additionsvernetzte Silikon, das speziell für die Bissregistrierung entwickelt wurde

Blu-Mousse besitzt nach dem Aushärten eine gipsähnliche Härte (85 - 90 Durometer). Erhältlich in 2 Versionen: Blu-Mousse classic mit einer Aushärtezeit von 2 Minuten und Blu-Mousse superfast mit nur 30 Sekunden. Blu-Mousse wird aus der Mischkartusche blasenfrei appliziert.



Bestellinformationen

PAS457S	Blu-Mousse Superfast 2 Kartuschen à 100 ml, 30 Mischkanülen	CHF 86.15
---------	--	-----------

Encore D/C Minimix

Dualhärtendes-Stumpfaufbaumaterial in der Einzeldosis

centrix[®]
Making Dentistry Easier.SM

Stumpfaufbau leicht gemacht


Encore[®] DC MiniMix[®] ist der einzige Dualhärter, der in der Einzeldosis verkauft wird. Die D/C MiniMix Kartusche verfügt über ihre eigene Mischdüse.

- Zur vollständigen Aushärtung 40 Sekunden lichtaktivieren
- Die Kanülenspitze ermöglicht das Einbringen des Materials bis zum Boden eines Stiftlochs
- Standfeste Formulierung, keine Matrize erforderlich
- Lässt sich wie Dentin beschleifen, reduziert Rillenbildung
- Röntgenopak

Druckfestigkeit: 222 Mpa. Biegefestigkeit: 110 Mpa.
Diametrale Zugfestigkeit: 48 Mpa
Lichtaktivierte Aushärtungstiefe: 2mm 20 Sekunden

Bestellinformationen

CEN310129	Encore [®] D/C MiniMix [®] Minikit Farbe Zahnfarben 12 Einzeldosen à 0,5 ml, 24 Mischdüsen	CHF 186.70
CEN130651	Snap-Fit [™] Syringe Kurzkolben	CHF 112.95



Access Edge

Blutstillung und Retraktion mit Kaolin

Access Edge ist eine einfach anzuwendende, kaolinhaltige Paste, die das gingivale Gewebe sanft verdrängt und dank des Gehaltes an Aluminiumchlorid adstringierend und hämostatisch wirkt. Durch die absorbierende Eigenschaft des Kaolins (Tonerde) entsteht ein sauberer, trockener Sulkus.

- Adstringierende und hämostatische Wirkung des Aluminiumchlorids und der Tonerde kontrolliert die Blutung und die Sulkusflüssigkeit
- Nach einer empfohlenen Einwirkzeit von mind. 2 Minuten einfach durch Wasserspray entfernen, dann lufttrocknen - und ein sauberer, offener Sulkus ist das Ergebnis
- Eine schonende und dennoch effektive Weichgewebe-Behandlung

Bestellinformationen

CEN360113	Access Edge 15 Karpulen	CHF 130.45
CEN360114	Access Edge 60 Karpulen	CHF 496.95



Z-Prime

Erster Primer, der speziell für Zirkon- und Aluminiumoxid-Kronen entwickelt wurde



Die richtige Vorbehandlung indirekter Restaurationmaterialien zur adhäsiven Befestigung ist anspruchsvoll

Dieser Einkomponenten-Primer enthält zwei aktive Monomere (MDP und DPDM), die in der aktuellen Forschung als massgeblich für die Adhäsion zwischen Zirkonoxid und Kompositen angesehen wird, aber auch die Adhäsion an Metallen deutlich verbessert. Z-Prime Plus ist kompatibel mit lichterhärtenden und dualhärtenden Kunststoffzementen. Mit Z-Prime Plus können Sie neben Zirkonoxid und Aluminiumoxid auch Metalle und Komposite vorbehandeln und so die Haftung deutlich verbessern.

Bestellinformation

BIB-6002P	Z-Prime Plus, Flasche à 2 ml	CHF 64.50
BIB-6001P	Z-Prime Plus, Flasche à 4 ml	CHF 125.70




Dentapreg

Glasfaserverstärkungen für die intra- und extraorale Anwendung



Dentapreg ist ein fein strukturierter, formbarer und lichthärtender Faserstreifen von extrem hoher Festigkeit. Er ist mit lichthärtendem Komposit umhüllt.

Dentapreg dient unter anderem der Versorgung von Einzelzahn- und Mehrzahnücken, der Verstärkung von Langzeitprovisorien, der Schienung luxierter Zähne in der Parodontologie und Traumatologie, der Herstellung individueller glasfaserverstärkter Stiftaufbauten, sowie der Schienung kieferorthopädisch behandelter Zähne.



SFM

Flaches Band mit multidirektionalen (geflochtenen) Fasern


Dimension: 60 x 2 x 0.2 mm
(L x B x H mm)



PFM

Flaches Band mit multidirektionalen (geflochtenen) Fasern

Dimension: 60 x 3 x 0.3 mm
(L x B x H mm)



UFM

Ultraflaches, multidirektionales Netz

Dimension: 60 x 4-10 x 0.1 mm
(L x B x H mm)

Bestellinformation

DPD-551	Dentapreg SFM	Blister mit 5 Streifen, Lichtschutz Box, Anleitung	CHF 466.65
DPD-501	Dentapreg Mini Refill SFM	Blister mit 3 Streifen, Anleitung	CHF 302.20
DPD-552	Dentapreg PFM	Blister mit 5 Streifen, Lichtschutz Box, Anleitung	CHF 466.65
DPD-502	Dentapreg Mini Refill PFM	Blister mit 3 Streifen, Anleitung	CHF 302.20
DPD-554	Dentapreg UFM	Blister mit 5 Streifen, Lichtschutz Box, Anleitung	CHF 466.65
DPD-504	Dentapreg Mini Refill UFM	Blister mit 3 Streifen, Anleitung	CHF 302.20
DPC-306	Dentapreg Fork	Spezialinstrument zur Handhabung des Verstärkungsbandes	CHF 48.30
DPD-402	Dentapreg Shield	Spezialinstrument zum Schutz des Bandes während der Lichtpolymerisation	CHF 53.15

Für Labor

DPD-553	Dentapreg PFU	Blister mit 5 Streifen, Lichtschutz Box, Anleitung	CHF 466.65
DPD-503	Dentapreg Mini Refill PFU	Blister mit 3 Streifen, Anleitung	CHF 302.20

Tender Fiber

Glasfaserstränge von Micerium



Bestellinformationen

MEDICOMTF21	Tender Fiber Due Für Parodontalschienen empfohlen. Fasermenge: 3200, Durchmesser: 1,3 mm, Länge: 12 cm	CHF 157.30
MEDICOMATF11	Tender Fiber Ortho Glasfaserstränge für kieferorthopädische Retainer. Fasermenge: 1600, Durchmesser: 1,8 mm Länge: 12cm	CHF 141.65
MEDICOMTF41	Tender Fiber Quattro Für Parodontalschienen empfohlen. Für alle prothetischen Arbeiten wie Immediatersatz, Kronen- und Brückenversorgungen sowie Marylandarbeiten geeignet. Fasermenge: 6400, Durchmesser: 1,7 mm, Länge: 12 cm	CHF 181.00



NoMix

Eine einzige Komponente. Feuchtigkeitsaktiviert. Direkte Abgabe.



NoMIX® Provisorischer Zement macht es Ihnen und Ihren Patienten leichter

NoMIX ist der einzige vorgemischte, provisorische Ein-Komponenten-Zement. Im Gegensatz zu herkömmlichen provisorischen Zementen ist bei NoMIX kein Anmischen, Aufspachteln oder Reinigen von Verschmutzungen erforderlich. Trotzdem bietet NoMIX einen überzeugenden Halt. Die vorgefüllten Spritzen ermöglichen eine schnelle und präzise Platzierung des Zements auf Restaurationen. Mit den neuen NoMIX Applikatoren für die Anwendung zu Hause haben Patienten – zu Hause oder unterwegs – eine praktische Lösung zur Hand, die Notfallbesuche seltener macht.

Stellen Sie unser Display-Kit mit den neuen Applikatoren für die Anwendung zu Hause an Ihrer Empfangstheke auf. Alle Patienten, die sich für diese Applikatoren entscheiden, gehen mit einem Plus an Sicherheit und ohne Sorgen nach Hause.



Bestellinformationen

CEN310157	NoMIX Display-Kit für Applikation zu Hause, 50 x 0,5 g Einmaldosis-Tuben	CHF 101.65
CEN310520	NoMIX-Starterkit 6 x 1 ml vorgefüllte Spritzen 30 Spritzenaufsätze, 24 x 0,5 g Einmaldosis-Tuben	CHF 180.70
CEN290040	NoMIX-Nachfüllkit 12 x 1 ml vorgefüllte Spritzen, zur Anwendung in der Praxis	CHF 237.20

Tempit

Eine Familie von temporären Füllungsmaterialien



Die Erfinder des Karpulen-Applikationssystems haben bewährte provisorische Füllungsmaterialien verbessert und in ihre patentierten Karpulen abgefüllt

Tempit-E

Feuchtigkeitsaktiviertes, provisorisches Füllungsmaterial mit Eugenol

- Ideal für indirekte Restaurationen und Inlays/Onlays
- Versiegelt Zugangsöffnungen bei Implantatschrauben zuverlässig
- Bindet fest ab und ist dennoch flexibel
- Kann einfach mittels Sonde entfernt werden, ohne dass die Präparationsränder beschädigt werden

Bestellinformationen

CEN310031 CHF 94.85
30 vorgefüllte Karpulen 0,35 g



Tempit

Selbsthärtendes Verschlussmittel, für kurzzeitigen Einsatz, weiss.

- Härtet unter Speichel: max. 5 Minuten
- Hauptindikation: Endodontie
- Vergleichbare Produkte: Cavit, Coltosol

CEN310060-1 CHF 97.75
30 vordosierte Karpulen à 0,35 g



Tempit L/C

Lichthärtendes Verschlussmittel mit elastischer Konsistenz, zahnfarben, leicht ransparent.

- Adhäsiv nicht erforderlich
- Härtezeit: 40 Sekunden
- Hauptindikation: Inlay / Onlay, Endodontie
- Vergleichbare Produkte: Fermit

CEN310063-1 CHF 128.75
30 vordosierte Karpulen à 0,25 g



Tempit Ultra F

Lichthärtendes Verschlussmittel für den Langzeiteinsatz (bis 12 Monate), fluoridhaltig, zahnfarben.

- Adhäsiv nicht erforderlich
- Härtezeit: 20 Sekunden (10 mm)
- Hauptindikation: Langzeitprovisorien
- Vergleichbare Produkte: IRM

CEN310064-1 CHF 127.05
30 vordosierte Karpulen à 0,20 g

Obtura III Max

Gerät zur Wurzelkanalfüllung

YOUNG[®]
 INNOVATIONS

- 3-dimensionale warme Gutta Percha Füllung
- Geringere Verbrauchs- / Materialkosten
- Schnelle und sichere Füllmethode
- Füllen von Seitenkanälen
- Einfache Handhabung
- Revidierbar

OB823-800 Obtura III Max

CHF 1938.80



Obtura Spartan MaxPack

Die neueste Technologie für die Verdichtung von Guttapercha bei endodontischen Eingriffen. Das Obtura MaxPack kann verwendet werden, um überschüssige Guttapercha bei der Durchführung von lateralen Kondensationstechniken zu entfernen, einen endodontischen Stiftraum zu schaffen oder Guttapercha zu verdichten, um warme Guttapercha-Injektionstechniken vorzubereiten.

OB824-700

CHF 2036.80

Obtura Spartan Pluggers

Gehärteter Edelstahl für Flexibilität bei der Navigation in gekrümmten Kanälen. Konstante Wärme zur sofortigen Erweichung von Guttapercha im Wurzelkanal. Autoklavierbar. In ISO-Größen erhältlich: (35, 40, 45, 55, 60) und ISO-Konus
 .04 (Xtra-Fine), .06 (Fine), .08 (Fine-Med), .10 (Med), .12 (Med-Lrg).

OB824-7...

CHF 184.50 p./Stk.



Apex ID Digital Apex Locator

Kerr
 ENDODONTICS

Benutzerdefinierter Nullpunkt

Sie definieren den „Nullpunkt“ auf Grund Ihrer klinischen Erkenntnisse. Die visuelle Anzeige muss nicht permanent überwacht werden, da ein akustisches Signal Ihnen mitteilt, wann der von Ihnen definierte Nullpunkt erreicht ist.

Genauigkeit unter fast allen Bedingungen

Der Apex ID wurde so konstruiert, dass er sowohl bei trockenen oder nassen Kanälen präzise misst, auch Blut, Kochsalzlösung, EDTA, NaOCl oder Chlorhexidin sind kein Problem. Mit dem Apex ID lassen sich immer präzise und verlässliche Messungen durchführen.

AE953-0017 Apex ID

CHF 2600.00

Apex ID-Ständer, 5 Lippenhaken, 3 Feilenklemmen, Kabel, Apex ID-Gebrauchsanweisung



Calasept® Calciumhydroxid



DIRECTA


Calasept hat einen sehr hohen Calciumhydroxid-Gehalt (>41%), wodurch die vorhandenen Hydroxyl-Ionen einen erhöhten pH-Wert von 12,4 erzeugen. Dies sorgt für eine ausgeprägte antimikrobielle Wirkung der Paste. Die hohe Konzentration an Kalziumhydroxid bedeutet auch, dass Calasept lange haltbar ist und noch lange nach dem Einsetzen Kalziumionen freisetzt. Calasept ist eine gebrauchsfertige Paste in einer luftdichten Spritze, die direkt über die Nadel appliziert wird.

DI1230100	Calasept 4 Spritzen à 1,5 ml, + 20 Luerlock needles	CHF 56.25
DI1231100	100 Applikationsnadeln	CHF 64.80



Ein Produkt - drei Indikationen

- Temporäre Wurzelfüllungen
- Direkte Zellstoffverschießer
- Indirekte Zellstoffverschießerung in tiefen Hohlräumen



Calasept® EDTA

Spülmittel zur Chelatbildung an den Wurzelkanalwänden und zur Entfernung von Schmierschichten. Calasept EDTA hat eine schmierende Wirkung und wurde speziell zur Unterstützung der Verhandlung von Wurzelkanälen mit endodontischen Instrumenten entwickelt. Das EDTA bildet einen wasserlöslichen Chelatkomplex, der Substanzen entkalkt und Schmierschichten auflöst, wodurch die Haftung von Füllungsmaterialien verbessert wird.


DI1260100
Calasept EDTA, 100 ml
CHF 78.55

Modul Basic Surgery Set

«Berner Konzept» nach Prof. Dr. Dr. A. Sculean, M.S.




ST1990801
 «Berner Konzept»
 Modul Basic Surgery Set
 CHF 2303.40




ST655110
 stoma p.i.c.® tray
 Lagersteg für Pinzetten,
 2 Haltebolzen und Deckel
 CHF 271.20

ST1510800 Spiegelgriff mit Gewinde M 2,5 CHF 48.75



ST1462130 Schaber, Lucas 3mm, DE CHF 102.25



ST3496400 Megaduo-Spiegel, plan, Grösse 4, Rhodium Front Surface CHF 7.95




ST1462125 Schaber, Lucas 2,5 mm, DE CHF 102.25



ST1451403 Skalpellklingenhalter, gerade CHF 79.05



ST380012 Arterienklemme, Halstead-Mosquito, gerade, 12 cm CHF 39.25



ST1405117 Pinzette, advanced, Cooley, 1,3 mm, gerade CHF 211.25



ST1474715 Nadelhalter, Castroviejo, Genon, TC gerade, 15 cm CHF 412.75




ST1405217 Pinzette, advanced, anatomisch, TC, 1,3 mm, gerade CHF 218.55



ST405335 Wundhaken Kocher, 35 x 11 mm, 22 cm CHF 96.70



ST1441905 Raspatorium, De Wijs, 5 mm, DE CHF 106.60



ST333418 Absaugkanüle, ø 4 mm, 18 cm CHF 24.15




ST1441800 Raspatorium, DE CHF 101.00



ST1296500 Periotom, kniegebogen CHF 79.15



ST1442700 Micro-Abhalter, Emos, DE CHF 106.25




ST1296600 Periotom, gerade CHF 76.55



ST360213 Schere, Goldmann-Fox, SC, gebogen CHF 124.20



ST1296700 Periotom, über Fläche gebogen CHF 79.15



ST356511 Schere, La Grange, gezahnt, 11,5 mm CHF 86.65



Modul Micro Surgery Set




ST1990803
«Berner Konzept» Modul Micro Surgery Set
CHF 2405.95

Modul Plastic Esthetic Surgery Set




ST1990804
«Berner Konzept» Modul Plastic Esthetic Surgery Set
CHF 1138.40

ST1451000 Micro-Klingenhalter CHF 168.55



ST1444621 Tunnelinstrument CHF 165.70




ST1441300 Micro Raspatorium, Memmingen CHF 98.70



ST1444622 Tunnelinstrument CHF 165.70



ST1441903 Raspatorium, De Wijs, 3 mm, DE CHF 106.60



ST1444603 Tunnelinstrument Sculean/Aroca CHF 165.70



ST1406217 Pinzette, Cooley, chirurg. atraumatisch, ultra fine, 0,6 mm, gerade, 17,5 mm CHF 326.85



ST1444604 Tunnelinstrument Sculean/Aroca CHF 165.70




ST1476018 Nadelhalter, TC, 0,6 mm, gerade, 18 cm CHF 497.80



ST1443900 Raspatorium für Tunneltechnik, 2 mm CHF 153.20



ST1355516 Micro-Schere, gebogen, extra fein, 16 mm CHF 399.65



ST1283900 Knochenmeissel 2,5 mm / 3,5 mm CHF 119.20




ST1414017 Gewebefasspinzette, ø 1,3 mm, 17 cm CHF 287.20



ST1285000 Parodontalmeissel 2 mm / 3 mm CHF 113.60




ST356213 Schere, Goldman-Fox, gezahnt, gebogen, 13 cm CHF 82.95



ST299107 stoma p.i.c.® tray, mit 2 Stegen für 7 Instrumente und Spannbügel CHF 100.80


ST1462000 Knochenschaber, 5 mm + 7 mm, DE CHF 177.75



ST1461600 Universalinstrument Biehler für Augmentationschirurgie CHF 143.00



ST655300 stoma p.i.c.® tray, mit 2 Stegen, 1 Lagersteg für Pinzetten, 2 Haltebolzen und Deckel, für 7 Instrumente CHF 213.35



Micro-screw Set

«Olsberger Konzept»

A micro-screw Set basic

- p.i.c.®-tray mit 4 Aufnahme-Blöcken für Schrauben, Bohrer und Schraubendreher
- micro-screws Ø 1,0 mm, in den Längen 6, 8 und 10 mm (jeweils 1 Pack à 3 Stück)
- micro-screws Ø 1,2 mm, in den Längen 6, 8 und 10 mm (jeweils 1 Pack à 3 Stück)
- Bohrer in Ø 0,8 mm und 1,0 mm
- Schraubendreher einfach

B micro-screw Set komplett

Inhalt des Sets: wie micro-screw Set basic


- + Schraubendreher mit Greifer
- + Schraubendreheransatz für Winkelstück

C Schraubendreher einfach, für micro-screw

D Schraubendreheransatz für Winkelstück, für micro-screw

E Schraubendreher mit Greifer, für micro-screw

Mithilfe des Greifers wird die Schraube umschlossen um einen sicheren Halt der Schraube und damit eine sichere Applikation zu gewährleisten.



Bestellinformationen

A	ST23034.00	CHF 1696.85
micro-screw Set basic		
B	ST23033.00	CHF 2225.80
micro-screw Set komplett		
C	ST23049.50	CHF 149.40
Schraubendreher einfach		
D	ST23049.30	CHF 56.05
Schraubendreheransatz		
E	ST23049.00	CHF 499.40
Schraubendreher m. Greifer		





1 3D Knochenaugmentation mittels Tunneltechnik: zwei Knochenblöcke stabilisiert mit micro-screws



2 Sichere Stabilisierung eines kleinen Knochenblocks zur vertikalen Knochenaugmentation

micro-screw (Pack à 3 Stück)

Länge	Ø 1,0 mm	Ø 1,2 mm
4 mm	F	L
6 mm	G	M
8 mm	H	N
10 mm	I	O
12 mm	J	P
14 mm	K	Q



micro-screw Pack à 3 Stück

Ø 1.0 mm

F	ST2306004	4 mm	CHF 139.00
G	ST2306006	6 mm	CHF 139.00
H	ST2306008	8 mm	CHF 139.00
I	ST2306010	10 mm	CHF 139.00
J	ST2306012	12 mm	CHF 148.90
K	ST2306014	14 mm	CHF 148.90

Ø 1,2 mm

L	ST2306104	4 mm	CHF 139.00
M	ST2306106	6 mm	CHF 139.00
N	ST2306108	8 mm	CHF 139.00
O	ST2306110	10 mm	CHF 139.00
P	ST2306112	12 mm	CHF 148.90
Q	ST2306114	14 mm	CHF 148.90

Stoma p.i.c.® container

ST670106 CHF 311.30
Stoma-p.i.c.®-container ½,
227x166x60mm, aluminium

Weitere p.i.c.®-container
auf Seiten 50-53



Mikro-Skalpellklingen und Halter

Aussergewöhnliche Mini-Klingen



Zebra Blade

ZEBRA ist eine verformbare Klinge, die mit einer 2mm-Graduierung versehen ist, die in Zusammenarbeit mit der Gruppe von Ärzten Pink Matters entwickelt wurde.

Es ermöglicht eine genaue Planung sämtlicher Eingriffe in der Parodontal- und Implantatchirurgie minimalinvasive Verfahren:

- subepitheliale Bindegewebsstransplantate
- Verschiebe- oder Rotationslappentechniken
- Papillenerhaltungslappen

Die Graduierungen ermöglichen, die Präzision bei den Entnahmen von Weichgewebe zu steigern und ihre Dicke insbesondere in der präprothetischen Chirurgie (Kronenverlängerung) und in der Implantologie genau einzuschätzen.



MJK-BW064MPM Einweg-MicroKlingen «Zebra»
Pckg. à 10 Stück, einzeln, steril CHF 123.60



Für die sulkuläre Schnittführung mesial und distal und im Gaumen.
Pckg. à 10 Stück, einzeln, steril
MJK-BW001 CHF 65.00



Für die sulkuläre Schnittführung bukkal-lingual.
Pckg. à 10 Stück, einzeln, steril
MJK-BW002 CHF 65.00



Für die vestibuläre Schnittführung.
Pckg. à 10 Stück, einzeln, steril
MJK-BW003 CHF 65.00



Für die Schnittführung im Frontzahnbereich.
Pckg. à 10 Stück, einzeln, steril
MJK-BW004 CHF 65.00



Löffelförmige Klinge für die sulkuläre Schnittführung, ideal bei Tunnelpräparationen oder Bindegewebeentnahme am Gaumen, kniegebogen.
Pckg. à 10 Stück, einzeln, steril
MJK-SB001 CHF 115.60



Löffelförmige Klinge für die sulkuläre Schnittführung, abgewinkelt.
Pckg. à 10 Stück, einzeln, steril
MJK-SB002 CHF 115.05

individuell biegsam



Löffelförmige Klinge für die sulkuläre Schnittführung, ideal bei Tunnelpräparation oder Bindegewebeentnahme am Gaumen.
Pckg. à 10 Stück, einzeln, steril
MJK-SB003 CHF 115.60



Viper, Mikro-Klinge
Feine Klinge in Lanzettenform mit langem Schaft.
Pckg. à 10 Stück, einzeln, steril
MJK-SB004 CHF 134.80

Skalpellklingen-Halter für Mini- und Mikroklingen

MJK-IH001	ø 6 mm, 11 cm lang	CHF 69.05
MJK-IH002	ø 8 mm, 14 cm lang	CHF 76.90
MJK-IH001T	ø 6 mm, 11 cm lang, Titan	CHF 167.75
MJK-IH002T	ø 8 mm, 14 cm lang, Titan	CHF 187.40

ø 6 mm / ø 8 mm



ø 6 mm / ø 8 mm



Weitere Chirurgie-Instrumente sowie Nahtmaterial finden Sie in unserem Katalog. Laden Sie diesen kostenlos über unseren Shop www.ms-dental.ch herunter oder rufen Sie uns an – 032 387 38 68



Luxator

Synthese zwischen traditionellem Hebel und Periotom

DIRECTA

4 Gründe für Luxator® Periotome

Atraumatische Extraktion

Die feine verjüngte Klinge komprimiert den Alveolarknochen und durchtrennt zugleich das periodontale Ligament.

Ergonomisches Design

Ergonomisch geformter Griff für besten Halt.

Höchste Taktilität

Die Verwendung von höchst qualitativen Materialien verleiht dem Instrument hervorragende Taktilität.

Grosses Angebot an Klingebreiten und -formen

Einzigartige Auswahl an Klingen ermöglicht dem Behandler das ideale Instrument für jede Extraktion zu finden.



L1S
Periotome
506355
1 mm
Gerade
Hellgrün
Standard

L2S ●
Periotome
506352
2 mm
Gerade
Grün
Standard

L3S ● ●
Periotome
506340
3 mm
Gerade
Grau
Standard

L3C ● ●
Periotome
506341
3 mm
Gekrümmt
Schwarz
Standard

L3CA ●
Periotome
506353
3 mm
Gegengekrümmt
Blau
Standard

L3IC ●
Periotome
506354
3 mm
Innengekrümmt
Hellblau
Standard

L5S ● ●
Periotome
506343
5 mm
Gerade
Hellbraun
Standard

L5C ● ●
Periotome
506342
5 mm
Gekrümmt
Braun
Standard

Bestellinformation

Luxator Kit L-K7 ● CHF 701.80

Luxator Kit L-K4 ● CHF 415.80

Luxator einzeln, Standardlänge CHF 138.60

Luxator Dual-Edge CHF 145.70

Auch in
Kurzversion
erhältlich



DE3, Dual-Edge
506356
3/1,5 mm, Gerade
Grau, Standard

DE5, Dual-Edge
506357
5/3 mm, Gerade
Braun, Standard



Compo-Vibes

Smart vibrations

Smile Line ☺
made in switzerland

- Compo-Vibes optimiert dank der erzeugten Mikrovibrationen die thixotropen Eigenschaften des Materials
- Bessere Anpassung des Komposits an die Kavitätenwand, keine Ablösung, weniger Luftblasen
- Der Komposit klebt weniger, als mit einem herkömmlichen Instrument
- Modellieren und Anpassen von Kompositen ist um ein vielfaches schneller und einfacher
- Bessere Kontrolle der Materialstärken
- Präziseres Auftragen



Technische Daten :

- Der Austausch der 4 Instrumente ist einfach und sicher
- Kompakt und leicht 160 x 13mm / Gewicht 33g
- Taster ermöglicht eine Vibration im Dauermodus oder mit kurzen Impulsen
- Vier Instrumente, sehr leicht austauschbar
- Kein Kabel, AAAA-Batterie 1,5V
- Vibrationsfrequenz 140 Hz



Bestellinformationen

03000-CV-Basic	Compo-Vibes Basic Set Compo-Vibes Gerät mit einem Instrument. « Spitze mittel »	CHF 209.40
03000-CV-Master	Compo-Vibes Master Set Compo-Vibes Gerät mit 4 Spitzen « Spatel / Spitze groß / Spitze mittel / Spitze dünn »	CHF 249.50

K-Lite

Das Unsichtbare sichtbar machen

Smile Line ☺
made in switzerland

Bei gewissen Wellenlängen des Lichts (UV-A 365 bis 405 nm) können diese fluoreszierenden Anteile nicht vom natürlichen Zahnmaterial unterschieden werden. K-Lite ermöglicht dies. Somit kann das Risiko von iatrogenen Zahnschädigungen signifikant reduziert werden.

K-Lite ist ein effizientes dentales Gerät und erleichtert:

1. Das Entfernen von ungewollten Überschüssen von Komposit- oder Zementmaterialien (Zahnbrackets, Verbindungselemente, Retainer, Zementreste u.v.m.)
2. Der Einsatz bei Zahnverletzungen (Zahnschiene) und/oder in der sogenannten Fluoreszenz-assistierten Identifikationstechnik (FIT).
3. Bei der Identifizierung gewisser bakterieller Beiprodukte, welche in der Plaque, dem Zahnstein vorkommen.

- Einfache und schnelle Handhabung
- Duales UV- und Tageslicht-LED
- Tragbar - ohne Kabel, leichte Bedienung, geringes Gewicht




K-Lite wurde von Dr. Katherine Losada (Zahnärztin) entwickelt.

Bestellinformationen

SL3000-KL	K-Lite, Complete set	CHF 368.00
-----------	----------------------	------------



Ohne K-Lite: keine Sichtbarkeit von Komposit- und Befestigungsmaterial.



Mit K-Lite: Komposit oder Befestigungsmaterialien werden sichtbar zur sicheren Bestimmung von Überschüssen.



Detektion von interproximalen Läsionen und Rissen dank weißem Durchlicht.



Zweifacher Einsatz von K-Lite: UV-Licht zeigt fluoreszierende Füllung und das weiße Licht zeigt Schmelzrisse im Zahn.

Crystal Tip HP

Praxishygiene leicht gemacht



NEU
als Trial Kit
zum Testen!


Mehrfunktionsspritzen-Ansätze für den Einmalgebrauch

- Abgerundete Kanten
- Abwinkelung kann angepasst werden
- Einfach zu wechseln
- Idealer Luft-Wasser-Strom
- Absolut trockene Luft
- Kein Nachtropfen

Das Crystal Tip Trial Kit gibt Ihnen die Gelegenheit, dieses risikofrei zu testen. Mit einer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie können Sie es in Ihrer Praxis gründlich testen. Bei Nichtgefallen senden Sie uns den Adapter + die Crystal Tips innert 30 Tage ohne Kostenfolge zurück.

Bestellinformationen

	Crystal Tip HP Trial Kit + 250 HP Tips, assortiert, kurz 1 Adapter nach Wahl	ab CHF 115.00
CT2200	Crystal Tip HP Bulk Bag 1500 Tips, assortiert, kurz	CHF 456.70



Nicht nur der Hygiene wegen –
wechseln Sie zu Crystal Tip.
Seit Jahren der Marktführer!



CTQRT1050
Luzzani Mini Light
Trial Kit

CTQRT1090
Kavo K4
Trial Kit

CTQRT1070
Sirona Sprayvit C8
Trial Kit

Weitere Adapter anderer Hersteller auf Anfrage



Luzzani®



MINI Mate
CTQR1051

MINI Mate
CTQR1051

MINI Light 3F
MINI Light 6F
CTQR1050

MINI Light FO
Fiber Optic
Light
CTQR1050

Sirona®



Teneo
Fiber Optic Light
CTQR1070

Sprayvit M1+
C8+ C4+ 3+ C2+
CTQR1070

Siemens®



Sirona®
Sprayvit 4000
CTQR1071

Kavo®



Esthetica
Fiber Optic Light
CTQR1092

K4
CTQR1090

Fragen Sie uns nach dem passenden Adapter. Wir beraten Sie gerne!

Gleich
anrufen und
beraten lassen!
032 387 38 68
info@msdental.ch
www.msdental.ch



Perfekte Sicht – Optimale Isolierung –
herausragende Ergebnisse – Jederzeit!

Das brandneue ISOLITE 3

ZYRISTM
Smiles all around.

Effizientes Arbeiten wie mit einem zusätzlichen Paar Hände.

Kontinuierliche Absaugung, Zungen- und Wangenretraktion sowie Schutz der Atemwege in einem Arbeitsschritt.

Basierend auf unserem patentierten Mundstück aus weichem, flexiblem, latexfreiem Polymer, bietet das Zyris Isolite System eine Zwei-Quadranten-Absaugung, eine kalt- und warmweiße Beleuchtung, einen integrierten Beißblock, eine vollständige Isolation zweier Quadranten und eine deutlich angenehmere Behandlung sowohl für den Patienten als auch für das Personal.

Das neue Isolite 3 bietet eine hellere Beleuchtung sowohl in Weiß- als auch in echtem Gelblicht, ein noch robusteres Kopfdesign sowie einen intelligenten Adapter, mit dem Sie sogar Ihre vorhandene Absaugung weiterverwenden können.

- Langlebige 90 Lumen LED mit 3 Helligkeitsstufen
- Weißlicht- & Gelblicht-Modus verhindert ungewollte Aushärtung (cure-safe)
- Trockener Arbeitsbereich ermöglicht konstante Ergebnisse
- Freihändiges Absaugen in zwei Quadranten gleichzeitig
- Kürzere Behandlungsdauer

Bestellinformationen

ISEIL0302-CHE	1 Isolite3 Komplett-Kit Handstück aus Titan, mit Licht	CHF 2387.70
ISEIV0107	Isovac 1 Stück Komplett-Kit Handstück aus Kunststoff, ohne Licht, Ideal für die Dentalhygiene	CHF 524.60
ISEIV0108	Isovac 3 Stück Komplett-Kit	CHF 1416.35
	Isolite Mouthpieces, 10 pro Packung Erhältlich in den Grössen: Extra small, Small, Pediatric, Medium, Medium DV, Large	CHF 40.45

aus Kunststoff,
ohne Licht.

aus Titan,
mit Licht.



Clear Rainbow Syringe Tips

Luft-Wasser Spritzenansätze für Multifunktionspritzen


premium plus™



- Keine scharfen Kanten, für den Komfort des Patienten
- Einzigartiges Vierfach-Luftkerndesign zur Gewährleistung trockener Luft
- Bestes PreisLeistungsverhältnis

Bestellinformationen

DC018C Clear Rainbow Syringe Tips CHF 49.60
250 Stück pro Packung



Galaxy Instrumentenkassetten

Der Gold Standard für die Instrumentenaufbereitung

YOUNG®
INNOVATIONS

Galaxy Instrumentenkassetten

Die neuen Instrumentenkassetten mit innovativem Zahndesign garantieren maximale Effizienz beim Reinigungs- und Sterilisationsprozess. Zusätzliche Kassettenmodelle, wie Container- und 1/1 DIN Chirurgie Kassette sowie neue Clips zum Befestigen von Scharnierinstrumenten erhöhen die Auswahlmöglichkeiten für eine optimale Aufbereitungsorganisation in Ihrer Praxis.

Hochwertige Materialien

- Elektropolierter Edelstahl
- Verwendung von lebensmittelechtem Silikon

Innovativer und ergonomischer Verschluss

- Sicheres und einfach anwendbares Verschlusssystem erlaubt die Öffnung mit einer Hand

Neues Design für einen verbesserten Reinigungsprozess

- Offenes Gitterdesign speziell für den Gebrauch im RDG, ermöglicht maximalen Wasserdurchfluss

Innovative Farbkodierung und modulare Silikonhalter

- Inklusive 5 Farbkodiermöglichkeiten in jeder Kassette für eine übersichtliche Praxisorganisation
- Silikonschienen können variabel eingesetzt werden und sind mit allen gängigen Griffdurchmessern kompatibel

Erweiterbar zu einer Kassette für 20 Instrumente mit zusätzlichen Retention Rails Halteschienen (2x AECAGRAIL)

Bestellinformationen

AEC1/2DIN	Kassette für 10 Instrumente, ½ DIN, blaue Schienen, inkl. 5 Farbkodieroptionen (lila, rot, gelb, grün, schwarz), 185 x 148 x 37 mm	CHF 140.05
AEC1/4DIN	Kassette für 5 Instrumente, ¼ DIN, blaue Schienen, inkl. 5 Farbkodieroptionen (lila, rot, gelb, grün, schwarz), 185 x 80 x 37 mm	CHF 108.50



AEC1/2DIN
Für 10 Instrumente

Farbkodieroption

AEC1/4DIN
Für 5 Instrumente

Innovatives Zahndesign

stoma p.i.c.[®]


Das schützende Organisationskonzept.



Stoma p.i.c.[®]-trays mit Spanngürtel



Tray mit 2 Stegen für 12 Instrumente
mit Spanngürtel
L180 x B129 x H30 mm
ST299112 **CHF 105.30**



Tray mit 2 Stegen für 11 Instrumente
mit Spanngürtel
L180 x B129 x H30 mm
ST299111 **CHF 117.80**



Tray mit 2 Stegen für 8 Instrumente
mit Spanngürtel
L180 x B86 x H30 mm
ST299108 **CHF 100.80**



Tray mit 2 Stegen für 7 Instrumente
mit Spanngürtel
L180 x B86 x H30 mm
ST299107 **CHF 100.80**

Schutz

Sicherer Halt der Instrumente in den Trays, dadurch keine Verletzungsgefahr für das Personal und sterile Lagerung gemäß den aktuellen Hygienerichtlinien

Dokumentation

Rückverfolgbarkeit der Aufbereitungsprozesse, z.B. durch Protokollkärtchen für die Kundenkartei

Zeitersparnis

Effiziente Instrumentenaufbereitung und -bereitstellung, z.B. kein lästiges Umpacken der Instrumente vor bzw. nach der thermodesinfektion

Kostensparnis

Arbeitszeit kann effizienter genutzt werden, kurzfristige Amortisierung Ihrer Investition

Modularer Aufbau


Perfekt aufeinander abgestimmtes Organisations- und Aufbereitungssystem, jederzeit erweiterbar, individuell und variabel gestaltbar

Übersichtlichkeit

Für jede Behandlung das passende Instrumentarium, griffbereit und geordnet


Konstruktion/Design

Ermöglicht eine wirksame und schonende Reinigung des Tray-Inhalts



Im Deckel versenkter Griff:

- sicherer und einfacher Transport
- einfaches Einlegen in einen p.i.c.[®]-container und bequemes Entnehmen
- Stapeln der Trays und somit sehr platzsparende Lagerung



Zubehör wie Bolzen und Lagerstege:

- flexible Gestaltung für unterschiedliche Bestückungsvarianten
- gesicherte und geschützte Lagerung der Instrumente durch Spezialkunststoff
- zweistöckige Instrumentenlagerung durch spezielle Formgebung der Stege



Silikondoppellippe:

- Spezialsilikon für ein gezieltes und schützendes Fixieren der Instrumente
- verhindert ein Verrutschen der Instrumente im Tray

Stoma p.i.c.[®]-trays mit Deckel



Tray mit 2 Stegen für 14 Instrumente und Deckel. 1 Lagersteg für Pinzetten und 2 Haltebolzen
L271 x B175 x H34 mm
ST655135 **CHF 314.60**
L271 x B175 x H28 mm
ST655110 **CHF 271.20**



Tray mit 4 Stegen für 21 Instrumente und Deckel.
L271 x B175 x H28 mm
ST655600 **CHF 332.10**



Tray mit 2 Stegen für 7 Instrumente und Deckel. 1 Lagersteg für Pinzetten und 3 Haltebolzen
L271 x B86 x H34 mm
ST655300 **CHF 213.35**



Tray mit 2 Stegen für 7 Instrumente und Deckel.
L180 x B86 x H34 mm
ST655400 **CHF 159.55**

Klarsicht-Sterligut-Verpackungen

Auf Rolle, flach, mit Sterilisationsindikator. Zum Einschweißen von einzelnen Instrumenten oder kompletten, bestückten Trays.

Bestellinformationen

ST645305	50 mm × 200 m	CHF 35.30
ST645307	75 mm × 200 m	CHF 37.10
ST645410	100 mm × 200 m	CHF 52.05
ST645315	150 mm × 200 m	CHF 81.05
ST645320	200 mm × 50 mm × 200 m mit Falte	CHF 84.80
ST645325	250 mm × 65 mm × 200 m mit Falte	CHF 107.40



Kleinteilesieb

Kleine Teile, z.B. von Instrumenten, die vor der Aufbereitung demon- tiert werden müssen, sind in einem grossen Tray ggfs. schwer wieder auffindbar. Speziell hierfür haben wir das Kleinteilesieb entwickelt welches in unsere p.i.c.[®]-Trays passt und dafür sorgt, dass Kleinteile im Tray während des Aufbereitungsprozesses nicht verloren gehen. Ferner gewährleistet die offene Struktur des Siebs eine gute Reinigungseffizienz.


Bestellinformationen

ST667900	L80 mm × B40 mm × H20mm	CHF 88.60
----------	-------------------------	-----------




Stoma p.i.c.[®]-container


L310 x B190 x H40 mm
Aluminium
ST670004 CHF 369.85




L310 x B190 x H65 mm
Aluminium
ST670006 CHF 375.40



L310 x B190 x H100 mm
Aluminium
ST670010 CHF 371.45



L310 x B190 x H130 mm
Aluminium
ST670013 CHF 380.90



Bestückungsmöglichkeiten


p.i.c.-container für 3 Lagen. Bestückungsbeispiel für den Bereich Augmentation bestehend aus:

- ST1960130 Basis Chirurgie Set
- ST 1960122 Hartgewebemanagement Set
- ST 2303001 Osteosynthese Starter Kit
- ST 693908 Metallschale 80 x 40 mm
- ST 331300 Hammer, massiv, 720 g
- ST 403402 Lippenhalter



Zubehör p.i.c.®-container

Protokollkärtchen, Sicherungsblomben, Kennzeichnung



Protokollkärtchen mit Indikator, abziehbar, 100 Stück
ST662500 CHF 23.40



Sicherungsblomben, 100 Stück
ST670900 CHF 29.75




Kennzeichnungsschilder erhältlich in folgenden Farben
CHF 7.00

- | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ST662610
ohne Text | ST662620
ohne Text | ST662630
ohne Text | ST662640
ohne Text | ST662650
ohne Text | ST662660
ohne Text |
| ST662710
mit Text | ST662720
mit Text | ST662730
mit Text | ST662740
mit Text | ST662750
mit Text | ST662760
mit Text |

Filter und Pflege

Dauer-Teflonfilter
für ca. 1200 Sterilisationszyklen,
2 Stück

ST670800 CHF 79.65



Einweg-Papierfilter,
100 Stück

ST670700 CHF 25.20



Spezial Ölspray zur Instrumentenpflege, 500 ml
Sorgt für die umfassende Pflege und bessere Sterilisierbarkeit medizinischer Instrumente und starrer Endoskope. Um die Werterhaltung und den Schutz der Instrumente z.B. vor Reibungskorrosion zu gewährleisten, erfüllt dieses Öl hohe Reinigungsanforderungen und besitzt beste Schmiereigenschaften.



Ölspray
ST317000 CHF 20.40

E-Z Jett Kassetten

Verbesserte Effizienz –
weniger Zeitaufwand



Kleine E-Z Jett Kasette



E-Z Jett Kassetten

- Schützt und hält Instrumente sicher
- Ermöglicht einen optimalen Wasserfluss beim Reinigen
- Rutschfest
- In 16 Farben
- Einfaches Öffnen und Schliessen

Bestellinformationen

ZI50Z925	Kleine E-Z Jett Kasette Hält bis zu 5 Instrumente, Farben: (A-S) Grösse: 20.32 cm x 9.74 cm x 3.02 cm	CHF 42.65
ZI50Z911	Mittlere E-Z Jett Kasette Slim Design, Farben: (A-S) Hält bis zu 8 Instrumente Grösse: 17,9 cm x 9,8 x 3,0 cm	CHF 51.20
ZI50Z927	Mittlere E-Z Jett Kasette Hält bis zu 8 Instrumente, Farben: (A-S) Grösse: 20.15 cm x 11.26 cm x 2.85 cm	CHF 56.85
ZI50Z930	Grosse E-Z Jett Kasette Hält bis zu 10 Instrumente, Farben: (A-S) Grösse: 20.16 cm x 17.78 cm x 2.85 cm	CHF 64.00



Mittlere E-Z Jett Kasette – Slim Design



Mittlere E-Z Jett Kasette



Grosse E-Z Jett Kasette



Das komplette Zirc
Sortiment finden Sie
im unserem neuen
Webshop.



Zirc Farbpalette



Crystal HD / E-Z Rings + Tape

Mundspiegel / Farbkodierung



Aufschaubar



Crystal HD

Der Mundspiegel mit 40% mehr Lichtreflexion als ein Rhodiumspiegel!
Alle Crystal HD Mundspiegel besitzen die folgenden herausragenden

Eigenschaften:

- Sie sind in Microban®-Kunststoff gefasst
- Dadurch optimal gegen Schlag geschützt
- Korrosionsresistent und problemlos sterilisierbar
- Schattenfreie Bilder
- Hohe Kratzresistenz

Bestellinformationen

Spiegelansätze, 12 Stück, autoklavierbar

ZI50Z392-(A-S) Grösse #4, 12 Stück **CHF 114.75**

ZI50Z393-(A-S) Grösse #5, 12 Stück **CHF 114.75**

Mundspiegel aus rostfreiem Stahl

ZI50R390 Grösse #4, 12 Stück **CHF 114.75**

ZI50R391 Grösse #5, 12 Stück **CHF 114.75**

Crystal HD thin grip standard

Die neue Spiegelgeneration mit fast 100% Reflexion

Packung à 12 Stück

je 2 x blau, gelb, grün, orange, purpur, pink

Bestellinformationen

ZI50Z353 Crystal HD Thin Grip Standard Grösse #4 **CHF 114.75**

ZI50Z354 Crystal HD Thin Grip Standard Grösse #5 **CHF 114.75**

E-Z ID Rings

Klein aber wichtig – für die Farbkodierung unerlässlich.
Rings für Handinstrumente und Bänder für alles andere –
in praxisgerechten Spendern.

Bestellinformationen

ZI70Z100-(A-S) E-Z ID Rings, je 25 Stück, ø 3 mm **CHF 12.05**

ZI70Z200-(A-S) E-Z ID Rings, je 25 Stück, ø 6 mm **CHF 13.35**

ZI70Z300-(A-S) Tape, 3 m Markierungsband **CHF 15.75**

ZI70Z310 Tape Kit, (Neon) **CHF 68.90**
(N, O, P, Q je 1/R, S, je 1)


Mega Mirror

«Prophylaxespiegel» zur Patientenunterweisung und Accessoire für den Mundhygienerraum. Erleichtert die Behandlungsakzeptanz auch bei kleinen Patienten.

- Spiegeldurchmesser: 6,35 cm
- Farben: N, P, Q, R & S

Bestellinformationen

ZI50Z309- (N, P-S) Mega Mirror **CHF 31.10**



Calset

Calset Composit-Heater Trays



Die Calset-Einheit wurde entwickelt, um Verbundwerkstoffe, Anästhesielösungen und Porzellan-Veneers zu erwärmen. Die Calset-Einheit nimmt Komposit in Kompulen oder Spritzen auf. Das Tray, das auf der Oberseite des Erhitzers platziert wird, hält entweder die Kompule oder hat einen Halter für Ihren Kompositdispenser.

Erwärmt den Verbundwerkstoff auf 37°C, 54°C oder 68°C

Hält die Temperatur konstant

Erwärmt Finishing-Instrumente

Vorteile

- Verkürzt die Aushärtezeit um über 80%
- Verbessert den Komposit-Flow um 68%
- Reduziert Microleakages (kleinste Undichtigkeiten)
- Verbessert die physikalischen Eigenschaften
- Verringert den Schrumpfungstress
- Erhöht den Aushärtungsgrad



Calset mit Tri-Tray
für 1 Dispenser,
2 Finishing Instrumente
und 3 Kompulen
ADD110008-12
CHF 802.60



Calset mit 3D-Tray
für 3 Dispenser,
1 Spritze oder
1 Finishing Instrument
und 4 Kompulen
ADD110008-60
CHF 802.60



Calset Multitray
für 2 Spritzen,
für 1 Dispenser,
2 Finishing Instrumente,
4 Kompulen
ADD110008-64
CHF 854.35



Calset mit Standard Kompulen Tray
Für 8 Kompulen
ADD11008
CHF 653.45



7-Loch Komposit Tray
ADD600064
CHF 228.20



Calset Tray only
Für 8 Kompulen
ADD600003
CHF 211.95



Porcelain Veneer Tray
Für 10 Veneers
ADD600066
CHF 244.80



Anesthetic Tray
Für 3 Karpulen
ADD600059
CHF 211.95

C01-C LED Polymerisationslampe mit LED Lichtquelle

Autoklavierbarer
Lichtleiter
360° Drehbar



Spezifikation


Programm	LED Lichtleiter 8 mm (Durchmesser)	Lichtwellenlänge 440 ~ 480 nm
Turbo	1.500 mW/cm ² für 5 Sekunden ± 10 %	Für Kompositstärken unter 2 mm
Full	1.200 mW/cm ² für 5, 10, 15, 20 Sekunden ± 10 %	Für generelle Anwendungen
Ramp	Erste 5 Sekunden von 0 - 1.200 mW/cm ² nächste 5, 10, 15, 20 Sek. 1.200 mW/cm ² ± 10 %	Stufenweise Steigerung in den ersten 5 Sekunden
Soft Cure	Erste Sekunde von 0 - 900 mW/cm ² nächste 5, 10, 15, 20 Sek. 900 mW/cm ² ± 10 %	Stufenweise Steigerung in den ersten 5 Sekunden

C01-C Aushärtungstiefe

- 2 Jahre Garantie
- Reparaturservice in Deutschland
- Akku austauschbar

Programm	Härtezeit	Schichtstärke	ISO 4049 (-50%)
Turbo	5 Sek.	4,20 mm	2,10 mm
Full	10 Sek.	4,30 mm	2,15 mm
Ramp	10 Sek.	4,10 mm	2,05 mm
Soft Cure	10 Sek.	4,60 mm	2,0 mm

Abmessungen:
Länge 286 mm
Ø 27 mm
Gewicht 205 g



Bestellinformationen


DCC01-C	C01 Classic LED Lampe	CHF 261.20
DCC01-C-1	Ersatz-Lichtleiter 8 mm	CHF 36.85
DCC01/2-1	Ersatzakku 3,7V, 2600mAh	CHF 57.90
DC123S	500 Schutzhüllen für C01-C	CHF 34.70
DC063	UV Lichtschild	CHF 20.20



CO2-C LED Polymerisationslampe mit 90° Grad Winkel und der LED-Lichtquelle direkt im Kopf

Spezifikation

Programm	LED direkt im Kopf 10 mm (Durchmesser)	Lichtwellenlänge 440 ~ 480 nm
Turbo	1.500 mW/cm ² für 5 Sekunden ± 10%	Für Kompositstärken unter 2 mm
Full	1.200 mW/cm ² für 5, 10, 15, 20 Sekunden ± 10%	Für generelle Anwendungen
Ramp	Erste Sekunde von 0 - 1.200 mW/cm ² dann 5, 10, 15, 20 Sek. 1.200 mW/cm ² ± 10%	Stufenweise Steigerung in den ersten 5 Sekunden
Soft Cure	Erste Sekunde von 0 - 900 mW/cm ² dann 5, 10, 15, 20 Sek. 900 mW/cm ² ± 10%	Stufenweise Steigerung in den ersten 5 Sekunden



CO2-C Aushärtungstiefe

Programm	Härtezeit	Schichtstärke	ISO 4049 (-50%)
Turbo	5 Sek.	4,40 mm	2,20 mm
Full	10 Sek.	5,10 mm	2,55 mm
Ramp	10 Sek.	4,00 mm	2,00 mm
Soft Cure	10 Sek.	5,00 mm	2,50 mm

- 2 Jahre Garantie
- Reparaturservice in Deutschland
- Akku austauschbar



Abmessungen:
Länge 286 mm
Ø 27 mm
Gewicht 205 g

Bestellinformationen

DCC02-C	C02 Classic LED Lampe	CHF 290.25
DCC02-C-1	Ersatz-LED Kopf 10 mm	CHF 116.00
DCC01/2-1	Ersatzakku 3,7V, 2600 mAh	CHF 57.90
DC125	500 Schutzhüllen für C02-C	CHF 34.70
DC063	UV Lichtschild	CHF 20.20



Valo Grand

NEU – 50% grössere Linse

Valo Grand

Der optimal gebündelte Lichtstrahl bewirkt eine gleichbleibende, gleichmäßige Leistung.

Valo Grand hat eine 12 mm grosse Linse, mit der bei einer einzigen Aushärtung eine grössere Fläche abgedeckt werden kann.



Bestellinformationen

UP5972	1 x VALO Grand Black Cordless Kit inkl. Zubehör	CHF 2018.50
UP4864	1 x VALO Grand Sapphire Cordless Kit inkl. Zubehör	CHF 2018.50
UP4865	1 x VALO Grand Red Rock Cordless Kit inkl. Zubehör	CHF 2018.50
UP4866	1 x VALO Grand Midnight Cordless Kit inkl. Zubehör	CHF 2018.50
UP5941	1 x VALO Black Cordless Kit inkl. Zubehör	CHF 1736.00
UP5944	1 x VALO Graphit Cordless Kit inkl. Zubehör	CHF 1736.00
UP5943	1 x VALO Gold Cordless Kit inkl. Zubehör	CHF 1736.00
UP5945	1 x VALO Fuchsia Cordless Kit inkl. Zubehör	CHF 1736.00
UP5946	1 x VALO Teal Cordless Kit inkl. Zubehör	CHF 1736.00



Valo Black Valo Graphit Valo Gold Valo Fuchsia Valo Teal



mr. thirsty® one-step

Effiziente Lösung für ein trockenes und freies Arbeitsfeld



- Sorgt für optimale Retraktion von Zunge und Wange
- Zuverlässiges Absaugen von Feuchtigkeit
- Einfach auf die Absaugung stecken und im Mund des Patienten platzieren (Adapter im Lieferumfang enthalten)
- Besonders bei Behandlungen ohne Assistenz sehr hilfreich
- Angenehm für die Patienten
- Einwegprodukt

Größen: Gross Neon Blau, klein Lila

Inhalt: 25 oder 100 Stück + 1 Adapter

Adapter Durchmesser: 16 mm

Bestellinformationen

ZI50Z986LG-B16	Mr.Thirsty one-step 100er Pack Gross Neon Blau / 16mm	CHF 310.60
ZI50Z986LG16	Mr.Thirsty one-step 25er Pack Gross, Neon Blau / 16mm	CHF 100.70
ZI50Z986SM16	Mr.Thirsty one-step 25er Pack Klein, Neon Lila / 16mm	CHF 100.70



Tanigo Absaugspiegel

Der Spiegel, der gleichzeitig absaugen kann

Der geniale Helfer ermöglicht es Ihnen, beim Abhalten von Zunge oder Wange gleichzeitig Flüssigkeiten aus dem Munde abzusaugen. Der innovative Absaugspiegel wird mittels Adapter einfach an die Absaugung gesteckt.

Bestellinformationen

ZI5304-1	Tanigo Absaugspiegel 50er Pack, Spiegelgröße: #4 (Ø 22mm)	CHF 164.55
----------	--	------------



Bio Cup

ORSING

Bio Cups ist ein umweltfreundlicher Zahnpülbecher aus ungiftigen Bambusfasern. Indem wir herkömmliche Zahnpülbecher aus Kunststoff durch Bambus ersetzen, reduzieren wir den Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre und helfen, den Planeten für künftige Generationen zu retten.

- Umweltfreundlich
- 21 cl

Bestellinformationen

ORBBC1000	Bio Cup, 1 Packung mit 1000 Stück	CHF 130.70
-----------	-----------------------------------	------------



Das komplette Orsing Bio-Line Sortiment finden Sie im unserem neuen Webshop.



Das ganze MS Dental Sortiment
finden Sie in unserem Webshop
mit **Online-Rabatt von 5%**
www.ms dental.ch



Rufen Sie uns an, wir beraten Sie
gerne **032 387 38 68**

Preise exklusive Mehrwertsteuer und Versandkosten. Preisänderungen vorbehalten · 2024

ms-dental[®]

MS Dental AG · Dentalprodukte · Produits dentaires · Juraweg 5 · CH-3292 Busswil
T +41 32 387 38 68 · F +41 32 387 38 78 · info@msdental.ch · www.ms dental.ch

03/2024