



Bei Pulpenexposition

1. Absolute Trockenlegung wird empfohlen.
2. Blutstillung: Pellet mit steriler Kochsalzlösung.
3. TheraCal LC auf die exponierte Stelle aufbringen (max. 1 mm dick) und mindestens 1 mm im Gesunden.
4. Lichthärten für ca. 20 Sekunden und Aufbau des Defektes



Bei indirekter Überkappung

1. Absolute Trockenlegung. Entfernung von kariösem Dentin. Der Zahn bleibt sichtbar feucht.
2. TheraCal LC direkt auf die Kavität applizieren. Schicht sollte 1 mm nicht übersteigen.
3. Jede Schicht 20 Sekunden lang lichthärten, Defekt rekonstruieren.