



American Eagle
INSTRUMENTS®



01	INSTRUMENTEN INFORMATION Handgriffe (Diagnostik-, Spiegel-, Komposit-, Restaurativ-, Küretten- und Scaler), Gracey-Spitzen Vergleich	4
02	INSTRUMENTENKASSETTEN Galaxie-Kassetten	7
03	DIAGNOSTIK Paro-Sonden, Sonden (Explorer), PA-Sonden/Sondenkombination, Spiegel, Spiegelgriffe, Kassetten	9
04	XP TECHNOLOGY® XP Technology Erläuterung	15
05	XP PRO THIN™ INSTRUMENTE Pro Thin Komplettinstrumente, Pro Thin Quik-Tip™ Spitzen	17
06	XP DOUBLE GRACEY™ Double Gracey Komplettinstrumente, Quik-Tip™ Spitzen	21
07	XP INSTRUMENTE™ Gracey Küretten, Universalküretten, Scaler, Kits, Quik-Tip™ Spitzen	25
08	TITAN IMPLANTAT-KÜRETEN	35
09	TALON TOUGH™ INSTRUMENTE Gracey Küretten, Universalküretten, Scaler, Quik-Tip™ Spitzen	37
10	SCHLEIFMATERIALIEN	46
11	KOMPOSIT Instrumente - Kunststofffüllung (XP Technology®), Dr. Mopper Serie (XP Technology®), Dr. Colonna Serie (XP Technology®), Dr. Belvedere Serie	47
12	RESTAURATIV Meissel, Schmelzbeile, Gingivatrimmer, Exkavatoren, Condenser/Plugger, Super Plugger, Brunierer, Carver, Fadenstopfer, Carver für Kunststoffe, Discoid-Cleoid, Interproximal-Carver, Endodontieinstrumente, Wachsinstrumente, Spatel	51

Instrumenten Information

Diagnostik Handgriffe



7/32" - 5.6mm Stainless Steel DE (Standard)



7/32" - 5.6mm Stainless Steel SE (Standard)



3/8" - 9.5mm EagleLite® Black Resin DE (X)



3/8" - 9.5mm EagleLite® Black Resin SE (X)

Spiegel Handgriffe



1/4" - 6.3mm Stainless Steel S.S. Round (Standard)
AE MHRSS (Standard) **CHF 24.45**



1/4" - 6.3mm Stainless Steel S.S. Tapered (Standard)
AE MHTSS (Standard) **CHF 30.80**



3/8" - 9.5mm EagleLite® Black Resin S.S. Round (X)
AE MHRSSX (Standard) **CHF 24.45**



3/8" - 9.5mm EagleLite® Black Resin S.S. Tapered (X)
AE MHTSSX (Standard) **CHF 27.90**

Komposit Handgriffe



1/4" - 6.3mm Stainless Steel (Standard)



3/8" - 9.5mm EagleLite® Stainless Steel (Z)

Restaurativ Handgriffe



1/4" - 6.3mm Stainless Steel (Standard)

Küretten- & Scaler Handgriffe

X

Die farbigen EagleLite® Kunststoff-Handgriffe ermöglichen das schnelle Identifizieren der Instrumente und erlauben eine individuelle Zusammenstellung.



Z

EagleLite® Edelstahl-Handgriffe.




3/8" - 9.5mm EagleLite® Stainless Steel (Z)



3/8" - 9.5mm EagleLite® Resin (X)


Der Aufbau der Instrumentenspitze




Gracey
Kürette

Standard
Kürette

Scaler




Double Gracey



Instrumenten Information

Gracey-Spitzen Vergleich



GRACEY KÜRETTEN

Gracey-Küretten sind für bestimmte Bereiche des Zahnes gestaltet, zur subgingivalen Konkremententfernung und zur Wurzelglättung. Der Winkel der Klinge erlaubt ein einfaches Einführen in den Sulcus und minimiert das Gewebe-Trauma.

GRACEY DEEP POCKET KÜRETTEN

Mit einem 3 mm längeren Schaft kann dieses Instrument zur Reinigung und Wurzelglättung in Taschen von 5 mm oder tiefer eingesetzt werden.

GRACEY ACCESS KÜRETTEN

Mit einer um 50 % kürzeren Klinge und einem 3 mm längeren Schaft liegt die gesamte Klinge dieses Instrumentes an der Wurzeloberfläche an. Auch enge Taschen und Furkationen sind so gut erreichbar.

Bestellung

SEKTION A

AE = American Eagle

SEKTION B - Instrumententyp

DIAGNOSTIK

EXP = Sonde (Explorer)

EP = PA-Sonde/Sonde

MH = Spiegelgriff

P = Paro-Sonde

PL = Pinzette

M = Spiegel

PERIODONTAL/HYGIENE

C = Kürette

GA = Gracey Access

GDP = Gracey Deep Pocket

S = Scaler

G = Gracey

F = Feile

KOMPOSIT/KUNSTSTOFFFÜLLUNG

TC = Hartmetall

CC = Kompositträger

C = Komposit

OPERATIV

CADC = Carver/Discoid-Cleoid

CAIPC = Carver/Interproximal

C = Meißel

MT = Gingivalrandschräger

AC = Amalgamträger

C/P = Condenser/Pluggler

CA = Carver

AF = Winkelformer

HA = Schmelzbeil

EXC = Exkavatoren

B = Brunierier

SONSTIGES

K = Messer

CSP = Zementspatel

E = Endodontisch

P = Fadenstopfer

W = Wachser

Diese Übersicht zur Zusammensetzung der Artikelnummern erleichtert Ihre Bestellung.

Artikelnummer			
Sektion A	Sektion B	Sektion C	Sektion D
A	E S H	6 - 7	X P X

AESH6-7XPX

Bitte keine Leerzeichen innerhalb der Artikelnummer einfügen.



SEKTION C - Instrumentennummer


QT = Quik-Tip™

XP = XP Technology®

SEKTION D - Handgriffbezeichnung

X = 3/8" EagleLite® Kunststoffgriff

Z = 3/8" EagleLite® Edelstahlgriff



INSTRUMENTENKASSETTEN

Ihre Vorteile

- Hochwertige Materialien
- Innovativer und ergonomischer Verschluss
- Verbessertes Reinigungsprozess
- Innovative Farbkodierung, modulare Silikonhalter

Instrumentenkassetten

GALAXIE Instrumentenkassetten

Der Gold Standard für die Instrumentenaufbereitung

Die neue Auswahl an Instrumentenkassetten – ergonomisch und smart – bietet eine optimale Lösung für die Einordnung, Reinigung und Sterilisation von dentalen Handinstrumenten. Gleichzeitig erhöhen diese Kassetten Ihre Sicherheit und Effizienz in der Praxis.

Erweiterbar

- » Kasette für 5 oder 10 Instrumente erweiterbar zu einer Kasette für 10 bzw. 20 Instrumente!*
- » *mit zusätzlicher Retention Rail Halteschiene, (1x AECAGRAIL)

Hochwertige Materialien:

- » Elektropolierter Edelstahl mit glatten Kanten für schnelle Trocknung und Schutz vor Korrosion
- » Verwendung von lebensmittelechtem Silikon

Innovativer und ergonomischer Verschluss:

- » Sicheres und einfach anwendbares Verschlussystem erlaubt die Öffnung mit einer Hand

Neues Design für einen verbesserten Reinigungsprozess:

- » Das neue und innovative lasergeschnittene Muster garantiert maximale Effizienz während des Reinigungs- und Sterilisationsprozesses und gewährleistet gleichzeitig Stabilität und Festigkeit der Kasette.
- » Offenes Gitterdesign speziell für den Gebrauch im RDG, ermöglicht maximalen Wasserdurchfluss
- » Glatte runde Kanten und geschlitzte Ecken erhöhen den Abfluss und reduzieren die Trocknungszeit

Innovative Farbkodierung und modulare Silikonhalter:


- » Die innovative Form reduziert den Instrumentenkontakt und sorgt für einen erhöhten Wasserdurchfluss sowie eine effizientere Reinigung
- » Inklusive 5 Farbkodierungsmöglichkeiten in jeder Kasette für eine übersichtliche Praxisorganisation
- » Silikonhalter können variabel eingesetzt werden und sind mit allen Griffdurchmessern kompatibel



1/2 DIN KASSETTE FÜR 10 oder 20 INSTRUMENTE
AEC1/2DIN CHF 140.05



1/4 DIN KASSETTE FÜR 5 oder 10 INSTRUMENTE
AEC1/4DIN CHF 122.40



DIAGNOSTIK

Ihre Vorteile

- Feine Instrumentenspitzen für erhöhte Taktilität
- Besonders fest und belastbar
- Präzise Markierungen für bessere Tiefenkontrolle
- Ergonomische Handgriffe für optimalen Komfort

Spiegel/Spiegelgriffe	10
Paro-Sonden	11
Sonden (Explorer)	12
PA-Sonden/Sondenkombination	13

Spiegel und Spiegelgriffe



SPIEGEL #4

AEM4 **CHF 13.10**
Cone Socket / US Gewinde

AUCH ERHÄLTICH ALS PACKUNG
MIT 12 SPIEGELN

AEM4/12 **CHF 116.65**



SPIEGEL #5

AEM5 **CHF 13.10**
Cone Socket / US Gewinde

AUCH ERHÄLTICH ALS PACKUNG
MIT 12 SPIEGELN

AEM5/12 **CHF 116.65**

Spiegelgriffe



AEMHRSS CHF 24.45

AE Spiegelgriff Simple Stem - europäisches Gewinde



AEMHRSSX CHF 24.45

AE Spiegelgriff Simple Stem - europäisches Gewinde



AEMHTSS CHF 30.80

AE Spiegelgriff Simple Stem Tapered - europäisches Gewinde



AEMHTSSX CHF 27.90

AE Spiegelgriff Simple Stem Resin/Tapered - europäisches Gewinde

Paro Sonden

7/32" - 5.6mm Stainless Steel (Standard)



YELLOW/GREEN 12 AE
P 12Y/G **CHF 38.45**

3/8" - 9.5mm EagleLite® Black Resin (X)



YELLOW/GREEN 12
AEP 12Y/G X **CHF 38.45**



NABERS 2
AEP N2B **CHF 49.30**
Furcation



NABERS 2
AEP N2B X **CHF 49.30**
Furcation



WILLIAMS 1 - GOLDMAN FOX 2 flach
AE P 1-2B **CHF 46.15**
AEP 1-2B X **CHF 44.45**



WILLIAMS 1
AEP 1B **CHF 33.95**
AEP 1B X **CHF 34.80**



WILLIAMS 1
AEP 1Y **CHF 38.40**



2-12
AEP 2-12B X **CHF 35.40**



2-12
AEP 2-12Y X **CHF 38.40**



12 (MARQUIS)
AEP 12Y X **CHF 40.10**



MICHIGAN O WITH WILLIAMS MARKINGS
AEP OWB X **CHF 36.30**



UNC 15 RUNG
AEP UNC15RB X **CHF 36.30**



BALL-TIP SCREENING
AEP WHOB X **CHF 38.40**

Präzise

American Eagle Instruments® Paro-Sonden sind äusserst präzise, um exaktes Messen zu gewährleisten. Sie sind mit schwarzen, gelben oder gelb-grünen Markierungen erhältlich. So wird eine optimale Sichtbarkeit unterstützt. Alle Paro-Sonden-Skalen sind in Millimetern dargestellt.



SOUTH DAKOTA 12
AEP SD12Y X **CHF 39.75**



Sonden (Explorer)

3/8" - 9.5mm EagleLite® Black Resin (X)



SHEPHERD'S HOOK 23
AE EXP 23 X **CHF 22.75**



ODU 11-12 OLD DOMINION U.
AE EXP 11-12 **CHF 30.15**
AE EXP 11-12 X (Bild) **CHF 31.10**



DEEP POCKET 11-12
AE EXP 11-12DP X **CHF 31.85**



PIGTAIL 2
AE EXP 2 X **CHF 31.85**



5 (23-17)
AE EXP 5 X **CHF 31.85**



23-6
AE EXP 23-6 X **CHF 30.15**



COW HORN 3CH
AE EXP 3CH X **CHF 31.85**



3ES
AE EXP 3ES X **CHF 29.45**



6 SE
AE EXP 6SE X **CHF 22.85**



9
AE EXP 9 X **CHF 22.20**



Haltbar

American Eagle Instruments® Sonden (Explorer) sind aussergewöhnlich belastbar. Sie werden aus einem speziellen Metall gefertigt, das eine sehr präzise Spitze und somit ein besseres taktiles Gefühl bietet.



ParoSonden/Sondenkombination

7/32" - 5.6mm Stainless Steel (Standard)



23/SOUTH DAKOTA 12
AE EP 23/SD12Y **CHF 56.75**

3/8" - 9.5mm EagleLite®Black Resin (X)



23/SOUTH DAKOTA 12
AE EP 23/SD12Y X **CHF 53.70**

VIelfältig

American Eagle Instruments® PA-Sonden/Sonden-Kombinationen werden Ihre Erwartungen übertreffen! Die Sonden-Kombinationen ermöglichen eine einfache Diagnostik und sichere Befunderhebung. Alle Paro-Sonden-Skalen werden in Millimetern angegeben.



23/BALL-TIP SCREENING
AE EP 23/WHOB X **CHF 52.80**



23/12 (MARQUIS)
AE EP 23/12YG X **CHF 53.70**



23/12 (MARQUIS)
AE EP 23/12B X **CHF 48.30**



23/12 (MARQUIS)
AE EP 23/12Y X **CHF 49.85**



23/WILLIAMS 1
AE EP 23/1B X **CHF 52.20**



23/WILLIAMS 1
AE EP 23/1Y X **CHF 52.10**



HI-LITE Paro-Sonden Pflege

Vermeiden Sie Ultraschall-Reinigung, die Hi-Lite-Markierungen lösen sich unter Ultraschall! Zudem empfehlen wir eine schonende Reinigung der Sonde mit einem milden Reinigungsmittel. Nicht über 150°C sterilisieren, da sich die Hi-Lite-Markierungen verfärben können.

Ihr Anbieter für hochwertige
zahnmedizinische Produkte



American Eagle
INSTRUMENTS[®]





XP TECHNOLOGY®


Ihre Vorteile

- Nie mehr schleifen!
- Dünnere Arbeitsspitzen
- Schärfere Schneiden
- Schnelle, einfachere Behandlungen
- Mehr Komfort für Anwender und Patienten, weniger Ermüdung

XP Technology Erläuterung	16
XP Pro Thin Instrumente	17
XP Double Gracey	20
XP Gracey Küretten, Universalküretten, Scaler, Kits	23



Die XP Technology

XP TECHNOLOGY®



NIE MEHR SCHLEIFEN

XP Technology® ist ein patentiertes Verfahren zur Oberflächenbehandlung. Die Instrumente werden durch die Nutzung der nanooptimierten Technologie wesentlich haltbarer. Der Prozess ermöglicht zudem die Herstellung dünnerer Instrumentenspitzen mit schärferen Klingen. Das zeitintensive Schleifen der Instrumente entfällt.



Um die ursprüngliche Kante wieder zu erlangen, müsste das Instrument an der ROTEN Linie aufgeschliffen werden.



1.500
Züge

15.000
Züge

Untersuchungen: University of Toronto, Dr. Phillip A. Watson, Dept. of Biological and Diagnostic Sciences

Härte: 89 Rc

Bei der XP Technology wird eine superharte Legierung auf eine Edelstahlbasis aufgetragen. Die Oberfläche wird wesentlich haltbarer und verschleissfester. Herkömmliche Instrumente werden aus Edelstahl oder Carbon gefertigt und erreichen auf der Rockwell-Skala einen Härtegrad von 58 bis 63. Mit der XP Technology wird eine Härte von 89 Rc erreicht!



Resultat: Höhere Belastbarkeit

Unabhängige Untersuchungen haben die XP Technology als einen revolutionären, technologischen Fortschritt in der Dentalbranche eingestuft. Dr. Phillip Watson von der Universität Toronto konnte die überragende Langlebigkeit der XP Instrumente im Vergleich zu Standard-Instrumenten nachweisen.



XP PRO THIN™

Ihre Vorteile

- Extrem dünne Arbeitsspitzen, für optimalen Zugang zu tiefen Parodontaltaschen
- Ergonomische, leichte Handgriffe
- Mehr Komfort, weniger Ermüdung
- Mit XP Technology – nie mehr schleifen!

Pro Thin Komplettinstrumente	18
Pro Thin Quik-Tip™ Spitzen	19

XP Pro Thin Instrumente

XP PRO THIN™


M23 Pro Thin Scaler

 AE S M23T XP X
Universal


BLACKJACK Pro Thin Scaler

 AE S BJT XP X
Interproximal / posterior


BARNHART 5-6 Pro Thin KÜRETTE

 AE C B5-6T XP X
Universal


GRACEY ACCESS 1-2 Pro Thin KÜRETTE

 AE GA 1-2T XP X
Anterior


GRACEY ACCESS 7-8 Pro Thin KÜRETTE

 AE GA 7-8T XP X
Buccal / oral


GRACEY ACCESS 13-14 Pro Thin KÜRETTE

 AE GA 13-14T XP X
Posterior distal


GRACEY ACCESS 15-16 Pro Thin KÜRETTE

 AE GA 15-16T XP X
Posterior mesial

ProThin Instrumente
CHF 88.60

ProThin Instrumente

wurden für besondere Herausforderungen bei parodontalen Behandlungen entwickelt – von tiefen Taschen bis hin zu engen interproximalen Bereichen. Das präzise und besonders feine Design der Arbeitsspitzen und die ergonomisch gestalteten Handgriffe ermöglichen dem Behandler eine sichere und schonende Parodontaltherapie. Die Anwendung der ProThins trägt wesentlich zum Erfolg der Behandlung sowie zum Erhalt der parodontalen Gesundheit bei.

XP ProThin Instrumente


XP PRO THIN™

QUIK-TIPS

ProThin Instrumente mit wesentlich dünneren Spitzen sind auch als einschraubbare Quik-Tip Ansätze erhältlich. Die Handgriffe können wiederverwendet werden, wenn Arbeitsspitzen auszutauschen sind.

Des Weiteren können Instrumentenspitzen beliebig kombiniert werden – die Farbe des Handgriffes kann individuell nach Ihren Bedürfnissen gewählt werden.

Wie auch die Pro Thin Komplettinstrumente müssen die ProThin Quik-Tips aufgrund der patentierten XP Technology nicht geschliffen werden. Die Instrumentenform bleibt somit stets erhalten.



GRACEY ACCESS 1 THIN XP QUIK-TIP

● AEGA 1T XP QT
Anterior



GRACEY ACCESS 2 THIN XP QUIK-TIP

● AEGA 2T XP QT
Anterior



GRACEY ACCESS 7 THIN XP QUIK-TIP

● AEGA 7T XP QT
Buccal / oral



GRACEY ACCESS 8 THIN XP QUIK-TIP

● AEGA 8T XP QT
Buccal / oral



GRACEY ACCESS 13 THIN XP QUIK-TIP

● AEGA 13T XP QT
Posterior distal



GRACEY ACCESS 14 THIN XP QUIK-TIP

● AEGA 14T XP QT
Posterior distal



GRACEY ACCESS 15 THIN XP QUIK-TIP

● AEGA 15T XP QT
Posterior mesial



GRACEY ACCESS 16 THIN XP QUIK-TIP

● AEGA 16T XP QT
Posterior mesial



BLACKJACK THIN A XP QUIK-TIP

● AESBJTAXPQT
Interproximal / posterior



BLACKJACK THIN B XP QUIK-TIP

● AESBJTBXPQT
Interproximal / posterior



BARNHART 5 THIN XP QUIK-TIP

● AECB5T XP QT
Universal



BARNHART 6 THIN XP QUIK-TIP

● AECB6T XP QT
Universal



M23 THIN A XP QUIK-TIP

● AESM23TAXPQT
Universal



M23 THIN B XP QUIK-TIP

● AESM23TBXPQT
Universal

XP Quik-Tip-Ansatz ProThin
CHF 38.60

Handgriffe



AEQTHB



AEQTHR



AEQTHG



AEQTHX



AEQTHO



AEQTHY



AEQTHP



AEQTHZ



AEQTW
(Schraubschlüssel)



AEMHRX
(einendig)

Schraubschlüssel
CHF 24.65

Quik-Tip Handgriffe
CHF 24.65

Double Gracey Anwendung



Einsatzgebiete und Anwendung von Double Gracey™ Küretten

Anwendung der **Double Gracey Standard** Küretten. Beide Instrumente ersetzen einen vollständigen Satz von Standard Gracey Küretten.



Der Standard Satz wird für die Anwendung zur subgingivalen Zahnsteinentfernung und Wurzelglättung empfohlen.

Anwendung der **Double Gracey™ Mini** – für einfachen Zugang zu tiefen und engen Taschen und Furkationen.

Beide Instrumente ersetzen einen vollständigen Satz von Mini Gracey Küretten. Diese Arbeitsenden haben um 50% kürzere Klingen und einen 3mm längeren 1. Schaft als die Standard Double Gracey Küretten.



XP Double Gracey
CHF 108.60



■ DG Anterior

■ DG Posterior

■ DG Mini Anterior

■ DG Mini Posterior

Double Gracey		Ersetzt	Anwendung
AEDGAXPX	Anterior	Gracey 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 und Universalküretten	Anterior/Buccal-oral
AEDGPXPX	Posterior	Gracey 11-12, 13-14, 15-16 und Universalküretten	Mesial-Distal
AEDGMAXPX	Mini Anterior	Gracey Access 00-0, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 und Universalküretten	Anterior/Buccal-oral
AEDGMPXPX	Mini Posterior	Gracey Access 11-12, 13-14, 15-16 und Universalküretten	Mesial-Distal



XP DOUBLE GRACEY™

Ihre Vorteile

- Zwei Schneidekanten
- Ermöglicht mit nur 2 Instrumenten das Scaling aller Flächen
- Abgerundetes Arbeitsende
- XP Technology® – Nie mehr schleifen!

Komplettinstrumente.....	22
Kits.....	22
Quik-Tips™.....	22

XP Double Gracey

XP DOUBLE GRACEY™




XP Double Gracey
CHF 108.60

Double Gracey XP - Kits





XP Double Gracey Kits
CHF 217.20

Double Gracey XP Quik-Tips (Handgriffe siehe Seite 21)




Quik-Tips sind nur in Kombination mit Quik-Tip Handgriffen zu verwenden. Eine Übersicht der entsprechenden Handgriffe finden Sie auf der Seite 31.

EINSATZGEBIETE UND ANWENDUNG VON GRACEY KÜRETZEN





GRACEY KÜRETZEN

Gracey-Küretten sind für bestimmte Bereiche des Zahnes gestaltet, zur subgingivalen Konkremententfernung und zur Wurzelglättung. Der Winkel der Klinge erlaubt ein einfaches Einführen in den Sulcus und minimiert das Gewebe-Trauma.



GRACEY DEEP POCKET

Mit einem 3 mm längeren 1. Schaft kann dieses Instrument zur Reinigung und Wurzelglättung auch bei Taschentiefen von 5 mm oder tiefer eingesetzt werden.



GRACEY ACCESS

Mit einer um 50 % kürzeren Klinge und einem 3 mm längeren Schaft liegt die gesamte Klinge dieses Instrumentes an der Wurzeloberfläche an. Auch enge Taschen und Furkationen sind so gut erreichbar.

Gracey

Talon Tough	XP Technology®
AEG1-2X	AEG1-2XPX
AEG5-6X	AEG5-6XPX
AEG7-8X	AEG7-8XPX
AEG11-12X	AEG11-12XPX
AEG15-16X	AEG15-16XPX
AEG13-14X	AEG13-14XPX
AEG17-18X*	AEG17-18XPX*

*ergänzend - für schwer erreichbare distale Flächen

Gracey Deep Pocket

Talon Tough	XP Technology®
AEGDP1-2X	AEGDP1-2XPX
AEGDP5-6X	AEGDP5-6XPX
AEGDP7-8X	AEGDP7-8XPX
AEGDP11-12X	AEGDP11-12XPX
AEGDP15-16X	AEGDP15-16XPX
AEGDP13-14X	AEGDP13-14XPX

















Gracey Access




Talon Tough	XP Technology®
AEGA00-0X	AEGA00-0XPX
AEGA1-2X	AEGA1-2XPX
AEGA5-6X	AEGA5-6XPX
AEGA7-8X	AEGA7-8XPX
AEGA11-12X	AEGA11-12XPX
AEGA15-16X	AEGA15-16XPX
AEGA13-14X	AEGA13-14XPX

Gracey Anwendung

XP TECHNOLOGY®

Verwendete Gracey Küretten

	00-0	
	oder	
	1-2	
	oder	
	5-6	
	7-8	
	11-12	
	oder	
	15-16	
	13-14	
	und / oder	
	17-18	



Die systematische Reinigung erfolgt **flächenüberlappend**.

Die Pfeile indizieren die Richtung der Instrumentenspitze.



XP INSTRUMENTE

Ihre Vorteile

- Nie mehr schleifen!
- Dünnere Arbeitsspitzen
- Schärfere Schneiden
- Schnelle, einfachere Behandlungen
- Mehr Komfort für Anwender und Patienten, weniger Ermüdung

Gracey Küretten	26
Universalküretten	28
Scaler	29
Kits	30
Quik-Tips™	31

XP Instrumente

Handgriffe

3/8" - 9.5mm EagleLite® Color Resin* Double End (X)



3/8" - 9.5mm EagleLite® Stainless Steel (Z)



EAGLE LITE® HANDGRIFFE

Die ergonomischen, leichten Handgriffe bieten Komfort, Kontrolle und taktile Sensitivität. Sie reduzieren die Ermüdung der Hand und wirken dem Karpal-Tunnel-Syndrom entgegen. Edelstahl- sowie Kunststoffgriffe können wie gewohnt sterilisiert werden.

* Handgriff-Farbe: siehe jeweiligen Instrumententyp.

XP Gracey - Standard

 GRACEY 1-2 XP AEG 1-2 XP X AEG 1-2 XP Z Anterior	 GRACEY 3-4 XP AEG 3-4 XP X AEG 3-4 XP Z Anterior	 GRACEY 5-6 XP AEG 5-6 XP X AEG 5-6 XP Z Anterior
 GRACEY 7-8 XP AEG 7-8 XP X AEG 7-8 XP Z Buccal / oral	 GRACEY 9-10 XP AEG 9-10 XP X AEG 9-10 XP Z Buccal / oral	 GRACEY 15-16 XP AEG 15-16 XP X AEG 15-16 XP Z Posterior mesial
 GRACEY 11-12 XP AEG 11-12 XP X AEG 11-12 XP Z (Bild) Posterior mesial	 GRACEY 13-14 XP AEG 13-14 XP X AEG 13-14 XP Z (Bild) Posterior distal	 GRACEY 17-18 XP AEG 17-18 XP X AEG 17-18 XP Z Posterior distal

XP Gracey - Mesial-Distal

 GRACEY 11-14MD XP AEG 11-14 XP X AEG 11-14 XP Z	 GRACEY 12-13MD XP AEG 12-13 XP X AEG 12-13 XP Z
------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

XP Komplettinstrument
CHF 88.60

TT Komplettinstrument
CHF 58.95











Fordern Sie unsere Gracey Anwendungsübersicht an: info@ydnt.eu

Gracey- + 3 Deep Pocket (3mm längerer 1. Schaft)

 GRACEY DP 1-2 XP AE GDP 1-2 XP X AE GDP 1-2 XP Z Anterior	 GRACEY DP 3-4 XP AE GDP 3-4 XP X AE GDP 3-4 XP Z Anterior	 GRACEY DP 5-6 XP AE GDP 5-6 XP X AE GDP 5-6 XP Z Anterior
 GRACEY DP 7-8 XP AE GDP 7-8 XP X AE GDP 7-8 XP Z Buccal / oral	 GRACEY DP 11-12 XP AE GDP 11-12 XP X AE GDP 11-12 XP Z Posterior mesial	 GRACEY DP 13-14 XP AE GDP 13-14 XP X AE GDP 13-14 XP Z Posterior distal
 GRACEY DP 15-16 XP AE GDP 15-16 XP X (Bild) AE GDP 15-16 XP Z Posterior mesial		

Gracey- + 3 Access (3mm längerer 1. Schaft, 50% kürzere Klinge)





 GRACEY Access 00-0 XP AE GA 00-0 XP X AE GA 00-0 XP Z Anterior	 GRACEY Access 1-2 XP AE GA 1-2 XP X AE GA 1-2 XP Z Anterior	 GRACEY Access 3-4 XP AE GA 3-4 XP X AE GA 3-4 XP Z Anterior
 GRACEY Access 5-6 XP AE GA 5-6 XP X AE GA 5-6 XP Z Anterior	 GRACEY Access 7-8 XP AE GA 7-8 XP X AE GA 7-8 XP Z Buccal / oral	 GRACEY Access 11-12 XP AE GA 11-12 XP X AE GA 11-12 XP Z Posterior mesial
 GRACEY Access 13-14 XP AE GA 13-14 XP X AE GA 13-14 XP Z Posterior distal	 GRACEY Access 15-16 XP AE GA 15-16 XP X AE GA 15-16 XP Z Posterior mesial	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> XP Komplettinstrument CHF 88.60 </div> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> TT Komplettinstrument CHF 58.95 </div>

ZUGANG


Mit dem 3mm längeren Schaft können diese Instrumente zur Reinigung und Wurzelglättung in Taschen tiefer als 5 mm eingesetzt werden. Die kurze Klinge unseres +3 Access Instruments erlaubt zudem einen wesentlich besseren Zugang in subgingivale Taschen.

XP Instrumente





XP Universalküretten



XP Komplettinstrument
CHF 88.60



TT Komplettinstrument
CHF 58.95




YOUNGER-GOOD 7-8 XP
 AE CY 7-8 XP X (Bild)
 AE CY 7-8 XP Z
 Small curved blade



NIE MEHR SCHLEIFEN

XP Küretten und Scaler bleiben während ihrer gesamten Einsatzzeit äusserst scharf. Sie sparen somit Zeit, Geld und den Aufwand für das zeitraubende Nachschleifen der Instrumente.

XP Scaler



BLACKJACK XP
 AE S BJ XP X
 AE S BJ XP Z
 Posterior




N128 DE XP
 AE S N128 DE XP X
 AE S N128 DE XP Z
 Anterior / Superfine



N128 XP (EINENDIG)
 AE S N128 XP X
 AE S N128 XP Z
 Anterior / Superfine



H 6-7 XP
 AE S H6-7 XP X
 AE S H6-7 XP Z
 Universal anterior




EAGLE CLAW™ XP
 AE SEC XP X
 AE SEC XP Z
 Posterior



EAGLE TALON™ XP
 AE SET XP X
 AE SET XP Z
 Anterior



H 5-33 XP
 AE S H5-33 XP X
 AE S H5-33 XP Z
 Anterior



204 S XP
 AE S 204S XP X
 AE S 204S XP Z
 Posterior thin



204 SD XP
 AE S 204SD XP X
 AE S 204SD XP Z
 Posterior thin



M23 XP
 AE S M23 XP X
 AE S M23 XP Z
 Universal



CURLER - N137 XP
 AE S N137 XP X
 AE S N137 XP Z
 Anterior



311-312 XP
 AE S 311-312 XP X
 AE S 311-312 XP Z
 Universal



N1 XP
 AE S N1 XP X
 AE S N1 XP Z
 Anterior



N2 XP
 AE S N2 XP X
 AE S N2 XP Z
 Posterior



J3-U5 XP
 AE S J3-U5 XP X
 AE S J3-U5 XP Z
 Anterior



U15-30 XP
 AE S U15-30 XP X
 AE S U15-30 XP Z
 Anterior



U15-33 XP
 AE S U15-33 XP X
 AE S U15-33 XP Z
 Anterior



J14-15 XP
 AE S J14-15 XP X
 AE S J14-15 XP Z
 Posterior



BOGE 513 XP
 AE S B513 XP X
 AE S B513 XP Z
 Anterior

XP Komplettinstrument
CHF 88.60

TT Komplettinstrument
CHF 58.95

BOGE 513™

Boge 513™ ist das perfekte Instrument für supragingivales Debridement im UK-Frontzahnbereich. Die Hoe Spitze besitzt einen verlängerten Schaft und eine gerade, leicht gewölbte, scharfe, sehr feine Schneidekante. Die optimale Breite ermöglicht die stabile Lage der Schneide auf lingualen oder fazialen Zahnoberflächen. Die Nebraska 128 Spitze ist sichelförmig und ideal für interproximale Kontaktbereiche sowie Zähne mit Engstand und/ oder sehr feinen Rezessionen geeignet.

XP Instrumente

Golden Eagle Kit 1



SCALER EAGLE CLAW™ XP Posterior



SCALER EAGLE TALON™ XP Anterior


GOLDEN EAGLE KIT 1

 Art.-Nr. AE GEK XP X

Golden Eagle Kit 1
CHF 177.20

Golden Eagle Kit 2



GRACEY 11-12 XP Posterior Mesial



GRACEY 13-14 XP Posterior Distal


GOLDEN EAGLE KIT 2

 Art.-Nr. AE GEK 2 XP X

Golden Eagle Kit 2
CHF 177.20


Golden Eagle Kit 6



SCALER BLACKJACK XP Anterior



SCALER M23 XP Posterior


GOLDEN EAGLE KIT 6

 Art.-Nr. AE GEK 6 XP X

Golden Eagle Kit 6
CHF 177.20



EFFIZENZ

Die dünne, gegenwinklige Sichel-Scaler-Spitze des Eagle Claw Instrumentes ist optimal für posteriore, supragingivale und interproximale Bereiche geeignet. Eagle Talon™ ergänzt den Claw-Scaler mit der Kombination aus den beiden Anterior-Spitzen - J3 (Jaquette) und N128. Dieser spitze, sichelförmige Scaler ist ideal zum Entfernen von Zahnstein und Belägen im Frontzahnbereich.

XP Quik-Tip Instrumente

QUIK-TIP ANSÄTZE

Mit Quik-Tip kann eine einzelne Arbeitsspitze ausgetauscht werden, ohne das komplette Instrument zu ersetzen. Das führt zu einer wesentlichen Kostenersparnis. Auch die XP Quik-Tip Spitzen müssen nicht geschliffen werden.



Handgriffe



AEQTHB



AEQTHG



AEQTHO



AEQTHP



AEQTW
(Schraubschlüssel)



AEQTHR



AEQTHX



AEQTHY



AEQTHZ



AEMHRX
(einendig)

Schraubschlüssel
CHF 24.65

Quik-Tip Handgriffe
CHF 24.65

XP Gracey Standard - Quik-Tip



GRACEY 1 XP QT
AE G 1 XP QT
Anterior



GRACEY 2 XP QT
AE G 2 XP QT
Anterior



GRACEY 3 XP QT
AE G 3 XP QT
Anterior



GRACEY 4 XP QT
AE G 4 XP QT
Anterior



GRACEY 5 XP QT
AE G 5 XP QT
Anterior



GRACEY 6 XP QT
AE G 6 XP QT
Anterior



GRACEY 7 XP QT
AE G 7 XP QT
Buccal / oral



GRACEY 8 XP QT
AE G 8 XP QT
Buccal / oral



GRACEY 9 XP QT
AE G 9 XP QT
Buccal / oral



GRACEY 10 XP QT
AE G 10 XP QT
Buccal / oral



GRACEY 11 XP QT
AE G 11 XP QT
Posterior mesial



GRACEY 12 XP QT
AE G 12 XP QT
Posterior mesial



GRACEY 13 XP QT
AE G 13 XP QT
Posterior distal



GRACEY 14 XP QT
AE G 14 XP QT
Posterior distal



GRACEY 15 XP QT
AE G 15 XP QT
Posterior mesial



GRACEY 16 XP QT
AE G 16 XP QT
Posterior mesial



GRACEY 17 XP QT
AE G 17 XP QT
Posterior distal



GRACEY 18 XP QT
AE G 18 XP QT
Posterior distal

XP Quik-Tip Ansatz
CHF 33.30

XP Quik-Tip Instrumente

XP Gracey +3 Deep Pocket - Quik-Tip (3mm längerer 1. Schaft)



GRACEY DP 1 XP QT
AE GDP 1 XP QT
Anterior



GRACEY DP 2 XP QT
AE GDP 2 XP QT
Anterior



GRACEY DP 3 XP QT
AE GDP 3 XP QT
Anterior



GRACEY DP 4 XP QT
AE GDP 4 XP QT
Anterior



GRACEY DP 5 XP QT
AE GDP 5 XP QT
Anterior



GRACEY DP 6 XP QT
AE GDP 6 XP QT
Anterior



GRACEY DP 7 XP QT
AE GDP 7 XP QT
Buccal / oral



GRACEY DP 8 XP QT
AE GDP 8 XP QT
Buccal / oral



GRACEY DP 11 XP QT
AE GDP 11 XP QT
Posterior mesial



GRACEY DP 12 XP QT
AE GDP 12 XP QT
Posterior mesial



GRACEY DP 13 XP QT
AE GDP 13 XP QT
Posterior distal



GRACEY DP 14 XP QT
AE GDP 14 XP QT
Posterior distal



GRACEY DP 15 XP QT
AE GDP 15 XP QT
Posterior mesial



GRACEY DP 16 XP QT
AE GDP 16 XP QT
Posterior mesial

XP Quik-Tip Ansatz
CHF 33.30

XP Gracey +3 Access - Quik-Tip (3mm längerer 1. Schaft, 50% kürzere Klinge)



GRACEY A 00 XP QT
AE GA 00 XP QT
Anterior



GRACEY A 0 XP QT
AE GA 0 XP QT
Anterior



GRACEY A 1 XP QT
AE GA 1 XP QT
Anterior



GRACEY A 2 XP QT
AE GA 2 XP QT
Anterior



GRACEY A 3 XP QT
AE GA 3 XP QT
Anterior



GRACEY A 4 XP QT
AE GA 4 XP QT
Anterior



GRACEY A 5 XP QT
AE GA 5 XP QT
Anterior



GRACEY A 6 XP QT
AE GA 6 XP QT
Anterior



GRACEY A 7 XP QT
AE GA 7 XP QT
Buccal / oral



GRACEY A 8 XP QT
AE GA 8 XP QT
Buccal / oral



GRACEY A 11 XP QT
AE GA 11 XP QT
Posterior mesial



GRACEY A 12 XP QT
AE GA 12 XP QT
Posterior mesial



GRACEY A 13 XP QT
AE GA 13 XP QT
Posterior distal



GRACEY A 14 XP QT
AE GA 14 XP QT
Posterior distal



GRACEY A 15 XP QT
AE GA 15 XP QT
Posterior mesial



GRACEY A 16 XP QT
AE GA 16 XP QT
Posterior mesial

XP Quik-Tip Ansatz
CHF 33.30

XP Quik-Tip Instrumente

XP Universalküretten - Quik-Tip



BARNHART 5 XP QT
AE C B5 XP QT
Universal



BARNHART 6 XP QT
AE C B6 XP QT
Universal



COLUMBIA 4L XP QT
AE CC 4L XP QT
Deeper shank angle
posterior



COLUMBIA 4R XP QT
AE CC 4R XP QT
Deeper shank angle posterior



COLUMBIA 13 XP QT
AE CC 13 XP QT
Posterior



COLUMBIA 14 XP QT
AE CC 14 XP QT
Posterior



YOUNGER-GOOD 7 XP QT
AE C Y7 XP QT
Small curved blade



YOUNGER-GOOD 8 XP QT
AE C Y8 XP QT
Small curved blade



RULES 4 XP QT
AE CR4 XP QT
Smallest posterior



RULES 3 XP QT
AE CR3 XP QT
Smallest posterior



LANGER 1 XP QT
AE C L1 XP QT
Lower posteriors
mesial/distal



LANGER 2 XP QT
AE C L2 XP QT
Lower posteriors
mesial/distal



LANGER 3 XP QT
AE C L3 XP QT
Upper Posteriors
mesial/distal



LANGER 4 XP QT
AE C L4 XP QT
Upper Posteriors
mesial/distal



LANGER 5 XP QT
AE C L5 XP QT
Upper and lower
anterior



LANGER 6 XP QT
AE C L6 XP QT
Upper and lower
anterior



411 XP QT
AE C 411 XP QT
Posterior



412 XP QT
AE C 412 XP QT
Posterior



McCALL 13S XP QT
AE C M13S XP QT
Posterior – Sharp point



McCALL 14S XP QT
AE C M14S XP QT
Posterior – Sharp point

XP Quik-Tip Ansatz
CHF 33.30

XP Quik-Tip Instrumente

XP Scaler - Quik-Tip



H6 XP QT
AE S H6 XP QT
Universal anterior



H7 XP QT
AE S H7 XP QT
Universal anterior



H5 XP QT
AE S H5 XP QT
Anterior



33 XP QT
AE S 33 XP QT
Anterior



M23 A
AE S M23A XP QT
Universal



M23 B
AE S M23B XP QT
Universal



204SDA XP QT
AE S 204SDA XP QT
Posterior



204SDB XP QT
AE S 204SDB XP QT
Posterior



204SA XP QT
AE S 204SA XP QT
Posterior



204SB XP QT
AE S 204SB XP QT
Posterior



EAGLE TALON A XP QT
AE SETA XP QT
Anterior



EAGLE TALON B XP QT
AE SETB XP QT
Anterior



EAGLE CLAW A XP QT
AE SECA XP QT
Posterior



EAGLE CLAW B XP QT
AE SECB XP QT
Posterior



311 XP QT
AE S311 XP QT
Universal



312 XP QT
AE S312 XP QT
Universal



BLACKJACK A XP QT
AE S BJA XP QT
Posterior



BLACKJACK B XP QT
AE S BJB XP QT
Posterior



BOGE 513 A XP QT
AE SB513 A XP QT
Anterior



BOGE 513 B XP QT
AE SB513 B XP QT
Anterior



N1 A XP QT
AE S N1A XP QT
Anterior



N1 B XP QT
AE S N1B XP QT
Anterior



N128 XP QT (EINENDIG)
AE S N 128 XP QT
Anterior



XP Quik-Tip Ansatz
CHF 33.30



TITAN IMPLANTAT-KÜRETZEN

Ihre Vorteile

- Hochwertige Titan-Legierung
- Beschädigt Titan-Implantate nicht
- Mit allen Titan-Implantatmarken kompatibel
- Ergonomischer EagleLite® Griff vermindert die Handermüdung



Implantat-Küretzen
CHF 94.80

Implantat
Instrumenten Kit
CHF 456.35

IMPLANTAT INSTRUMENTEN KIT
GALAXIE Kassette mit vier Implan-
tat-Instrumenten Barnhart 5-6, Langer
3-4, Nebraska 128/Langer 5 und 204 S.
Mit Edelstahl Kassette
AE IIK Z

NEU!
Anfärbetabletten &
Kinder-Papierservietten



Einweg-Prophy-Winkelstücke
mit lustigen Tiermotiven



"Bringt SPASS in die PZR bei Kindern"





TALON TOUGH™ INSTRUMENTE

Ihre Vorteile

- Hochmoderne Oberflächenbehandlung
- Lange Haltbarkeit
- Geringer Schleifaufwand
- Hoher Schärfegrad

Gracey Küretten	38
Universalküretten	40
Scaler	41
Quik-Tip™ Spitzen	43

Talon Tough™ Instrumente

Handgriffe

3/8" - 9.5mm EagleLite® Color Resin Double End (X)



3/8" - 9.5mm EagleLite® Stainless Steel (Z)



EAGLE LITE® + TALON TOUGH™

Die ergonomischen, leichten Handgriffe bieten Komfort, Kontrolle und taktile Sensitivität. Sie reduzieren die Ermüdung der Hand und wirken dem Karpal-Tunnel-Syndrom entgegen. Die Talon Tough Stahl-Spitzen werden handgefertigt. Die Instrumente werden thermisch behandelt, um eine längere Haltbarkeit gegenüber herkömmlichen Instrumenten zu gewährleisten.

Gracey - Standard



GRACEY 1-2

AE G 1-2 X
AE G 1-2 Z (AE G 1-2 RZ Rigid)
Anterior



GRACEY 3-4

AE G 3-4 X
AE G 3-4 Z (AE G 3-4 RZ Rigid)
Anterior



GRACEY 5-6

AE G 5-6 X
AE G 5-6 Z (AE G 5-6 RZ Rigid)
Anterior



GRACEY 7-8

AE G 7-8 X
AE G 7-8 Z (AE G 7-8 RZ Rigid)
Buccal / oral



GRACEY 9-10

AE G 9-10 X
AE G 9-10 Z (AE G 9-10 RZ Rigid)
Anterior premolar



GRACEY 11-12

AE G 11-12 X
AE G 11-12 Z (AE G 11-12 RZ Rigid)
Posterior mesial



GRACEY 13-14

AE G 13-14 X
AE G 13-14 Z (AE G 13-14 RZ Rigid)
Posterior distal



GRACEY 15-16

AE G 15-16 X
AE G 15-16 Z (AE G 15-16 RZ Rigid)
Posterior mesial



GRACEY 17-18

AE G 17-18 X
AE G 17-18 Z (AE G 17-18 RZ Rigid)
Posterior distal

Gracey - Mesial-Distal



GRACEY 11-14MD

AE G 11-14 Z



GRACEY 12-13MD

AE G 12-13 X
AE G 12-13 Z

TT Kompletteinstrument
CHF 58.95



ZUGANG









Mit dem 3 mm längeren Schaft können diese Instrumente zur Reinigung und Wurzelglättung in Taschen tiefer als 5 mm eingesetzt werden. Die kurze Klinge unseres +3 Access Instruments erlaubt zudem einen wesentlich besseren Zugang in subgingivale Taschen.

Talon Tough™ Instrumente

Gracey- + 3 Deep Pocket (3mm längerer 1.Schaft)

 GRACEY DP 1-2 AE GDP 1-2 X AE GDP 1-2 Z Anterior	 GRACEY DP 3-4 AE GDP 3-4 X (Bild) AE GDP 3-4 Z Anterior	 GRACEY DP 5-6 AE GDP 5-6 X AE GDP 5-6 Z Anterior
 GRACEY DP 7-8 AE GDP 7-8 X AE GDP 7-8 Z Buccal / oral	 GRACEY DP 11-12 AE GDP 11-12 X AE GDP 11-12 Z Posterior mesial	 GRACEY DP 13-14 AE GDP 13-14 X AE GDP 13-14 Z Posterior distal
 American Eagle Instruments® Inc. GRACEY DEEP POCKET 15-16		
GRACEY DP 15-16 AE GDP 15-16 X AE GDP 15-16 Z Posterior mesial		

Gracey- + 3 Access (3mm längerer 1.Schaft, 50% kürzere Klinge)











 GRACEY ACCESS 00-0 AE GA 00-0 X AE GA 00-0 Z Anterior	 GRACEY ACCESS 1-2 AE GA 1-2 X AE GA 1-2 Z Anterior	 GRACEY ACCESS 3-4 AE GA 3-4 X AE GA 3-4 Z Anterior
 GRACEY ACCESS 5-6 AE GA 5-6 X AE GA 5-6 Z Anterior	 GRACEY ACCESS 7-8 AE GA 7-8 X AE GA 7-8 Z Buccal / oral	 GRACEY ACCESS 11-12 AE GA 11-12 X AE GA 11-12 Z Posterior mesial
TT Komplettinstrument CHF 58.95		
 GRACEY ACCESS 13-14 AE GA 13-14 X AE GA 13-14 Z Posterior distal		
 GRACEY ACCESS 15-16 AE GA 15-16 X AE GA 15-16 Z Posterior mesial		

AUSSERGEWÖHNLICHE QUALITÄT

American Eagle Instruments setzt den Standard in Instrumentendesign und -qualität. Die Instrumente unterliegen während des Produktionsprozesses strengen Qualitätskontrollen entsprechend den Standards nach ISO 13485.

Talon Tough™ Instrumente


Universalküretten




TT Komplettinstrument
CHF 58.95

Talon Tough™ Instrumente

Scaler




H 6-7
 AE S H6-7 X
 AE S H6-7 Z
 Universal anterior



204S
 AE S 204S X
 AE S 204S Z
 Posterior



204SD
 AE S 204SD X
 AE S 204SD Z
 Posterior




2YS-3YS
 AE S 2YS-3YS X
 AE S 2YS-3YS Z
 Miniature posterior




BATES 7-8
 AE S B7-8 X
 AE S B7-8 Z
 Narrow posterior




H 5-33
 AE S H5-33 X
 AE S H5-33 Z
 Anterior




JACQUETTE 3-4
 AE S J3-4 X
 AE S J3-4 Z
 Anterior



JACQUETTE 14-15
 AE S J14-15 X
 AE S J14-15 Z
 Posterior



JACQUETTE 3-U5
 AE S J3-U5 X
 AE S J3-U5 Z
 Anterior



JACQUETTE 4-U15
 AE S J4-U15 X
 AE S J4-U15 Z
 Anterior



JACQUETTE 30-33
 AE S J30-33 Z
 Anterior



JACQUETTE 31-32
 AE S J31-32 Z
 Anterior



M23
 AE S M23 X
 AE S M23 Z
 Universal



U15-30
 AE S U15-30 X
 AE S U15-30 Z
 Anterior



U15-33
 AE S U15-33 X
 AE S U15-33 Z
 Anterior



SE U15 (EINENDIG)
 AE S U15 X






107-108
 AE S 107-108 X
 AE S 107-108 Z
 Posterior

TT Komplettinstrument
 CHF 58.95

Talon Tough™ Instrumente

Scaler



TT Komplettinstrument
CHF 58.95



QUALITÄT

Während jedes Produktionsschrittes sichern höchste Sorgfalt und Präzision die Funktionalität und Langlebigkeit aller American Eagle Instrumente.

Talon Tough™ Quik-Tip Instrumente

Handgriffe



AEQTHB

AEQTHR

AEQTHG

AEQTHX

AEQTHO

AEQTHY

AEQTHP

AEQTHZ

American Eagle Instruments AEQTW


AEQTW
(Schraubschlüssel)

AEMHRX
(einendig)

Schraubschlüssel
CHF 24.65

Quik-Tip Handgriffe
CHF 24.65

TT Gracey Standard - Quik-Tip



GRACEY 1 TT QT
AEG 1 TT QT
Anterior

GRACEY 2 TT QT
AEG 2 TT QT
Anterior

GRACEY 3 TT QT
AEG 3 TT QT
Anterior

GRACEY 4 TT QT
AEG 4 TT QT
Anterior

GRACEY 5 TT QT
AEG 5 TT QT
Anterior

GRACEY 6 TT QT
AEG 6 TT QT
Anterior

GRACEY 7 TT QT
AEG 7 TT QT
Buccal / oral

GRACEY 8 TT QT
AEG 8 TT QT
Buccal / oral

GRACEY 11 TT QT
AEG 11 TT QT
Posterior mesial

GRACEY 12 TT QT
AEG 12 TT QT
Posterior mesial

GRACEY 13 TT QT
AEG 13 TT QT
Posterior distal

GRACEY 14 TT QT
AEG 14 TT QT
Posterior distal

GRACEY 15 TT QT
AEG 15 TT QT
Posterior mesial

GRACEY 16 TT QT
AEG 16 TT QT
Posterior mesial

TT Quik-Tip Ansatz
CHF 20.90

VIELFALT

Stellen Sie sich Ihr persönliches Instrument zusammen. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Ansätzen und Handgriffen. Mit Quik-Tip sparen Sie Geld und reduzieren Abfall.

Talon Tough™ Quik-Tip Instrumente

TT Gracey +3 Deep Pocket - Quik-Tip (3mm längerer 1.Schaft)



GRACEY DP 11 TT QT
AE GDP 11 TT QT
Posterior mesial



GRACEY DP 12 TT QT
AE GDP 12 TT QT
Posterior mesial



GRACEY DP 13 TT QT
AE GDP 13 TT QT
Posterior distal



GRACEY DP 14 TT QT
AE GDP 14 TT QT
Posterior distal

TT Quik-Tip Ansatz
CHF 20.90

TT Gracey +3 Access - Quik-Tip (3mm längerer 1.Schaft, 50% kürzere Klinge)



GRACEY ACCESS 1 TT QT
AE GA 1 TT QT
Anterior



GRACEY ACCESS 2 TT QT
AE GA 2 TT QT
Anterior



GRACEY ACCESS 7 TT QT
AE GA 7 TT QT
Buccal / oral



GRACEY ACCESS 8 TT QT
AE GA 8 TT QT
Buccal / oral



GRACEY ACCESS 11 TT QT
AE GA 11 TT QT
Posterior mesial



GRACEY ACCESS 12 TT QT
AE GA 12 TT QT
Posterior mesial



GRACEY ACCESS 13 TT QT
AE GA 13 TT QT
Posterior distal



GRACEY ACCESS 14 TT QT
AE GA 14 TT QT
Posterior distal



GRACEY ACCESS 15 TT QT
AE GA 15 TT QT
Posterior mesial



GRACEY ACCESS 16 TT QT
AE GA 16 TT QT
Posterior mesial

TT Quik-Tip Ansatz
CHF 20.90

TT Universalküretten - Quik-Tip



BARNHART 5 TT QT
AE C B5 TT QT
Universal



BARNHART 6 TT QT
AE C B6 TT QT
Universal



COLUMBIA 4L TT QT
AE CC 4L TT QT
Deep shank posterior



COLUMBIA 4R TT QT
AE CC 4R TT QT
Deep shank posterior



COLUMBIA 13 TT QT
AE CC 13 TT QT
Posterior



COLUMBIA 14 TT QT
AE CC 14 TT QT
Posterior

TT Quik-Tip Ansatz
CHF 20.90

Talon Tough™ Quik-Tip Instrumente

TT Universalküretten - Quik-Tip



RULES 3 TT QT
AE CR3 TT QT
Small posterior



RULES 4 TT QT
AE CR4 TT QT
Small posterior



YOUNGER-GOOD 7 TT QT
AE CY7 TT QT
Small curved blade



YOUNGER-GOOD 8 TT QT
AE CY8 TT QT
Small curved blade

TT Quik-Tip Ansatz
CHF 20.90

TT Scaler - Quik-Tip



H5 TT QT
AE S H5 TT QT
Anterior



33 TT QT
AE S33 TT QT
Anterior



H6 TT QT
AE S H6 TT QT
Universal anterior



H7 TT QT
AE S H7 TT QT
Universal anterior



M23A TT QT
AE S M23A TT QT
Posterior



M23B TT QT
AE S M23B TT QT
Posterior



204SA TT QT
AE S 204SA TT QT
Posterior



204SB TT QT
AE S 204 SB TT QT
Posterior



204SDA TT QT
AE S 204 SDA TT QT
Posterior



204SDB TT QT
AE S 204 SDB TT QT
Posterior



EAGLE CLAW A TT QT
AE SEC A TT QT
Posterior



EAGLE CLAW B TT QT
AE SEC B TT QT
Posterior



EAGLE TALON A TT QT
AE SET A TT QT
Posterior



EAGLE TALON B TT QT
AE SET B TT QT
Posterior



SCALER 311 TT QT
AE S311 TT QT
Universal



SCALER 312 TT QT
AE S312 TT QT
Universal



BLACKJACK TT A
AE S BJA TT QT
Posterior



BLACKJACK TT B
AE S BJB TT QT
Posterior



NEBRASKA 128 TT QT
(EINENDIG)
AE S N128 TT QT
Anterior

TT Quik-Tip Ansatz
CHF 20.90

Schleifmaterialien

SCHLEIFEN (Nicht für XP Instrumente!)



SIMPLY SHARP
KERAMIKSTEIN
8,9 x 2,5cm
AE SA CC/F **CHF 112.15**



DIAMOND STONE
10,1 X 2,5cm
AE SA DS **CHF 67.60**



TEST STÄBCHEN
AE SA STS (Einzeln) **CHF 8.10**
AE SA STP (6er Pack) **CHF 35.95**

SCHLEIFTECHNIK

1. Verwenden Sie die mitgelieferte 10-fach Lupe und prüfen Sie die Instrumentenklinge.
2. Schleifen Sie Ihr Instrument wie gewohnt und prüfen Sie anschliessend mit dem Teststick.
3. Überprüfen Sie Winkel, Kantenkontur und Kantenschärfe erneut mit der Lupe. Eine scharfe Kante reflektiert Licht nicht.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 bis das gewünschte Kantenprofil erreicht ist.
5. Überprüfen Sie Ihr Instrument regelmässig, um die Schärfe zu erhalten.



METHODE 1

Bewegen des Schleifsteins bei fixiertem Instrument. Die Kante ist sichtbar während der Stein im richtigen Winkel bewegt wird, um eine scharfe Kante zu gestalten.

METHODE 2

Bewegen des Instruments bei fixiertem Schleifstein. Diese Methode erzeugt weniger Ermüdung. Das Risiko, den Instrumentenwinkel zu verschleifen ist hier grösser, da man die Kante beim Bewegen des Instrumentes nicht sehen kann.



KOMPOSIT

Ihre Vorteile

- Instrumente mit XP Technology®
- Kratzresistente Oberflächen
- Extrem scharfe Schnitzinstrumente
- Vielfältige Instrumentenformen

Instrumente, Kunststofffüllung (XP Technology®).....	48
Dr. Mopper Serie (XP Technology®).....	49
Dr. Colonna Serie (XP Technology®).....	50
Dr. Belvedere Serie.....	50

Komposit

Handgriffe

1/4" - 6.3mm Stainless Steel (Standard)



3/8" - 9.5mm EagleLite® Stainless Steel (Z)



XP TECHNOLOGY®

Glatter denn je, dank XP!

American Eagle Komposit-Kunststofffüllungsinstrumente sowie die Instrumente der Dr. Mopper und Dr. Colonna Serien sind mit XP Technology® beschichtet. Die nanooptimierte superharte, kratzresistente Oberfläche verhindert zuverlässig das Kleben des Komposits am Instrument.

Komposit Kunststoffüllung - XP Technology®



COMPOSITE 1



AE C 1 TN Z
Paddle/Paddle

CHF 55.50



COMPOSITE 2



AE C 2 TN Z
Paddle/Paddle

CHF 55.50



COMPOSITE 3



AE C 3 TN Z
Paddle/Paddle

CHF 55.50



COMPOSITE 4



AE C 4 TN
AE C 4 TN Z
Paddle/Paddle

CHF 53.60

CHF 55.50



COMPOSITE 5



AE C 5 TN
AE C 5 TN Z
Paddle/Pluggger

CHF 53.50

CHF 55.50

1.0 mm



COMPOSITE 6



AE C 6 TN
AE C 6 TN Z
Paddle/Pluggger

CHF 53.60

CHF 55.50

1.0 mm



COMPOSITE 6-21A



AE C 6-21A TN
AE C 6-21A TN Z
Paddle/Acorn

CHF 53.60

CHF 55.50



COMPOSITE 7



AE C 7 TN
AE C 7 TN Z
Paddle/Pluggger

CHF 53.60

CHF 55.50

2.0 mm



COMPOSITE 9



AE C 9 TN
AE C 9 TN Z
Paddle/Paddle

CHF 53.60

CHF 55.50




COMPOSITE GREGG 4-5




AE CA G4-5 TN
AE CA G4-5 TN Z
Paddle/Paddle

CHF 53.60

CHF 53.60



Standardinstrument
 → Komposit haftet an Mikropartikeln



XP Technology® Instrument
 → glatte Oberfläche

Handgriffe

1/4" - 6.3mm Stainless Steel Double End (Standard)











3/8" - 9.5mm EagleLite® Stainless Steel Double End (Z)



DR. MOPPER SERIE - Komposit - XP Technology®

EXKLUSIV VON AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS®

<p>2.5 mm</p>  <p>26-30 BALL-FOOTBALL AE B 26-30BF TN Z CHF 55.50 Posterior</p>	<p>0.9 mm</p>  <p>M-1 BALL BURNISHER AE B M1 TN Z CHF 61.40 Posterior</p>	<p>1.0 mm</p>  <p>SUPER PLUGGER S/M AE C/P MSPSM TN Z Posterior CHF87.75</p>
<p>1.5 mm</p>  <p>SUPER PLUGGER M/L AE C/P MSPML TN Z CHF 87.75 Posterior</p>	<p>2.0 mm</p>  <p>8A CARVER AE CA 8A TN Z CHF 55.50 Anterior</p>	<p>1.5 mm</p>  <p>8A LONG CARVER AE CA 8AL TN Z Anterior CHF 55.50</p>
 <p>IPC-L INTERPROXIMAL CARVER - LONG AE CA IPCL TN CHF 58.70 AE CA IPCL TN Z CHF 60.50 Anterior</p>	 <p>IPC-T INTERPROXIMAL CARVER - THIN AE CA IPTN TN CHF 58.70 AE CA IPTN TN Z CHF 60.60 Anterior</p>	

Komposit

Handgriffe

3/8" - 9.5mm EagleLite® Stainless Steel (Z)



DR. COLONNA SERIE - XP Technology®

EXKLUSIV VON AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS®

DR. COLONNA EXCLUSIV-INSTRUMENTE

Die Instrumente der Dr. Colonna Serie wurden speziell zur Anwendung bei Mikropräparationen entwickelt. Die Mikro-Spoon-Exkavatoren sind sehr präzise und besonders geeignet zur Kariesentfernung bei kleinsten Mikropräparationen.



ACORN CARVER
AEMCB21A TN Z **CHF 69.30**

TN coated Acorn carver for packing composite prior to curing



**MICRO-SPOON
EXCAVATOR #4** .64 mm
AEMCEXC4 TN Z **CHF 83.80**

Small ended spoon excavator, easy removal of decay



**MICRO-SPOON
EXCAVATOR #6** 1.0 mm
AEMCEXC6 TN Z **CHF 87.10**

Larger spoon excavator for bulk decay removal



**INTERPROXIMAL
CARVER**
AEMCCAIPC TN Z **CHF 70.70**

Thinner interproximal carver for composite material placement

DR. BELVEDERE SERIE - Kontaktpunktformer

EXKLUSIV VON AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS®

5/16" - 7.9mm Stainless Steel Belvedere Double End



CONTACT FORMER REGULAR
AEC CF **CHF 75.80**



CONTACT FORMER SMALL
AEC CF SM **CHF 75.80**



**P1 COMPACTER/CARVER SMALL
CONTACT FORMER**
AEC P1CF SM **CHF 75.80**

DR. BELVEDERE EXCLUSIV-HANDGRIFFE

Die Instrumente der Dr. Belvedere Serie haben geriffelte, ovale Köpfe für einen besseren Transport und eine gute Adaption des Komposit. Der an einer Stelle abgeflachte, leichte Handgriff erleichtert die Handhabung beim Applizieren des Komposit. Das Instrument liegt ausgewogen in der Hand des Anwenders.



RESTAURATIV

Ihre Vorteile

- Grazile, präzise Spitzen
- Langlebig und korrosionsresistent
- Talon Tough™ Edelstahl
- Abgestimmte Arbeitsenden

Meissel, Schmelzbeile, Gingivatrimmer	52
Exkavatoren	53
Condenser/Plugger, Super Plugger	54
Brunierer, Carver	55
Fadenstopfer, Carver für Kunststoffe, Discoid-Cleoid	56
Interproximal-Carver, Sonstiges, Endodontieinstrumente	57
Wachsinstrumente, Spatel	58

Restaurativ

Handgriff

1/4" - 6.3mm Stainless Steel Double End (Standard)



Meißel




WEDELSTEADT 5-6
(15-15-3)
AE C 5-6W



BINANGLE 11-12
(15-8-8)
AE C 11-12B

TT Komplettinstrument
Bitte anfragen

Schmelzbeile




8-9
(10-7-14)
AE HA 8-9



10-11
(15-8-14)
AE HA 10-11

TT Komplettinstrument
Bitte anfragen


Gingivatrimmer




26
(13-95-8-14)
AE MT 26
Distal



27
(13-80-8-14)
AE MT 27
Mesial



28
(10-95-7-14)
AE MT 28
Distal




29
(10-80-7-14)
AE MT 29
Mesial


TT Komplettinstrument
Bitte anfragen

DR. BLACKS FORMEL

Dr. Blacks Formel basiert auf dem Konzept der Instrumentensymmetrie. Diese wird erreicht, wenn die Instrumentenklinge 2 mm innerhalb der Längsachse des Handgriffs liegt. Eine exakte Symmetrie ist wichtig, um optimales Schneiden bei minimalem Aufwand zu erzielen.



Einige Instrumente, wie z.B. Gingivatrimmer, wurden mit einem Schneidekantenwinkel abweichend vom rechten Winkel konstruiert. In diesen Fällen wird eine vierte Zahl in die Formel integriert, die den Winkel der Schneidekante zur Längsachse des Handgriffs angibt.



MULTIFUNKTIONAL


Die Exkavatoren, die zum Entfernen von kariösem Dentin verwendet werden, haben zwei unterschiedliche Arbeitsenden: ein löffelförmiges Ende, besonders hilfreich in tiefen, kariösen Bereichen, und ein rundes Ende für die substanzschonende Kavitätenpräparationen.

Handgriff

1/4" - 6.3mm Stainless Steel Double End (Standard)



Exkavatoren



TT Kompletinstrument
Bitte anfragen


Restaurativ

Handgriff (Condenser/Plugger, Super Plugger, Brunierer, Carver)

1/4" - 6.3mm Stainless Steel Double End (Standard)



Condenser / Plugger (GLATT)




UNIVERSAL

Die Super Plugger haben zwei unterschiedlich grosse Condenser/Plugger mit einem ballförmigen Brunierer am einen Ende und einem eichelförmigen Schnitzer am anderen Ende. Das Instrument ist somit multi-funktionell einsetzbar.

TT Kompletteinstrument
Bitte anfragen

Super Plugger

*SIEHE SEITE 48-50 FÜR XP-BESCHICHTETE KOMPPOSIT INSTRUMENTE



TT Kompletteinstrument
Bitte anfragen

BESTÄNDIG

American Eagles Brunierer sind zum präzisen Polieren von Amalgam geeignet. Die Brunierer sind aus hochwertigem Edelstahl hergestellt. Sie sind korrosionsresistent und äusserst langlebig.

Brunierer



**LINING CEMENT /
CALCIUM HYDROXIDE
PLACEMENT INSTR.**
AE P PA



26-29 BALL-FOOTBALL
AE B 26-29BF



26-27 BALL
AE B 26-27B



26-28 BALL-FOOTBALL
AE B 26-28BF



26-30 BALL-FOOTBALL
AE B 26-30BF



NYU B1
AE B NYU B-1




PFI 18 BALL
AE B PFI 18B



PFI 21 ACORN
AE B PFI 21A



PITTS PEDO 18
AE B PP 18



**LINING CEMENT /
CALCIUM HYDROXIDE
PLACEMENT INSTR.**
AE P BP-2



21B ACORN
AE B 21BA



**2-29 BEAVERTAIL-
FOOTBALL**
AE B 2-29BEF



**2-30 BEAVERTAIL-
FOOTBALL**
AE B 2-30BEF

TT Kompletinstrument
Bitte anfragen

Carver

HALTBAR

Gestaltet zum Formen anatomischer Besonderheiten und zum Trimmen überschüssigen Materials. Unsere Talon Tough Stahlspitzen sind zuverlässig und haltbar.




GREGG 4-5
AE CA G4-5



TANNER 3
AE CA T3



HOLLENBACK 1/2 3
AE CA H1/23



HOLLENBACK 3
AE CA H3



WALLS 3
AE CA W3

TT Kompletinstrument
Bitte anfragen

Restaurativ

Handgriff (Fadenstopfer, Carver, Discoid-Cleoid, Interproximal-Carver)

1/4" - 6.3mm Stainless Steel Double End (Standard)



EMPFOHLEN

Die abgerundeten Fadenstopfer sichern eine exakte Fadenplatzierung – so wie es führende Faden-Hersteller empfehlen.

Fadenstopfer



CSI-1 SERRATED
AEP CSI-1



GUYER 7 SERRATED
AEP G7



ROUND SERRATED
AEP RND5

Fadenstopfer
Bitte anfragen

Carver für Kunststoffe



PFI 6
AE CA 6



PFI 8A
AE CA 8A



PFI 11
AE CA 11



PFI 13
AE CA 13



PFI D3
AE CA D3



PFI S6
AE CA S6



PFI Ash 6
AE CA A-6

CARVER FÜR KUNSTSTOFFE

Bester Stahl und moderne Verarbeitungsprozesse ermöglichen superpolierte, nichtklebende Instrumentenoberflächen.

TT Kompletteinstrument
Bitte anfragen

Discoid-Cleoid



1-2
AE CA DC1-2



3-6
AE CA DC3-6



4-5
AE CA DC4-5



89-92
AE CA DC89-92



UW-D5
AE CA DCUW-D5



5T
AE CA DC5T

TT Kompletteinstrument
Bitte anfragen

ANPASSUNG

Moderner, wärmebehandelter, korrosionsresistenter Edelstahl bietet extrem dünne, präzisionsgeschliffene Klingen, die sich ideal an interproximale Oberflächen anpassen.

Interproximal-Carver



TT Komplettinstrument
Bitte anfragen

Handgriff

7/32" - 5.6mm Stainless Steel Double End




Endodontie Spreader



TT Komplettinstrument
Bitte anfragen

Endodontie Plugger



TT Komplettinstrument
Bitte anfragen

PRÄZISION

Unsere Instrumente werden von hochqualifiziertem Personal präzisionsgeschliffen. Dies sichert schärfere, langlebigere Instrumente.



Restaurativ

Handgriff (Explorer DG 16)

7/32" - 5.6mm Stainless Steel Double End



Handgriff (Carver, Excavator, Wachsinstrumente, Feilen)

1/4" - 6.3mm Stainless Steel Double End



Endodontie Sonstiges



EXPLORER DG 16

AE EM DG16

7/32" Edelstahlhandgriff



CARVER GLICK 1

AE EM G1CA

1/4" Edelstahlhandgriff



EXCAVATOR 31L

AE EM 31L EXC

1/4" Edelstahlhandgriff

Wachsinstrumente



P.K. THOMAS 2

AE W PKT2



P.K. THOMAS 1

AE W PKT1 C



P.K. THOMAS 3

AE W PKT3



WAX INSTRUMENT

AE WS 7

Feilen



HIRSCHFIELD 3-7

AE F H3-7

Buccal/Lingual



HIRSCHFIELD 5-11

AE F H5-1

Mesial/Distal



DER ORIGINAL MICROBRUSH® APPLIKATOR

Gleichbleibende, verlässliche Qualität



+ 9 Farben

Für zahlreiche
Behandlungsmöglichkeiten
und optimale Organisation

+ 4 Größen

Ultrafein (0,5mm)
Superfein (1,0mm)
Fein (1,5mm)
Regulär (2,0mm)

+ 3 Packungsgrößen

Spender-Kit
Spender-Refill
Tube

- Fester Bürstenkopf und biegsamer Hals sorgen für eine präzise Platzierung des Materials in schwer zugänglichen Regionen
- Fusselfreie, nicht-absorbierende Faserspitzen halten die Flüssigkeit suspendiert bis sie aufgetragen wird
- Für beispiellose Bequemlichkeit, Konsistenz und Kontrolle

YOUNG[®]

INNOVATIONS



YOUNG[®]



Young Innovations Europe GmbH
Mittermaierstr. 31 | D-69115 Heidelberg | Germany
DE: +49 (0) 6221 4345442 | info@ydnt.eu

Exklusiver Importeur für die Schweiz

ms-dental ^{CH} MS Dental AG · Dentalprodukte · Produits dentaires · CH-3292 Busswil
T +41 32 387 38 68 · info@msdental.ch · www.msdental.ch