



2023
Weichgewebe
Chirurgie

Innovative Instrumente
für höchste Ansprüche

ms-dental⁺
quality matters.

Inhaltsverzeichnis

Nadelhalter	3
Nahtmaterial	5
Skalpellklingen	8
Skalpell-Klingenhalter	10
Gingivektomiemesser	12
Scheren	12
Pinzetten	14
Raspatorien	15
Absaugkanülen	16
Instrumenten-Sets	17
Kassetten- und Traysysteme	20
Luxatoren	21
Hygiene und Komfort	22

Castroviejo, Genon

Kräftige Ausführung mit Fadenfurche, gerade

 tungsten carbide  macro


ST1474715 15 cm, 2,2 mm CHF 412.75 





Castroviejo


Mit geschützter Innenfeder.


 tungsten carbide  micro


ST1474815 15 cm, Ø: 1,2 mm CHF 405.30 

ST1474915 15 cm, Ø: 1,2 mm CHF 405.30 

ST1474918 18 cm, Ø: 1,2 mm CHF 426.10 

ST1475815 15 cm, Ø: 0,8 mm CHF 408.70 

ST1475915 15 cm, Ø: 0,8 mm CHF 458.75 

ST1475918 18 cm, Ø: 0,8 mm CHF 438.30 




Barraquer

Feiner, in der Hand drehbarer PA-Feder-Nadelhalter für atraumatisches Nähen.

 tungsten carbide


Hauptindikation: laterale oder apikale Verschiebelappen, freies Schleimhauttransplantat, etc.


ST1474515 15 cm, Ø: 1,2 mm CHF 419.20 


ST1474518 18 cm, Ø: 1,2 mm CHF 429.25 

ST1474615 15 cm, Ø: 1,2 mm CHF 429.25 

ST1474618 18 cm, Ø: 1,2 mm CHF 439.85 

ST1475015 15 cm, Ø: 0,8 mm CHF 406.25 

ST1475018 18 cm, Ø: 0,8 mm CHF 444.90 

ST1475118 18 cm, Ø: 0,8 mm CHF 455.30 



Zucchelli

Graziler Nadelhalter, gerade, glatt

 tungsten carbide  ultra fine


ST1476018 18 cm, 0,6 mm CHF 497.80 



Nadelhalter

Microvascular

Empfohlen für Fadenstärke: 4-0 - 5-0

ST470814 15 cm, Ø: 1,8mm CHF 247.50  ¼

ST470818 18 cm, Ø: 1,8mm CHF 256.25  ¼

 tungsten
carbide



Ryder

Empfohlen für Fadenstärke: 4-0 - 5-0

 tungsten
carbide

ST470613 13 cm, Ø: 2 mm CHF 230.80  ¼

ST470615 15 cm, Ø: 1,5 mm CHF 230.80  ¼



Nadelhalter, diamantiert

Empfohlen für Fadenstärke: 5-0 - 7-0

ST476015 14.5 cm, Ø: 1 mm CHF 625.25  ¼



 ultra fine

Die «ultra-fine» Instrumente mit ihren grazilen Arbeitsenden sind noch feiner als herkömmlichen Mikro-Instrumente. Sie erlauben ein sehr gezieltes und minimal-invasives Arbeiten, speziell mit Lupe bzw. Mikroskop.

 tungsten
carbide

Das Instrument ist mit Hartmetalleinsätzen bestückt, die eine lange Lebensdauer sicherstellen. Das Griffende ist vergoldet.

Nahtmaterial

Allgemeine Informationen


Der Faden

Die Funktion des Nahtmaterials besteht darin, die adaptierten Weichgewebsstrukturen in der Phase der Wundheilung ausreichend vor einwirkenden Kräften zu schützen und eine schnelle Gewebsheilung zu ermöglichen.

Aufgrund ihrer Struktur unterscheidet man zwischen monofilen, polyfilen und pseudomonofilen Fäden:

monofil


Einstrang-Faden mit glatter Oberfläche



- geringere Flexibilität im Vergleich zu polyfilen Fäden
- je dünner der Faden, desto besser die Handhabung vor allem beim Knoten
- keine Kapillarität* aufgrund glatter, geschlossener Oberfläche und völlig geschlossenem Innenraum
- sehr gute Gleitfähigkeit durch das Gewebe

polyfil


Geflochtener Faden mit rauher Oberfläche



- sehr geschmeidig und einfach zu handhaben
- raue Oberfläche bewirkt guten Knotensitz, wirkt aber traumatischer beim Gewebedurchzug
- hohe Kapillarität*

pseudomonofil

Multifiler Faden mit glatter Oberfläche



- eine hüllenartige Beschichtung sorgt für die glatte Oberfläche
- hohe Geschmeidigkeit bei der Handhabung, insbesondere beim Knoten
- keine Kapillarität*
- vereinigt die guten Eigenschaften der monofilen und polyfilen Fäden

*Kapillarität (Dochtwirkung):

Geflochtene Fäden ziehen Gewebeflüssigkeit und Keime wie ein Docht in das Innere der Wunde.

Die Nadel

Die Stoma Nadeln sind aus einer besonderen rostfreien Edelstahllegierung gefertigt und sehr stabil und biege-resistent. Dies garantiert ein leichtes Ein- und Durchstechen. Dank der polierten Oberfläche und den glatten Übergängen von der Nadel zum Faden entsteht ein minimales Wundtrauma. Der spezielle Schliff der Nadelspitze erhält diese, auch nach mehreren Einstichen.

Die Codierung der Nadelform:

1 Nadelform

- B = biradial
- D = 3/8-kreisförmig
- G = gerade
- H = 1/2-kreisförmig



2 Nadelquerschnitt

- R = Rundkörper, nicht schneidend
- S = schneidend



3 spezielle Ausführung

- T = Trokarspitze
- S = schlanke Spitze
- M = Micro-Spitze



4 Nadellänge (in mm)




ein Beispiel:

H R T 17
1 2 3 4

Vorteile der Nadel-Faden-Kombination

- minimales Gewebetrauma, keine zusätzliche Erweiterung der Wunde
- sofort einsatzbereit, kein zusätzliches Einfädeln
- stets neue, scharfe Nadeln
- keimfreies Material, durch Direktentnahme des sterilen Materials aus der Peelpackung











Nicht resorbierbares, atraumatisches Nahtmaterial



Eigenschaften






- nicht-resorbierbares, polyfiles, synthetisches Geflecht aus Polyesterfasern
- hohe Reißfestigkeit und sicherer Knotensitz dank besonderer Flechtstruktur
- homogene uniforme Fadenoberfläche
- reduzierte Dochtwirkung durch Beschichtung

Nadel		Fadenstärke			Fadenlänge	Abpackung à	CHF
		USP	3-0	4-0			
 GR 19	19 mm	-	-	ST420411	45 cm	12	65.65
 HR 17	17 mm	ST425321	-	-	45 cm	12	62.60
 HR 22	22 mm	ST423321	-	-	45 cm	12	55.35
 HR 22	22 mm	-	-	ST423411	45 cm	12	61.75
 HRT 17	17 mm	ST429321	-	-	45 cm	12	61.65
 HRT 17	17 mm	-	-	ST429421	45 cm	12	68.85
 HS 18	18 mm	-	-	ST422421	45 cm	12	61.10



Eigenschaften

- nicht resorbierbarer, monofiler Faden aus Polyvinylidendifluorid
- sehr gute Handhabung durch optimale mechanische Eigenschaften, garantiert einen verbesserten Knotensitz gegenüber anderen monofilen Fäden
- hohe Knotenreissfestigkeit und Geschmeidigkeit
- keine Dochtwirkung

Nadel		Fadenstärke					Fadenlänge	Abpackung à	CHF
		USP	5-0	6-0	7-0	8-0			
 DSM 10	10 mm	-	-	ST427641	-	-	45 cm	12	124.55
 DSM 13	13 mm	-	-	ST434641	-	-	45 cm	12	136.90
 DSM 16	16 mm	-	-	ST432641	-	-	45 cm	12	129.60
 DSM 19	19 mm	ST433541	-	-	-	-	45 cm	12	136.90

Nicht resorbierbares, atraumatisches Nahtmaterial

stoma  **-supramid**
Aus Leidenschaft für Perfektion



Eigenschaften

- nicht resorbierbarer, synthetischer Faden aus «Polyamid 6»
- pseudomonofil bis Fadenstärke USP 4-0 (metric 1,5), monofil ab Fadenstärke USP 5-0 (metric 1)
- vereinigt die Eigenschaften geflochtener Fäden (Flexibilität und leichtes Knoten und monofiler Fäden (glatte Oberfläche) in sich
- keine Dochtwirkung durch äussere Hülle

Nadel		Fadenstärke				Fadenlänge	Abpackung à	CHF
		USP	3-0	4-0	5-0			
 GR 19	19 mm	-		ST420411	-	45 cm	12	65.65
 HR 17	17 mm	-		ST425411	-	45 cm	12	69.90
 HR 22	22 mm	-		ST423411	-	45 cm	12	61.75
 HRT 17	17 mm	ST429311		ST429411	-	45 cm	12	69.10
 HS 12	12 mm	-		ST418411	-	45 cm	12	65.40
 HS 12	12 mm	-		-	ST418511	45 cm	12	66.65
 HS 18	18 mm	ST422311		ST422411	-	45 cm	12	59.35
 HS 23	23 mm	ST416311		-	-	45 cm	12	59.95
 DSS 13	13 mm			-	ST428511	45 cm	12	93.05
 DSS 16	16 mm			-	ST435511	45 cm	12	104.70



Resorbierbares atraumatisches Nahtmaterial

stoma  **-pga rapid**
Aus Leidenschaft für Perfektion



Eigenschaften

- gleiche Eigenschaften wie stoma-pga
- Reisskraft beträgt nach 7 Tagen noch ca. 50% und geht nach 21 Tagen gegen Null
- nach ca. 42 Tagen ist das Material vollständig resorbiert




Nadel		Fadenstärke		Fadenlänge	Abpackung à	CHF
		USP	6-0			
 DSM 11	11 mm		ST431651	45 cm	12	188.60

Resorbierbares atraumatisches Nahtmaterial



Eigenschaften:

- polyfilar, synthetischer, resorbierbarer Faden aus Polyglykolsäure (PGA)
- sehr geschmeidig dank Präzisionsflechtung und Beschichtung
- garantiert perfekter Knotensitz, hohe Reissfestigkeit und schonender Gewebedurchzug
- die Reisskraft von stoma-pga beträgt nach 14 bis 16 Tagen noch 50%. Die Resorption ist nach ca. 90 Tagen abgeschlossen.

Nadel		Fadenstärke			Fadenlänge	Abpackung à	CHF
		USP	4-0	6-0			
 HR 17	17 mm	ST425431		-	45 cm	12	106.20
 DSM 11	11 mm	-	ST431631		45 cm	12	188.60

Skalpellsklingen

Standard-Skalpellsklingen



ST452265
Standard-Klinge
Pckg. à 100 Stück,
einzeln, steril
CHF 50.45



ST452262
Standard-Klinge
Pckg. à 100 Stück,
einzeln, steril
CHF 50.45

Mini-Skalpellsklingen



ST450969
Pckg. à 25 Stück, einzeln, steril
CHF 176.45



ST451067
Pckg. à 25 Stück, einzeln, steril
CHF 105.95



ST451064
Pckg. à 25 Stück, einzeln, steril
CHF 105.95



MJK-BW001

Für die sulkuläre Schnittführung mesial und distal und im Gaumen.
Pckg. à 10 Stück, einzeln, steril
CHF 65.00



MJK-BW002

Für die sulkuläre Schnittführung bukkal-lingual.
Pckg. à 10 Stück, einzeln, steril
CHF 65.00



MJK-BW003

Für die vestibuläre Schnittführung.
Pckg. à 10 Stück, einzeln, steril
CHF 65.00



MJK-BW004

Für die Schnittführung im Frontzahnbereich.
Pckg. à 10 Stück, einzeln, steril
CHF 65.00

Mini-Klingen in Löffelform



MJK-SB001

Löffelförmige Klinge für die sulkuläre Schnittführung, ideal bei Tunnelpräparationen oder Bindegewebeentnahme am Gaumen, kniegebogen.
Pckg. à 10 Stück, einzeln, steril
CHF 115.60



MJK-SB002

Löffelförmige Klinge für die sulkuläre Schnittführung, abgewinkelt.
Pckg. à 10 Stück, einzeln, steril
CHF 115.05

individuell biegsam



MJK-SB003

Löffelförmige Klinge für die sulkuläre Schnittführung, ideal bei Tunnelpräparation oder Bindegewebeentnahme am Gaumen.
Pckg. à 10 Stück, einzeln, steril
CHF 115.60

Einweg-Miniskalpelle mit rundem Kunststoffgriff

(Ø 6 mm, 11 cm lang), Pckg. à 5 Stück, einzeln, steril

MJK-BH001 CHF 59.05

MJK-BH002 CHF 59.05

MJK-BH004 CHF 59.05

(Formen siehe oben)



Mikro-Skalpellklingen




MJK-SB004

Viper, Mikro-Klinge
Feine Klinge in Lanzettenform mit langem Schaft.
Pckg. à 10 Stück, einzeln, steril
CHF 134.80



Skalpellklingen-Halter für Standardklingen, gerade

stoma hy-grip®
Aus Leidenschaft für Perfektion



stoma color-stick®
Aus Leidenschaft für Perfektion



Skalpellklingen-Halter für Standardklingen, doppelendig

2 Klingen pro Seite zur Bindegewebsentnahme

stoma color-stick®
Aus Leidenschaft für Perfektion



ST751110 CHF 84.50
Klingenabstand

1 mm  1,5 mm

ST751115 CHF 87.90
Klingenabstand

1,5 mm  2 mm

Schwenkkopf-Klingenhalter für Standardklingen



ST1451200 frei beweglich dank Kugelgelenk CHF 281.95



Skalpellklingen-Halter für Mini- und Mikroklingen



ST1451000 Mikro-Klingenhalter CHF 168.55



MJK-IH001	Ø 6 mm, 11 cm lang	CHF 69.05
MJK-IH002	Ø 8 mm, 14 cm lang	CHF 76.90
MJK-IH001T	Ø 6 mm, 11 cm lang, Titan	CHF 167.75
MJK-IH002T	Ø 8 mm, 14 cm lang, Titan	CHF 187.40



ST1444100 Gingivektomiemesser, Tunnelinstrument Memmingen, gewinkelt

CHF 147.55



ST1444300 Gingivektomiemesser, Tunnelinstrument Memmingen, gewinkelt

CHF 147.55

Scheren



Eine feine Zahnung auf den Scherenblättern verhindert das Abrutschen z.B. von Gewebe oder Faden.



Beide Schneideblätter sind auf der Innenseite mit «**wolfram carbide**» beschichtet. Durch diese raue Oberfläche wird ein Abrutschen der Schere von Gewebe oder Faden verhindert. Beide Ringe sind vergoldet.



Dank des speziellen «**super cut**»-Schliffs hat ein Scherenblatt eine messerscharfe Schneidekante, die eine leichte Schnittführung bei gleichzeitig reduzierter Traumatisierung ermöglicht. Das zweite Blatt ist mit einer Micro-Verzahnung versehen, die das Abrutschen von Gewebe oder Faden verhindert. Zur besseren Identifizierung ist ein Grifftring vergoldet.




Die Schneiden sind mit Hartmetallplättchen «**tungsten carbide**» bestückt, die eine präzise Schnittführung ermöglichen sowie die Standzeit um ein Vielfaches verlängern. Beide Ringe sind vergoldet.



ST354616 Kelly, Schere gebogen, 16 cm


CHF 90.55



ST354618 Kelly, Schere gebogen, 18 cm

CHF 96.90






ST356511 La Grange, Zahnfleissschere, doppelt gebogen, gezahnt, 11,5 cm CHF 86.65




ST360213 Goldman-Fox, Schere SC, gebogen, 13 cm CHF 124.20



ST349114 Metzbaum-Fino, gebogen CHF 274.35



ST1355116 Gomel, gebogen, 16 cm CHF 399.65



ST1355516 Zucchelli, gebogen, 16 cm CHF 399.65

 **macro**

Formen und Dimensionen für klassische Produkte und Eingriffe.

 **advanced**

Die Dimensionen der Arbeitsenden liegen bei **advanced-Instrumenten** zwischen klassischen makro-chirurgischen Instrumenten und Mikro-Instrumenten. Sie erleichtern das feinfühliges Arbeiten und bilden auf diese Weise den Übergang zur Mikro-Chirurgie.

 **micro**


Dimension und Beschaffenheit der Arbeitsoberfläche der **Mikro-Instrumente** sind speziell für den Umgang mit den in der Micro-Chirurgie verwendeten Materialien und vorliegenden Gewebestrukturen angepasst. Geringer Platzanspruch sorgt für eine bessere Übersicht, speziell bei der Arbeit mit Lupenbrillen.

 **ultra fine**

Ultra fine Instrumente sind geeignet für die Anwendung in besonders feinen Strukturen, z.B. in der plastisch-ästhetischen Chirurgie, und unter Verwendung einer stärkeren Lupenbrille oder dem Mikroskop. Die grazilen Arbeitsenden erlauben ein minimalinvasives Arbeiten und sind in ihrer Beschaffenheit den verwendeten Materialien und Gewebestrukturen angepasst.

Ø 0,6 mm



 **ultra fine** **ST1406217** Cooley, Pinzette, chirurg. atraumatisch, gerade, ultra fine, 17 cm **CHF 326.85**

Ø 1,3 mm



 **advanced** **ST1405017** Cooley, chirurgisch atraumatisch, 1:2 Zähne, gerade, 17 cm **CHF 207.50**

Ø 1,3 mm




 **advanced**  **tungsten carbide**

ST1405217 Cooley, anatomisch, TC, gerade, 17 cm **CHF 218.55**

Ø 0,8 mm



 **micro** **ST1408917** Cooley, chirurgisch, 1:2 Zähne, gebogen, 0,8 mm, 17 cm **CHF 290.00**

Pinzetten




Ø 1,3 mm

ST1414017 Team Atlanta, Gewebefasspinzette, u. Nahtpinzette, gebogen, 17 cm

CHF 287.20

Raspatorien




Ø 2 mm

Ø 8 mm

Ø 3 mm

ST1441400 Papillenelevatorium

CHF 107.20




Ø 2 mm

Ø 8 mm

1 mm

ST1443300 Buser / Papillenlöser, Kombination, 17 cm

CHF 80.15



Ø 5 mm


Ø 8 mm

7 mm

5 mm

ST1441600 Buser, Raspatorium, 18 cm

CHF 103.65



3 mm


6 mm

Ø 8 mm

3 mm

ST1441700 Freer-Studer, doppelendig, 17 cm

CHF 78.35



5 mm


Ø 8 mm

9 mm

3 mm

ST1441800 Palti, 17,5 cm

CHF 101.00



3 mm

Ø 8 mm

5 mm

3 mm

ST1441300 Memmingen, Mikro-Raspatorium, 17,5 cm

CHF 98.70




ST1990801

«Berner Konzept» Modul Basic Surgery Set **CHF 2303.40**

nach Prof.Dr.Dr. A. Sculean, M.S.

bestehend aus:



ST1510800 CHF 48.75

Spiegelgriff mit Gewinde M 2,5



ST3496400 CHF 7.95

Megaduo-Spiegel, plan,
Grösse 4, Rhodium Front
Surface



ST1451403 CHF 79.05

Skalpellklingenhalter, gerade



ST1405117 CHF 211.25

Pinzette, advanced, Cooley, 1,3mm,
gerade



ST1405217 CHF 218.55

Pinzette, advanced,
anatomisch, TC, 1,3mm,
gerade




ST1441905 CHF 106.60

Raspatorium, De Wijs, 5 mm, DE



ST1441800 CHF 101.00

Raspatorium, DE



ST1442700 CHF 106.25

Micro-Abhalter, Emos, DE




ST360213 CHF 124.20

Schere, Goldmann-Fox, SC,
gebogen




ST356511 CHF 86.65

Schere, La Grange, gezahnt,
11,5 mm




ST1462130 CHF 102.25

Schaber, Lucas 3mm, DE



ST1462125 CHF 102.25

Schaber, Lucas 2,5mm, DE



ST380012 CHF 39.25

Arterienklemme, Halstead-
Mosquito, gerade, 12 cm



ST1474715 CHF 412.75

Nadelhalter, Castroviejo,
Genon, TC gerade, 15 cm




ST405335 CHF 96.70

Wundhaken Kocher,
35 x 11 mm, 22 cm



ST333418 CHF 24.15

Absaugkanüle, ø 4 mm,
18 cm




ST1296500 CHF 79.15

Periotom, kniegebogen



ST1296600 CHF 76.55

Periotom, gerade



ST1296700 CHF 79.15


Periotom, über Fläche gebogen

ST6551.10 CHF 271.20

stoma p.i.c.® tray

1 Lagersteg für Pinzetten,

2 Haltebolzen und Deckel






ST1990802


«Berner Konzept» Modul Perio Set CHF 709.25

nach Prof.Dr.Dr. A. Sculean, M.S.


bestehend aus:



ST1292700 CHF 37.40
Parodontometer, North Caro
PCPNC, ø 6 mm, SE



ST1292000 CHF 60.00
Parodontometer, Nabers CQ-
farbcodiert, ø 6 mm, DE



ST775510 CHF 49.05
color-stick® Kürette, Gracey
GRC5-6, gelb, ø 10 mm



ST775710 CHF 49.05
color-stick® Kürette, Gracey
GRC7-8, grau, ø 10 mm



ST776110 CHF 49.05
color-stick® Kürette, Gracey,
GRC11-12 violett, ø 10 mm




ST776310 CHF 49.05
color-stick® Kürette,
Gracey, GRC13-14 blau, ø 10 m




ST1294100 CHF 99.00
Gingivektomiemesser, Orban
Or1-2, Kontrawinkel, DE




ST1283700 CHF 80.55
Meissel, Rhodes 36-37,
Back Action



ST1462115 CHF 101.45
Schaber, Lucas, 1,5 mm, DE



ST783510 CHF 49.05
color-stick® Scaler, HC6-7,
grün, ø 10 mm



ST299111 CHF 117.80
stoma p.i.c.® tray mit 2 Stegen
und Bügel für 11 Instrumente




ST1990803

«Berner Konzept» Modul Micro Surgery Set CHF 2'405.95

nach Prof.Dr.Dr. A. Sculean, M.S.

bestehend aus:



ST1451000 CHF 168.55
Micro-Klingenhalter



ST1441300 CHF 98.70
Micro Raspatorium,
Memmingen



ST1441903 CHF 106.60
Raspatorium, De Wijs,
3 mm, DE



ST1406217 CHF 326.85
Pinzette, Cooley, chirurg.
atraumatisch, ultra fine,
0,6 mm, gerade, 17,5 mm



ST1476018 CHF 497.80
Nadelhalter, TC, 0,6 mm, gerade,
18 cm



ST1355516 CHF 399.65
Micro-Schere, gebogen, extra fein,
16 mm




ST1414017 CHF 287.20
Gewebefasspinzette,
ø 1,3 mm, 17 cm




ST356213 CHF 82.95
Schere, Goldman-Fox,
gezahnt, gebogen, 13 cm



ST1462000 CHF 177.75
Knochenschaber,
5 mm + 7 mm, DE



ST1461600 CHF 143.00
Universalinstrument Biehler für
Augmentationschirurgie



ST655300 CHF 213.35
stoma p.i.c.® tray,
mit 2 Stegen, 1 Lagersteg für
Pinzetten, 2 Haltebolzen und
Deckel, für 7 Instrumente




ST1990804

«Berner Konzept» Modul Plastic Esthetic Surgery Set **CHF 1'138.40**
nach Prof.Dr.Dr. A. Sculean, M.S.


bestehend aus:



ST1444621 CHF 165.70
Tunnelinstrument




ST1444622 CHF 165.70
Tunnelinstrument




ST1444603 CHF 165.70
Tunnelinstrument
Sculean/Aroca



ST1444604 CHF 165.70
Tunnelinstrument
Sculean/Aroca



ST1443900 CHF 153.20
Raspatorium
für Tunneltechnik, 2 mm



ST1283900 CHF 119.20
Knochenmeissel
2,5 mm / 3,5 mm



ST1285000 CHF 108.20
Parodontalmeissel
2 mm / 3 mm



ST299107 CHF 113.60
stoma p.i.c.® tray,
mit 2 Stegen für 7 Instrumente
und Spannbügel



ST1990501

«Berner Konzept» Modul Titan-Mini-Küretten Set **CHF 450.35**

bestehend aus:




ST511010 CHF 9.95 p. Stk
Spiegelgriff, blau (2 Stück)




ST3496400 CHF 7.95
Megaduo-Spiegel, plan, Gr. 4,
Rhodium




ST292220 CHF 51.85
Parodontometer-Ansatz,
PCPNGT22, Titan



ST775522 CHF 95.65
Titan-Mini-Kürette
GRXST5-6, ø 8 mm



ST776122 CHF 95.60
Titan-Mini-Kürette GRXST11-12,
ø 8 mm



ST776322 CHF 95.60
Titan-Mini-Kürette GRXST13-14,
ø 8 mm



ST299107 CHF 100.90
stoma p.i.c.® tray,
mit 2 Stegen für 7 Instrumente
und Spannbügel

nach Prof.Dr. F. Khoury
Privatklinik Schloss Schellenstein, Olsberg
micro-screw Set

ST2303400

CHF 1'696.85

a) micro-screw Set basic

Inhalt des Sets:

- p.i.c.®-tray mit 4 Aufnahme-Blöcken für Schrauben, Bohrer und Schraubendreher
- micro-screws Ø 1,0 mm 6 mm 3 Stück
Ø 1,0 mm 8 mm 3 Stück
Ø 1,0 mm 10 mm 3 Stück
- micro-screws Ø 1,2 mm 6 mm 3 Stück
Ø 1,2 mm 8 mm 3 Stück
Ø 1,2 mm 10 mm 3 Stück
- Bohrer Ø 0,8 mm 16 mm 1 Stück
Ø 1,0 mm 15 mm 1 Stück
- Schraubendreher einfach



ST2303300

CHF 2225.80

b) micro-screw Set komplett

wie micro-screw Set basic

+ Schraubendreher mit Greifer

+ Schraubendrehansatz für Winkelstück



Jeder Artikel ist auch einzeln erhältlich.
Unser geschultes Personal berät Sie gerne!



ST2303400

Basic-Set

CHF 1696.85

Die **stoma-p.i.c.[®]-trays** sind größenmäßig aufeinander und auf unser Aufbereitungsprogramm abgestimmt. Dies ermöglicht eine vereinfachte, geschützte Handhabung und Organisation der Instrumente.

Die offene Konstruktion der Edelstahltrays gewährleistet eine intensive Desinfektion, Reinigung sowie ein optimales Trocknen der Instrumente.

Durch eine übersichtliche und funktionsgerechte Lagerung auf den Stegen besteht ein schneller Zugriff zum benötigten Instrument.


ST299107
stoma-p.i.c.[®]-tray
180 x 86 x 30 mm
mit 2 Teflonstegen für
7 Instrumente. Bestens
geeignet zum Einschweißen
in Folie 6453.15
CHF 100.80




ST299111
stoma-p.i.c.[®]-tray
180 x 129 x 30 mm
mit 2 Teflonstegen für
11 Instrumente. Passend
für Demi-Tray 6885.00 (ist auf
Norm-Tray-Abmessungen
abgestimmt).
CHF 117.80




ST655000
stoma-p.i.c.[®]-tray
271 x 175 x 34 mm
ohne Einsätze
CHF 253.85




ST655400
stoma-p.i.c.[®]-tray
180 x 86 x 34 mm
mit 2 Teflonstegen für
7 Instrumente, mit Deckel.
Bestens geeignet zum Ein-
schweißen in Folie 6453.15
CHF 159.55



ST655110
stoma-p.i.c.[®]-tray
271 x 175 x 34 mm
mit 2 Teflonstegen für
14 Instrumente, 2 Haltebolzen,
mit Deckel. Passend für Norm-
Tray und p.i.c.[®]-container.
CHF 271.20



ST655300
stoma-p.i.c.[®]-tray
271 x 86 x 34 mm
mit 2 Teflonstegen für
7 Instrumente, 1 Lagersteg für
Pinzetten, 2 Haltebolzen, mit
Deckel. Passend für Half-Tray.
CHF 213.35



ST655600
stoma-p.i.c.[®]-tray
271 x 175 x 34 mm
mit 4 Teflonstegen für
21 Instrumente, 2 Haltebolzen,
mit Deckel. Passend für
Norm-Tray und p.i.c.[®]-container.
CHF 332.10



Die ideale Synthese zwischen traditionellem Hebel und Periotom.
Eine äusserst schonende, atraumatische Zahnentfernung!

4 Gründe für Luxator® Periotome

Atraumatische Extraktion

Die feine verjüngte Klinge komprimiert den Alveolarknochen und durchtrennt zugleich das periodontale Ligament.

Ergonomisches Design

Ergonomisch geformter Griff für besten Halt.

Höchste Taktilität

Die Verwendung von höchst qualitativen Materialien verleiht dem Instrument hervorragende Taktilität.

Grosses Angebot an Klingebreiten und -formen

Einzigartige Auswahl an Klingen ermöglicht dem Behandler das ideale Instrument für jede Extraktion zu finden.

Luxator Kit L-K7 **CHF 701.80**

Luxator Kit L-K4 **CHF 415.80**

Luxator einzeln, Standardlänge **CHF 138.60**



Auch in Kurzversion erhältlich

L1S	L2S	L3S	L3C	L3CA	L3IC	L5S	L5C
Periotome	Periotome	Periotome	Periotome	Periotome	Periotome	Periotome	Periotome
MSD506355	MSD506352	MSD506340	MSD506341	MSD506353	MSD506354	MSD506343	MSD506342
1mm, Gerade	2mm, Gerade	3mm, Gerade	3mm, Gekrümmt	3mm, Gegen- gekrümmt	3mm, Innenge- krümmt	5mm, Gerade	5mm, Gekrümmt
Hellgrün	Grün	Grau	Schwarz	Blau	Hellblau	Hellbraun	Braun
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard



Behandlungsjacke

Die Behandlungsjacke besteht aus einem synthetischen Gewebe mit Karbonfaserstreifen, die eine elektrostatische Aufladung verhindern, und besitzt eine antimikrobielle Ausstattung. Druckknöpfe ermöglichen ein schnelles An- und Ausziehen.

Wasch-, desinfizier- und autoklavierbar. Bakteriendicht (99,998 %).

Behandlungsjacke (1 Stück)
LOS8-2002 (W = weiß / B = blau)
XS - L: **CHF 62.60**
XL und XXL **CHF 68.60**



Lange Gesichtsabdecktücher

Wasch- und autoklavierbare Tücher zum Schutz von Gesicht, Hals und Oberbekleidung der Patienten. Feuchtigkeitsundurchlässig, besonders für die Implantologie geeignet.

Packung mit 4 Stück, Farbe: grün
LOS8-3200G CHF 185.10



Patientenschutzumhang

Professioneller Schutz für Ihre Patienten ist mittels Klettband leicht und schnell anzulegen. Zwei Metallclips ermöglichen zudem die Fixierung einer Papierserviette. Sowohl wasch-, desinfizier- als auch autoklavierbar und besitzt eine antimikrobielle Ausstattung. Flüssigkeitsfest, resistent auch gegen aggressive Flüssigkeiten.

Bakteriendicht (99,998 %). Auch gefüttert lieferbar (z. B. als Wärmedecke in der Chirurgie).

Packung mit 4 Stück
Farbe: W= weiß, B= blau
LOS8-3105 (W/B) CHF 110.20



Frottee-Gesichtsabdecktücher

Wasch- und autoklavierbare Tücher aus weichem, saugfähigen Frottee bieten Ihren Patienten neben dem erwünschten Schutz freie Sicht während der Behandlung durch das Netzgewebe im oberen Teil des Abdecktuches.

Packung mit 12 Stück

Weiss

LOS8-4020W CHF 104.90



Einweg-Gesichtsabdecktücher

Einweg-Gesichtsabdecktuch mit ausgestanzter Mundöffnung. Schützt Ihre Patienten und ermöglicht eine freie Sicht durch das Netzgewebe im oberen Teil.

Packung mit 50 Stück

Farben: B = blau / W = weiß

LOS8-1110 (B / W) Preise: auf Anfrage



Hygienehülle für den Lampengriff


Hygienehülle aus robustem teflonverstärkten Gewebe. Durch einen Klettverschluss leicht zu befestigen. Die Hülle vermeidet Kreuzkontaminationen durch den Lampengriff und ist eine einfache und wirksame Hygienevmaßnahme, die jeder Patient sofort bemerkt. Wasch- und autoklavierbar.

Hygienehüllen (12 Stück)

Farbe: grün

LOS8-3003G CHF 52.90





Das ganze MS Dental Sortiment finden Sie in unserem Webshop mit Onlinerabatt von 5 % – www.ms dental.ch



Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne
032 387 38 68